

# Phonak CROS L.

### Produktinformation

Phonak CROS L bietet eine CROS/BICROS-Lösung für Menschen mit einem nicht versorgbaren Hörverlust auf einem Ohr. CROS L wird an dem Ohr getragen, das von dem nicht versorgbaren Hörverlust betroffen ist, um Klänge zu erfassen und diese wireless zum kompatiblen Phonak Hörsystem auf dem anderen, besser hörenden, Ohr zu übertragen. CROS L verfügt über keinen akustischen Ausgang.

CROS L ist mit den Hörsystemen Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR und Sky L-PR kompatibel, welche die innovativen Technologien der Phonak Lumity Plattform nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.phonak.com



## Produktbeschreibung



CROS L-R CROS L-R Trial

Akku		wiederaufladbar	
Multifunktionstaster		•	
CROS-Einstellungen			
Wasserabweisende Beschichtung			
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 <sup>1</sup>	
Маßе	LxBxT	27,7 x 12 x 8,1 mm	
	Gewicht	2,2 g	
Ladezeiten <sup>2</sup>	0% bis 100%	3 Std.	
	0% bis 80%	1,5 Std.	
	30 Min. Anpassung	15 Min.	
Kompatibilität mit Hörsystem		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR und Sky L-PR	

## Gehäusefarben



Beige













Electric

Green

Caribbean

Pirate



Precious Pink

Ohrpassstück-Optionen

Standard-Dome (CROS Tube)	Standard-Dome in drei Größen (S, M, L) verfügbar		
	• CROS Tube ist für links/rechts und in vier verschiedenen Längen (0, 1, 2, 3) erhältlich		
SlimTip (CROS Tube)	Maßgefertigtes Ohrpassstück		
	• CROS Tube ist für links/rechts und in vier verschiedenen Längen (0, 1, 2, 3) erhältlich		
CROS Tip	• Vollständig maßgefertigtes Ohrpassstück für CROS, in vier verschiedenen Kabellängen (0, 1, 2, 3) erhältlich		

Kastanie Champagner Silbergrau Graphitgrau Samtschwarz

# Phonak CROS L-R Ladeoptionen



CROS L-R kann mithilfe eines Phonak Charger Ease aufgeladen werden. Phonak Charger Ease ist ein kompaktes Ladegerät, dessen Ladesteckplätze mit Magneten versehen sind, damit sich Ihr CROS L-R einfach einsetzen und entfernen lässt. Er verfügt über einen USB-C-Standard-Ladeanschluss, der aufleuchtet, wenn Strom zugeführt wird.

<sup>1</sup> IP68 zeigt an, dass das CROS L-R Gerät wasser- und staubresistent ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

2 Die tatsächliche Ladezeit richtet sich nach der verbleibenden Akkulaufzeit, beträgt jedoch maximal 3 Stunden.

## Anpassung

#### CROS L-R CROS L-R Trial

Phonak Target	9.0 oder höher
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

## Hauptfunktionen

CROS L kann mit einem Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR oder Sky L-PR Hörsystem aller Technolgiestufen angepasst werden. Daher hängen die Funktionen, die der Träger eines CROS L-Systems verwenden kann, vorwiegend von der Technologiestufe des Hörsystems ab, das am besser hörenden Ohr getragen wird. Bitte beachten Sie die Produktinformation von Phonak Audéo L, Naída L oder Sky L für zusätzliche Informationen.

#### Phonak SmartSpeech™ Technologie

Das CROS L-System verfügt, dank der Kombination mit einem kompatiblen Phonak Lumity Hörsystem, über alle relevante Funktionen der SmartSpeech Technologie einschließlich **StereoZoom 2.0**.

#### CROS-Einstellungen

Das Lautstärkeverhältnis zwischen CROS-Gerät und Hörsystem kann entweder über die Target Anpasssoftware oder direkt über einen kurzen Tastendruck auf den Multifunktionstaster am CROS-Gerät angepasst werden.

#### myPhonak und myPhonak Junior

Kunden mit einem CROS L-Gerät und kompatiblen Hörsystem können von der myPhonak- oder myPhonak Junior-App profitieren.

## **CROS L-Leistung**

CROS L verfügt über das Programm "Verstehen im lauten Störgeräusch" mit StereoZoom 2.0 in Verbindung mit Hörsystemen der Technologiestufen Premium und Advanced. Eine komplette Übersicht über die Mikrofonmodi, die CROS L abhängig von der Technologiestufe des kontralateralen Hörsystems bietet, finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

#### Für CROS L verfügbare Mikrofonmodi

Technologiestufe Hörsystem	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Omnidirektional
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•

## life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak für den Erhalt der Lebensqualität durch die Eröffnung neuer Klangwelten ein. Schon in der Gründungszeit prägte das Unternehmen eine wichtige Überzeugung: Gutes Hören bedeutet Wohlbefinden und Lebensqualität. Tatsächlich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Hören und sozialem, emotionalem, kognitivem und körperlichem Wohlbefinden. Heute und in Zukunft ist unser Ziel, das breiteste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Hörakustikern konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Wir wollen das Sprachverstehen verbessern und das Leben unserer Kunden und die Gesellschaft als Ganzes zum Positiven verändern.

www.phonak.com



