

Phonak Naída™ L ●

Produktinformation

Phonak Naída Lumity ist das umfassende HdO-Portfolio für leicht- bis hochgradige Hörverluste.

Dank Phonak SmartSpeech™ Technologie sind Naída L Hörsysteme ideal für Kunden, die leistungsstarke Lösungen auf unserer hochentwickelten Phonak Lumity Plattform benötigen.



Produktbeschreibung



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30



Naída L-SP
Naída L-SP Trial
L90/L70/L50/L30






Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30

Batterietyp		675	13	Integrierter Akku
Telefonspule		•	•	
CROS L Kompatibilität				•
Bluetooth®		•	•	•
Wasserabweisende Beschichtung		•	•	•
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Maße	L x B x T	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")
	Gewicht	4,60 g	4,40 g	3,68 g
Ladezeiten ²	0% bis 100%			3 Std.
	0% bis 80%			1,5 Std.
	30 Min.			
	Anpassung			10 Min.

	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm ³ Kuppler	141	134	139	133	135	130	129
Max. Verstärkung (dB) 2 cm ³ Kuppler	84	78	81	75	70	68	69
Frequenzbereich (Hz)	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700	< 100 - > 4900	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100

Anpassbereich

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680



Gehäusefarben



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandelholz



P4
Kastanie



P5
Champagner



P6
Silbergrau



P7
Graphitgrau



P8
Samschwarz

¹ IP68 bezeichnet die Wasser- und Staubresistenz des Hörgeräts. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.
² Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand des Akkus ab und kann je nach Temperaturbedingungen variieren.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.

Technologiestufen

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Verstehen im lauten Störgeräusch	•			
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•			
Komfort in halligen Situationen	•			
Musik	•	•		
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
Zusätzliche Programme				
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4	4	4
Komfort in halligen Situationen	•			
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	•		
Sprachverstehen in 360°	•	•		
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisches Telefon	•	•	•	•
Individuelles Hörprogramm	•	•	•	•
Telefon über T-Spule ± Mik. ¹	•	•	•	•
Induktionsschleife (T-Spule ± Mik.) ¹	•	•	•	•
Streaming-Programme				
RogerDirect + Mik.	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + Mik.	•	•	•	•
Anruf + Mik.	•	•	•	•

Funktionen	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control ²				
- Siri/Google-Assistent	•	•		
- Streaming pausieren/fortsetzen	•	•		
- Anruf annehmen/beenden	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Roger™ und direktionale Einstellung	•	•	•	•
Broadband Booster ³	•	•	•	•
Gesundheitsfunktionen ^{2,4}	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Lautstärkeabgleich	•	•	•	•
Tinnitus Balance ⁵	•	•	•	•
Auto Akklimatisierung	•	•	•	•
Streaming-Balance	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanäle für Feinanpassung	20	20	16	12

1 Nicht für Phonak Naída L-PR verfügbar
2 Nur für Phonak Naída L-PR verfügbar
3 Nur für Phonak Naída L-UP verfügbar
4 In Kombination mit myPhonak verfügbar
5 Nicht für Phonak Naída L-UP verfügbar

Anpassung

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 oder höher	9.1 oder höher	9.0 oder höher
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•	•
NOAHLink	•	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	•	

Akustische Ankopplung

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Schallaustritt	Hörwinkel	Gedämpft (HE11 680), transparent	•	•	•
	Hörwinkel	Ungedämpft (HE11), transparent	•	•	
	SlimTube 4.0	Für rechts und links in fünf unterschiedlichen Längen (00, 0, 1, 2, 3) erhältlich		•	•
Ohrpassstück für SlimTube	Dome	Mini Dome		•	•
		Offener Dome	In drei Größen erhältlich (S, M, L)	•	•
		Geschlossener Dome	In drei Größen erhältlich (S, M, L)	•	•
		Power Dome	In drei Größen erhältlich (S, M, L)	•	•
	SlimTip	Acryl		•	•
		Silikon		•	•
Ohrpassstück für Hörwinkel	Otoplastik		•	•	•

Phonak Naída L Trial

Die Phonak Naída L Trial Hörsysteme können entsprechend Ihrer Empfehlung schnell auf die gewünschte Technologiestufe eingestellt werden. So können Sie die Hörlösung Ihres Kunden bereits beim ersten Termin optimal anpassen oder ein Ersatzgerät zur Verfügung stellen, falls das Hörsystem des Kunden in Reparatur ist. In den Naída L Trial Geräten ist ein Roger-Empfänger vorinstalliert, der eine einfache Demonstration und das Probetragen jedes beliebigen Roger-Mikrofons ermöglicht.

Phonak Naída L-PR Ladeoptionen

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR verfügt über alle beliebten Lumity Funktionen und ist zudem wiederaufladbar. So erleben Ihre Kunden einen ganzen Tag Hörerlebnis inklusive Wireless-Streaming.*

* Die erwartete Akkulaufzeit beträgt 16 Stunden, einschließlich 4 Stunden Streaming mit klassischem Bluetooth und 4 Stunden Streaming über TV Connector.



Phonak Naída L Bluetooth®-Versionen

Streaming von Telefonanrufen / Audio-Streaming Bluetooth 4.2 Wireless-Technologie und ältere bluetoothfähige Smartphones

Wireless Communication Portfolio

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Wireless-Zubehör			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger			
Roger-Mikrofone	•	•	•
Apps			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Weitere Informationen finden Sie unter: www.phonak.com/naida-lumity

Weitere Informationen zu den Roger-Mikrofonen finden Sie unter: www.phonak.com/roger

Weitere Informationen zu myPhonak und myPhonak Junior finden Sie unter: www.phonak.com/apps

life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak für den Erhalt der Lebensqualität durch die Eröffnung neuer Klangwelten ein. Schon in der Gründungszeit prägte das Unternehmen eine wichtige Überzeugung: Gutes Hören bedeutet Wohlbefinden und Lebensqualität und ist somit essentiell, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Hören und sozialem, emotionalem, kognitivem und körperlichem Wohlbefinden. Heute und in Zukunft ist unser Ziel, das breiteste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Hörakustikern konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Wir wollen das Sprachverstehen verbessern und das Leben unserer Kunden und die Gesellschaft als Ganzes zum Positiven verändern.

www.phonak.com



7 16 13 38 9 17 02 16 3

027-06999-01|V3.00|2024-02|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved