

Phonak Sky™ Link M.

Produktinformation



Produktbeschreibung




Sky Link M

Batterietyp	13
Multifunktionstaster	•
Telefonspule	•
Bluetooth® 4.2 Wireless-Technologie	•
Wasserabweisende Beschichtung	•
IP-Code (Schutzgrad)	IP68 ¹
Maße	L x B x T
	40,0 x 16,9 x 8,5 mm
	Gewicht
	4,40 g

		HE11	HE11 680
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm ³ Kuppler	139	133
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	81	75
Frequenzbereich (Hz)		<100 – >5 000	<100 – >5 000
Betriebsstrom (mA)		2,1	2,0

Anpassbereich



Leichtgradiger bis starker Hörverlust,
alle audiometrischen Konfigurationen

■ HE11 680

Gehäuse- und Hörwinkelfarben

Gehäuse



P1

Sand Beige



P4

Kastanie



P8

Samtschwarz



Q3

Caribbean
Pirate



T3

Precious Pink



M7

Blue Ocean

Hörwinkel



R1

Grün



R2

Gelb



R3

Pink



R4

Orange



Q6

Blau



13

Transparent



Q7

Violett

¹ IP68 zeigt an, dass das Hörsystem wasser- und staubresistent ist. Es bestand ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard ohne Schaden.

Der Name Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt im Rahmen einer Lizenz.

Technologiestufen

AutoSense Sky OS 3.0

Ruhige Umgebung	•
Verstehen im Störgeräusch	•
Komfort im Störgeräusch	•
Musik	•
Verstehen im lauten Störgeräusch	•
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•
Komfort in halligen Situationen	•
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•

Zusätzliche Programme

Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4
Komfort in halligen Situationen	•
Verstehen im lauten Störgeräusch	•
Sprachverstehen in 360°	•
Verstehen im Störgeräusch	•
Ruhige Umgebung	•
Komfort im Störgeräusch	•
Soundprozessor ohrfern*	•
Musik	•
Akustisches Telefon	•
Individuelles Hörprogramm	•

Streaming-Programme

RogerDirect + Mik.	•
Phonak PartnerMic™ + Mik.	•
Anruf + Mik.	•

*Nur bei bimodalen Anpassungen

Funktionen

UltraZoom	•
SNR-Boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•
Real Ear Sound	•
Kanäle für Feinanpassung	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Akustisch optimiertes Vent	•
auto Akklimatisierung	•
Streaming-Balance	•
RogerDirect™	•
Einstellung Roger und direktional	•

Anpassung

Phonak Target	7.0 oder höher
Advanced Bionics Target CI	•
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•
NOAHLink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akustische Ankopplung

Schallaustritt	Standard-Hörwinkel	Gedämpft (HE 11 680) transparent und 6 zusätzliche Farben für Kinder (siehe Seite 2)
		Nicht gedämpft (HE 11) transparent und 6 zusätzliche Farben für Kinder
	Kindersicherer Hörwinkel	Minihörwinkel gedämpft (HE 11 680) transparent und 6 zusätzliche Farben für Kinder (siehe Seite 2)
		Minihörwinkel nicht gedämpft (HE 11) transparent und 6 zusätzliche Farben für Kinder
	SlimTube 4.0	Für rechts und links und in fünf unterschiedlichen Längen (00, 0, 1, 2, 3) erhältlich
Ohrpassestück für SlimTube	SDS 4.0	Power Dome und alle anderen Domes SDS 4.0 in drei Größen erhältlich (S, M, L)
	SlimTip	Acryl
		Silikon
Ohrpassestück für Hörwinkel	Otoplastik	
	Universal-Ohrpassestück	

Phonak Trial™

Für ein Probetragen wird das Phonak Sky M-SP Trial empfohlen. Das Testgerät ist nicht mit dem AB Soundprozessor kompatibel.

Kompatibilität

Sky Link M kann verwendet werden:

- in einer einseitigen Anpassung
- in einer binauralen Anpassung mit zwei Sky Link M Hörsystemen
- in einer bimodalen Anpassung mit einem Sky CI M90 Soundprozessor von Advanced Bionics

Wireless Communication Portfolio

	Sky Link M
Wireless-Zubehör	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
Roger-Mikrofone	•
Apps	
myPhonak Junior	•
AB Remote	•

myPhonak Junior ist mit Sky Link M nur in einer einseitigen Konfiguration oder bei Kopplung mit einem anderen Sky Link M kompatibel.

life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak für den Erhalt der Lebensqualität durch die Eröffnung neuer Klangwelten ein. Schon in der Gründungszeit prägte das Unternehmen eine wichtige Überzeugung: Gutes Hören bedeutet Wohlbefinden und Lebensqualität und ist somit essentiell, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Hören und sozialer, emotionaler, kognitiver und physischer Gesundheit. Heute und in Zukunft ist es unser Ziel, das breiteste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Hörakustikern konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Wir möchten das Sprachverstehen verbessern, das Leben unserer Kunden verändern und der Gesellschaft insgesamt einen Mehrwert bieten.

phonak.com

