Phonak Paradise RIC-Hörgeräte

So vielfältig wie das Leben

Ausgestattet mit der unvergleichbaren* Klangqualität¹, universellen Konnektivität, brillanten Sprachverständlichkeit^{1,2,3} und dem frischen, natürlichen Klang⁴ von Phonak Paradise

Phonak Audéo™



- Ob Date oder Dinner der perfekter Begleiter
- Mehr Optionen als ein Schweizer Taschenmesser



- Lässt das 🥎 messbar höher schlagen
- 10.000-Schritte-Motivator
- Der Fitnesstracker am Ohr

Phonak Audéo Fit™ Phonak Audéo Life™



- Es regnet? Egal!
- Poolparty? Ich bin dabei!
- Spontan Übernachten? Ladegerät mit integriertem Akku im Gepäck!

Phonak Slim™



- Kein klassisches Hörgerät
- Das neues Lieblings-Accessoire
- Der Star auf jedem Selfie

*Im Vergleich zu Phonak Audéo™ Marvel



A Sonova brand

^{1.} Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonakpro.com/evidence, Zugriff im November 2020.

^{2.} Appleton, J., &t Voss S.C., (2020) Motion-based beamformer steering leads to better speech understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonakpro.de/evidence, Zugriff im August 2020.

^{3.} Wright, A. (2020). Adaptive Phonak Digital 2.0: Next-level fitting formula with adaptive compression for reduced listening effort. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonakpro.com/evidence, Zugriff am 19. August 2020

^{4.} Taphuntsang, D. (2020). Marktforschungsdaten ID 4387. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an marketinsight@phonak.com.

Maßgeschneidert auf Ihren Lebensstil









	Audéo	Audéo Fit	Audéo Life	Slim
Automatische Anpassung an unterschiedliche Hörumgebungen mit AutoSense OS™ 4.0	•		•	•
Verringerte Höranstrengung im Störgeräusch bei leichtgradigem bis starkem Hörverlust ^{1,3}	•		•	•
Unterscheidet automatisch, ob Sprache oder Musik übertragen wird	•		•	•
Tap Control (nur für wiederaufladbare Modelle der Technologiestufen 70 und 90 verfügbar)	•		•	•
Universelle Bluetooth®-Konnektivität (iOS® & Android™)	•		•	•
Kompatibel mit RogerDirect™	•		•	•
Wiederaufladbares Modell	•		•	•
Modell mit Zink-Luft-Batterie	•			
Kompatibel mit CROS	•			
Kompatibel mit UP Receiver	•		•	
Kompatibel mit ActiveVent™ Receiver	•		•	•
Tracking der durchschnittlichen Tragedauer in unterschiedlichen Hörumgebungen (wiederaufladbare Modelle)*	•		•	•
Tracking von Schritten und Aktivitätslevel mit optionaler Zielfestlegung (wiederaufladbare Modelle)*	•		•	•
Tracking der Herzfrequenz und zurückgelegter Distanz*		•		
Über IP68 hinaus getestet. Wasserdicht (Schwimmbecken, Salzwasser, Regen) bis zu 50 cm und schweißresistent			•	
Einzigartiger 7°-Winkel für eine ergonomische Anpassung an die Kopfform				•

^{*}Mit der myPhonak App. Für einige Funktionen kann eine Nutzerregistrierung erforderlich sein.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.









iOS ist eine Marke von Cisco Technology, Inc. Android ist eine Marke von Google LLC.