

Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)




Auricular S


Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida



Ganancia acústica




Rango de frecuencia	<100 Hz - 10 000 Hz			
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5 %	2,0 %	2,0 %	1,0 %
Tiempo de funcionamiento esperado*	22 h			
Tiempo máximo de funcionamiento	38 h			
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dB SPL			

Auricular M


Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida



Ganancia acústica



Rango de frecuencia	<100 Hz - 10 000 Hz			
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5 %	2,0 %	2,0 %	1,0 %
Tiempo de funcionamiento esperado*	22 h			
Tiempo máximo de funcionamiento	38 h			
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dB SPL			

Advertencias

- ⚠ No se permite realizar cambios ni modificaciones en el audífono sin que hayan sido aprobados explícitamente por el fabricante. Dichos cambios pueden dañar el oído o el audífono.
- ⚠ El SPL que se genera en los oídos de los niños puede ser sustancialmente más alto que en los de los adultos promedio. Se recomienda el valor RECD medido para corregir el objetivo de OSPL90 ajustado.
- ⚠ Este audífono tiene un nivel de presión sonora de salida que puede superar los 132 dB SPL. Es necesario tener especial cuidado al adaptar este audífono, ya que existe riesgo de reducir la audición residual del usuario.
- ℹ Los valores de la ficha técnica se midieron con un auricular estándar. Tenga en cuenta que puede darse una desviación respecto a estos valores en función del acoplador de carcasa personalizado individualizado.

* El tiempo de funcionamiento esperado de la pila recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la antigüedad de la pila y el ambiente sonoro.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza

A Sonova brand




Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)


Auricular MAV
Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida



Ganancia acústica



Rango de frecuencia	<100 Hz - 9 000 Hz			
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5 %	2,0 %	2,0 %	1,0 %
Tiempo de funcionamiento esperado*	22 h			
Tiempo máximo de funcionamiento	38 h			
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dBSPL			

Información general sobre la prueba


- Se utilizan ajustes de medición específicos. Ajuste RTS con control de volumen.
- El dispositivo está funcionando en el modo lineal.
- La expansión de nivel suave está activa.
- Todos los datos obtenidos se miden con los ajustes de medición de Phonak Target.
- La latencia de la señal de audio determinada según un estándar interno es de 6,2 ms.

* El tiempo de funcionamiento esperado de la pila recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la antigüedad de la pila y el ambiente sonoro.


Auricular P
Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida



Ganancia acústica



Rango de frecuencia	<100 Hz - 7 500 Hz			
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Tiempo de funcionamiento esperado*	22 h			
Tiempo máximo de funcionamiento	38 h			
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dBSPL			



Phonak Audéo™ E

Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)


Datos técnicos

Auricular UP


Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida



Ganancia acústica



Rango de frecuencia	<100 Hz - 8000 Hz			
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Tiempo de funcionamiento esperado*	22 h			
Tiempo máximo de funcionamiento	38 h			
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dBSPL			

⚠ Los valores de la ficha técnica se midieron con una carcasa personalizada estandarizada. Tenga en cuenta que puede darse una desviación respecto a estos valores en función del acoplador acústico individualizado. Se debe tener especial cuidado en los auriculares UP, ya que la desviación individual puede comportar que la MPO sobrepase los 132 dBSPL.

* El tiempo de funcionamiento esperado de la pila recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la antigüedad de la pila y el ambiente sonoro.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza

A Sonova brand

PHONAK
life is on