

Phonak Virto™ 1.

Productinformatie

Phonak Virto Infinio is het uitgebreide IHO-portfolio voor mild tot zeer ernstig gehoorverlies. Virto I-hoortoestellen zijn de oplossing voor cliënten die een discrete, op maat gemaakte oplossing zoeken.

Virto I-R wordt mogelijk gemaakt door de innovatieve technologie van het Phonak Infinio-platform en is het eerste oplaadbare hoortoestel van Phonak.



Productbeschrijving

	 Virto I-R 190/170/150/130	 Virto I-10 NW O 190/170/150/130	 Virto I-Titanium 190/170
Powerniveau			
M	•	•	•
P	•	•	•
SP	•	•	•
UP ¹	•		
Hardware-configuraties/opties/technologie			
Batterijmaat	Ingebouwde accu	10	10
Oplaadtijden ²	0% tot 100%	3h	
	0% tot 80%	1,5 u	
	30 min. aanpassing	15 min.	
Bluetooth®	•		
Materiaal schaalkje	Acryl	Acryl	Titanium ³
IP-certificering	IP68 ⁴	IP68 ⁴	IP68 ⁴
Microfoontechnologie	Directioneel	Omni	Omni
Luisterspoel		Optioneel	Optioneel
Drukknop (programma/volume)	•	Optioneel	Optioneel
Volumeregelaar (wielkje)		Optioneel	
EasyPhone (voor akoestische telefoon)		•	Optioneel
MiniControl (voor programma- of volumewijziging)		•	•

Kleuren

Faceplate-kleuren



Kleur Titanium-schaaltje



Kleuren acrylaat-schaaltje



¹ Alleen beschikbaar in bepaalde landen

² De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij, maar is maximaal 3 uur.

³ Beschikbaar in twee verschillende oppervlakstructuren: standaard of extra retentie (ERS)

⁴ IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoet water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

⁵ Alleen Virto I-R en Virto I-10 NW O

Prestatieniveaus

AutoSense OS™ 7.0 ¹	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
Spraak in veel lawaai ²	•			
Muziek	•	•		
Spraak in de auto	•	•	•	
Comfort in lawaai	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Media spraak + mic ²	•	•	•	•
Media muziek + mic ²	•	•	•	•
Extra programma's				
Max. aantal extra programma's	4	4	4	4
Spraak in veel lawaai ²	•	•		
Spraak in 360° ²	•	•		
Spraak in de auto	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Telefoon via luisterspoel ± mic ³	•	•	•	•
Openbare luisterspoel ± mic ³	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
RogerDirect™ + mic ²	•	•	•	•
PartnerMic + mic ²	•	•	•	•
Telefoongesprek + mic ²	•	•	•	•

Functies	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
SpeechSensor ²	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0 ²	•	•		
Dynamic Noise Cancellation ²	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
Compatibiliteit met Roger	•	•	•	•
Uitschakelen hands-free gesprekken ^{2,4}	•	•	•	•
Tap Control ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Streamen pauzeren/hervatten	•	•		
- Telefoongesprek opnemen/afwijzen	•	•		
SoundRelax	•	•	•	
DuoPhone ²	•	•	•	
EasyPhone ³	•	•	•	•
UltraZoom ²	•	•	•	•
Roger directioneelinstelling ²	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
SoundRecover ²	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync ²	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanalen voor fijnafstelling	20	20	16	12

1 Phonak Virto I-10 NW O en Virto I-Titanium worden geleverd met AutoSense OS 6.0

2 Alleen beschikbaar voor Phonak Virto I-R





3 Alleen beschikbaar voor Phonak Virto I-10 NW O en Virto I-Titanium

4 Voor streng beveiligde omgevingen, bijvoorbeeld beveiligingsmaatregelen rondom gevoelige informatie

Aanpassing

	Virto I-R	Virto I-10 NW O/Virto I-Titanium
Phonak Target	11.0 of hoger	10.0 of hoger
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	
Noahlink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Akoestische koppeling

		M	P	SP	UP ¹
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	109	115	119	127
Maximale versterking (dB)	2 cc coupler	40	50	60	70
Frequentiebereik (Hz)	2 cc coupler	< 100 – 7000	< 100 – 6700	< 100 – 7000	< 100 – 5200
Stroomverbruik (mA)	Virto I-10 NW O, Virto I-Titanium	1,1	1,2	1,1	
Aanpasbereik		 Voor mild tot matig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties	 Voor mild tot matig-ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties	 Voor matig tot ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties	 Voor matig tot zeer ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

¹ Alleen beschikbaar voor Virto I-R en in bepaalde landen

Schaalstijlen

	Full Shell	Halve schaal	ITC	CIC	IIC
Virto I-R					
Virto I-10 NW O					
Virto I-Titanium					

Dankzij onze innovatieve aanpak van aanpassing, RightFit™, kunnen kleinere typen Virto I-R-hoortoestellen worden gemaakt, afhankelijk van ooraanatomie, ontvanger en ventingformaat.

Oplaadoplossing Phonak Virto I-R

Phonak Charger Virto I

Phonak Virto I-R heeft alle Infinio-functies die u gewend bent en alle voordelen van oplaadbaarheid. Ons bedrijfseigen Snap and charge-systeem maakt opladen eenvoudig en intuïtief. Laat het hoortoestel in de oplader los en het blijft magnetisch aan het oplaadpunt bevestigd. Met Snap and charge is de Virto R klaar is om de hele dag gebruikt te worden zodat cliënten kunnen genieten van een hele dag horen, inclusief streamen.



Draadloze technologie Phonak Virto I-R

Rechtstreekse telefoongesprekken/audiostreaming

Bluetooth® Classic-audio

Draadloze Communicatie Portfolio

	Virto I-R I90/I70/I50/I30	Virto I-10 NW O I90/I70/I50/I30	Virto I-Titanium I90/I70
Draadloze accessoire			
TV Connector	•		
Phonak PartnerMic™	•		
Phonak RemoteControl	•		
Roger			
RogerDirect	•		
Roger NeckLoop		• ¹	• ¹
Apps			
myPhonak	•		

¹ Beschikbaar als de luisterspoel geïnstalleerd is

life is on

Phonak zet zich sinds 1947 in voor behoud van levenskwaliteit door nieuwe akoestische deuren te openen. Sinds de oprichting van het bedrijf, al die jaren geleden, staat één overtuiging centraal: wij denken dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en ontzettend belangrijk is om alles uit het leven te kunnen halen. Horen wordt zelfs rechtstreeks in verband gebracht met sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. Vandaag, en in de toekomst, zetten we ons in om het breedste portfolio van innovatieve hooroplossingen te kunnen bieden. Samen met onze audiciens blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

phonak.com



027-0710-07/V4.00/2025-03/MLG © 2024 - 2025 Sonova AG. All rights reserved.