




Phonak Naída L-M (L90/L70/L50/L30)

Standard hook HE11 680


2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Output lydtryksniveau




Akustisk gain



Frekvensområde	<100 Hz - >7800 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	5,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Batteristrøm	1,6	mA		
Forventet drifttid*	107	t		
Ækvivalent input støjniveau	19	dB SPL		

Telespolefølsomhed

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	105 dB SPL




SlimTube HE


2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Output lydtryksniveau




Akustisk gain



Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	2,0%	1,0%
Batteristrøm	1,6	mA		
Forventet drifttid*	107	t		
Ækvivalent input støjniveau	19	dB SPL		

Telespolefølsomhed

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	95 dB SPL



Generelle testoplysninger

- Forsyningsspænding 1,3 V/impedans 6,2 Ω
- Der anvendes specifikke indstillinger for målinger. RTS tilpasning med indstilling af volumen
- Enheden arbejder i lineær tilstand
- Begrænset udvidelse er aktiv
- Alle hentede data måles med indstillinger for Phonak Target måling
- Latensen for det fastslåede lydssignal er 6,2 ms i henhold til en intern standard

Advarsler

- ⚠ Ændringer eller modifikationer til høreapparatet, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, er ikke tilladt. Sådanne ændringer kan beskadige høreapparatet, og øret kan tage skade.
- ⚠ Den udviklede SPL i børns ører kan være betragteligt højere end gennemsnittet for voksne. Det anbefales at måle RECD for at korrigere mål for tilpasser OSPL90.

* Batterideevnen afhænger af antallet af aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, høreudsættelsen, batteriets alder, lydmiljøet og øreproppen. Bemærk, at driftstiden for ikke-genopladelige zink-luft batterier kan variere afhængigt af batterimodellen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

