



Phonak Naída™ L-M

Tekniset tiedot


Phonak Naída L-M (L90/L70/L50/L30)

Normaali koukku HE11 680


2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Antotaso




Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - >7 800 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	5,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Pariston virta	1,6	mA		
Odotettu käyttöaika*	107	h		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		

T-kelan herkkyyks

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	105 dBSPL




Ohutputki HE


2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Antotaso




Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - >8 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	2,0%	1,0%
Pariston virta	1,6	mA		
Odotettu käyttöaika*	107	h		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		

T-kelan herkkyyks

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	95 dBSPL



Yleiset testitiedot

- Syöttöjännite 1,3 V / impedanssi 6,2 Ω
- Erityiset mittaasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö
- Laite toimii lineaarisessa tilassa
- Matalan tason laajennus on aktiivinen
- Kaikki saadut tiedot on mitattu Phonak Target -mittausasetuksilla
- Äänisignaalin viive sisäisen standardin mukaan on 6,2 ms

Varoitukset

- ⚠ Muut kuin valmistajan nimenomaisesti hyväksymät muutokset tai muokkaukset kuulokojeeseen eivät ole sallittuja. Muunlaiset muutokset saattavat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.
- ⚠ Äänenpainetaso voi olla lasten korvissa huomattavasti korkeampi kuin keskivertoaikuisilla. Suosittelemme käyttämään OSPL90:n RECD-mittauksen mukaista korjausta.

* Pariston käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, pariston iästä, ääniympäristöstä ja korvakappaleesta. Huomioi, että ei-ladattavien sinkki-ilmaparistojen käyttöaika voi vaihdella pariston mallista riippuen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

