



Phonak Naída™ L-M

Tekniske data


Phonak Naída L-M (L90/L70/L50/L30)

Standard hook HE11 680


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Lydtrykksnivå




Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >7800 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	5,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Batteristrøm	1,6	mA		
Forventet driftstid*	107	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dBSPL		

Telespolefølsomhet

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	105 dBSPL




SlimTube HE


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Lydtrykksnivå




Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	2,0%	1,0%
Batteristrøm	1,6	mA		
Forventet driftstid*	107	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dBSPL		

Telespolefølsomhet

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	95 dBSPL



Generell testinformasjon

- Forsyningsspenning 1,3 V / impedans 6,2 Ω
- Spesifikke måleinnstillinger brukes. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten drives i lineær modus
- Lavnivåekspansjon er aktiv
- Alle innhentede data måles med Phonak Target-måleinnstillinger
- Forsinkelsen til lydsignalet bestemt i henhold til en intern standard er 6,2 ms

Advarsler

- ⚠ Endringer eller modifikasjoner på høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Slike endringer kan skade øret eller høreapparatet.
- ⚠ Det utviklede lydtrykksnivået i ørene til barn kan være betydelig høyere enn hos voksne. RECD målt til korrekt mål av tilpasseren, OSPL90, anbefales.

* Batteriytelsen avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder, lydmiljø og ørepropp. Vær oppmerksom på at for ikke-oppladbare ZnAir-batterier kan driftstiden variere avhengig av batterimodellen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

