

# Phonak

# RemoteControl

## Datos técnicos

Dimensiones (L. x An. x Al.)	84 x 32 x 11,5 mm (3,3 x 1,3 x 0,5")
Peso	26,4 g (9,3 oz.), pila incluida
Color	Champán/negro
Condiciones de funcionamiento	De 0 a +45 °C (de 32 a 113 °F).
Condiciones de transporte y almacenamiento	De -20 a +60 °C (de -4 a +140 °F).
Humedad durante el almacenamiento	Del 0 % al 70 % (sin condensación)
Humedad durante el funcionamiento	Del 0 % al 95 % (sin condensación)
Piezas incluidas	Cordón y pila CR 2032
Protección contra la entrada	IP52



## Fuente de alimentación

Pila	CR 2032
Tiempo de funcionamiento	12 meses con un uso medio

## Información sobre radio

Tipo de antena	Antena monopolo
Frecuencia de funcionamiento	2,4 GHz-2,48 GHz
Modulación	GFSK
Potencia radiada	<2,8 mW



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Normas aplicadas

Normas relativas a las emisiones

EN 60601-1-2:2015  
IEC 60601-1-2:2014  
EN 55011:2009+A1  
CISPR11:2009/AMD1:2010  
CISPR22:1997  
CISPR32:2012  
ISO 7637-2:2011  
CISPR25:2016  
EN 55025:2017

Normas relativas a la inmunidad

EN 60601-1-2:2015  
IEC 60601-1-2:2014  
EN 61000-4-2:2009  
IEC 61000-4-2:2008  
EN 61000-4-3:2006+A1+A2  
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2  
EN 61000-4-4:2012  
IEC 61000-4-4:2012  
EN 61000-4-5:2014  
IEC 61000-4-5:2014  
EN 61000-4-6:2014  
IEC 61000-4-6:2013  
EN 61000-4-8:2010  
IEC 61000-4-8:2009  
EN 61000-4-11:2004  
IEC 61000-4-11:2004  
IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005  
ISO 7637-2:2011

Fabricante autorizado



Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Suiza