



PHONAK
life is on

A Sonova brand

Phonak Sky™ Link M.

Información del producto



Descripción del producto




Sky Link M

Tamaño de la pila	13	
Botón multifunción	•	
Bobina inductiva	•	
Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.2	•	
Recubrimiento hidrófobo	•	
Índice IP	IP68¹	
Dimensiones	L. x An. x Prof.	40,0 × 16,9 × 8,5 mm (1,57 × 0,67 × 0,33")
	Peso	4,40 g

		HE11	HE11 680
Presión de salida máx. (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	139	133
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	81	75
Rango de frecuencia (Hz)		<100->5000	<100->5000
Corriente de trabajo (mA)		2,1	2,0

Rango de adaptación



Pérdida auditiva de leve a severa, todas las configuraciones audiométricas

HE11 680

Colores de la caja y el codo

Caja



P1
beige arena



P4
castaño



P8
negro aterciopelado



Q3
pirata del Caribe



T3
rosa precioso



M7
azul océano

Codo



R1
verde



R2
Amarillo



R3
Rosa



R4
Naranja



Q6
Azul



13
Transparente



Q7
Violeta

1 IP68 indica que el audifono es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua dulce durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC60529.

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia.

Niveles de rendimiento

AutoSense Sky OS 3.0

Ambientes tranquilos	•
Palabra en ruido	•
Confort en ruido	•
Música	•
Palabra con ruido fuerte	•
Conversación en el coche	•
Confort en eco	•
Palabra multimedia + mic.	•
Música multimedia + mic.	•

Programas adicionales

Programas adicionales máx.	4
Confort en eco	•
Palabra con ruido fuerte	•
Palabra en 360°	•
Palabra en ruido	•
Ambiente tranquilo	•
Confort en ruido	•
Compatibilidad off-ear*	•
Música	•
Teléfono acústico	•
Programa a medida	•

Programas de transmisión

inalámbrica

RogerDirect + mic.	•
Phonak PartnerMic™ + mic.	•
Llamada telefónica + mic.	•

* Solo se usa en las adaptaciones bimodales

Funciones

UltraZoom	•
SNR-Boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Preferencias de ajuste del usuario	•
Real Ear Sound	•
Ajuste fino de canales	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Venting Acústicamente Optimizado	•
auto Acomodación	•
Equilibrio ambiental	•
RogerDirect™	•
Ajuste de Roger y direccional	•

Adaptación

Phonak Target	7.0 o superior
Target CI de Advanced Bionics	•
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•
NOAHLink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Acoplador acústico

Salida de sonido	Codo estándar	Con amortiguación (HE 11 680), transparente y en 6 colores pediátricos adicionales (consulte la página 2)
		Sin amortiguación (HE 11), transparente y en 6 colores pediátricos adicionales
	Codo de seguridad	Mini con amortiguación (HE 11 680), transparente y en 6 colores pediátricos adicionales (consulte la página 2)
		Mini sin amortiguación (HE 11), transparente y en 6 colores pediátricos adicionales
	Tubo fino 4.0	Disponible para la izquierda y derecha y en cinco longitudes distintas (00, 0, 1, 2, 3)
Auricular para tubo fino	SDS 4.0	Cápsula de potencia y todas las demás cápsulas SDS 4.0 disponibles en tres tamaños (S, M, L)
	SlimTip	Acrílico
		Silicona
Auricular para codo	Molde del oído	
	Cápsula universal	

Phonak Trial™

Si se necesita un dispositivo de prueba, se recomienda el audífono Phonak Sky M-SP Trial. Este dispositivo de prueba no es compatible con el procesador de sonido AB.

Compatibilidad

Sky Link M se puede utilizar como:

- una adaptación monoaural
- una adaptación binaural con dos audífonos Sky Link M
- una adaptación bimodal con un procesador de sonido Sky CI M90 de Advanced Bionics

Portfolio de comunicación inalámbrica

	Sky Link M
Accesorios inalámbricos	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
Microfonos Roger	•
Aplicaciones	
myPhonak Junior	•
AB Remote	•

myPhonak Junior es compatible con Sky Link M solo si se utiliza en configuración monoaural o emparejado con otro Sky Link M.



life is on

Desde 1947, Phonak tiene el firme compromiso de conservar la calidad de vida abriendo nuevos mundos acústicos. Ya entonces, en el momento de su fundación, nuestra empresa se movía por una convicción formativa: creemos que oír bien es igual a vivir bien y, por lo tanto, es esencial para vivir la vida al máximo. De hecho, el sentido del oído está vinculado directamente al bienestar social, emocional, cognitivo y físico. Tanto hoy como en el futuro, nos esforzamos por ofrecer la gama más amplia de soluciones auditivas innovadoras. Además, junto con nuestros audioprotesistas, seguimos enfocándonos en lo que más importa: mejorar la comprensión verbal, cambiar la vida de las personas y crear un impacto en toda la sociedad.

phonak.com



027-0606-06(V3.00/2024-08/NLG) © 2020-2024 Sonova AG All rights reserved 7 6133891404883

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza

