

Phonak Audeo Fit™

Información del producto



Nuestra más reciente innovación en la línea Paradise, Audeo Fit, cuenta con un sensor de frecuencia cardíaca que monitoriza los datos de salud; estos datos se pueden ver con myPhonak app. Al monitorizar la frecuencia cardíaca, los pasos y los niveles de actividad, estos audífonos promueven hábitos saludables y crean una mayor sensación de bienestar. Los audífonos Phonak Audeo Fit, que son adecuados para pérdidas auditivas de leves a severas y funcionan con la innovadora tecnología de la plataforma Phonak Paradise, son la solución para los usuarios que desean ocuparse de sus datos de salud.

Para obtener más información, visite www.phonakpro.es

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Descripción del producto



Audéo P-R Fit
Audéo P-R Fit Trial
P90/P70

Botón multifunción		•
Bluetooth®		•
Revestimiento hidrófobo		•
Clasificación IP		IP68 ¹
Dimensiones	L. x An. x Prof.	30,6 x 12,3 x 8,1 mm (1,21 x 0,49 x 0,32 pulg.)
	Peso	2,23 g (0,078 oz)
Tiempos de carga ²	de 0 % a 100 %	3 h
	De 0 % a 80 %	1,5 h
	30 minutos de adaptación	10 min
Auricular M		
Máxima presión de salida (dB SPL)		114
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	51
Rango de frecuencia (Hz)	Acoplador de 2 cc	<100 - >8000
Auricular P		
Máxima presión de salida (dB SPL)		122
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	59
Rango de frecuencia (Hz)	Acoplador de 2 cc	<100 - 6300

Colores de la caja



P1

Beige arena



P4

Castaño



P6

Gris plata

¹ IP68 indica que el audífono es resistente al agua y cuenta con protección contra el polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC 60529.

² El tiempo de carga real depende de la carga restante de la pila, pero no superará las tres horas.

Niveles de rendimiento

	Superior	Avanzado	Funciones	Superior	Avanzado
AutoSense OS™ 4.0	Superior	Avanzado	UltraZoom	•	•
Confort en eco	•		Cancelador de ruido dinámico	•	
Conversación en el coche	•		Enfatizador del habla	•	
Palabra en ruido fuerte	•		EchoBlock	•	
Música	•	•	Tap Control		
Confort en ruido	•	•	- Siri/asistente de Google	•	•
Palabra en ruido	•	•	- Pausar/reanudar transmisión	•	•
Ambientes tranquilos	•	•	- Aceptar/terminar llamada	•	•
Palabra multimedia + mic.	•	•	StereoZoom	•	•
Música multimedia + mic.	•	•	WindBlock	•	•
Programas adicionales			SoundRelax	•	•
Programas adicionales máx.	4	4	Sensor auditivo de movimiento	•	•
Confort en eco	•		DuoPhone	•	•
Discurso con ruido elevado	•	•	Real Ear Sound	•	•
Palabra en 360°	•	•	Configuración de Roger y direccional	•	•
Palabra en ruido	•	•	SoundRecover2	•	•
Ambientes tranquilos	•	•	WhistleBlock	•	•
Confort en ruido	•	•	NoiseBlock	•	•
Música	•	•	RogerDirect™	•	•
Teléfono acústico	•	•	Preferencias de ajuste del usuario	•	•
Programa personalizado	•	•	QuickSync	•	•
Programas de transmisión inalámbrica			AOV	•	•
RogerDirect + mic.	•	•	Tinnitus Balance	•	•
PartnerMic + mic.	•	•	auto Acomodación	•	•
Llamada de teléfono + mic.	•	•	Equilibrio ambiental	•	•
			Ajuste fino de canales	20	20

Funciones de salud

	Audéo Fit	RIC recargables Paradise
Tiempo de uso independiente para cada audífono	•	•
Tiempo de uso promedio combinado para audífonos bilaterales	•	•
Tiempo de uso promedio en diferentes ambientes sonoros	•	•
Pasos	•	•
Niveles de actividad	•	•
Distancia recorrida andando o corriendo	•	
Frecuencia cardíaca	•	
Establecimiento de objetivos opcional para el tiempo de uso	•	•
Establecimiento de objetivos opcional para los pasos	•	•


Adaptación

	Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial
Phonak Target	7.3 o superior
Noahlink Wireless	•

Acoplamiento acústico*

	Auricular con Sensor M	Auricular con Sensor P
Longitud		
Izquierdo y derecho disponibles en cuatro longitudes diferentes (0, 1, 2 y 3)	•	•
Cápsula		
Cápsula de confort	•	
Cápsula abierta Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	
Cápsula Ventilada Transparente Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	
cShell		
Acrílico	•	•
Rangos de adaptación		

* Solo el auricular con sensor de 8 clavijas y la cShell con sensor funcionan con Audéo Fit.



Phonak Audéo Fit Trial™

Los nuevos audífonos Phonak Audéo P Fit Trial pueden configurarse rápidamente a los niveles de rendimiento necesarios con el fin de adaptarse a sus recomendaciones. Todos los niveles de tecnología en un audífono Phonak Audéo P Fit Trial que le ofrece muchas opciones para proporcionar la solución auditiva en la primera cita o acortar el tiempo durante las reparaciones.

Opciones de carga de Phonak Audéo Fit



Phonak Charger Case Combi

Phonak Charger Case Combi es un cargador, un kit de secado y un estuche de protección rígido, todo en uno. Además, incluye una herramienta de limpieza en la caja resistente y a prueba de salpicaduras.



Phonak Power Pack

Para cargar los audífonos recargables sobre la marcha, la Phonak Power Pack puede conectarse fácilmente en la parte inferior del Phonak Charger Case Combi.

Versiones de Bluetooth® de Phonak Audéo Fit

Llamadas directas/transmisión de audio Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.2 y la mayoría de los teléfonos con Bluetooth más antiguos

La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.

Portfolio de Comunicación Inalámbrica

	Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70
Accesorio inalámbrico	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
RogerDirect™	•
Aplicaciones	
myPhonak	•

Para obtener más información, visite www.phonakpro.es/audeoparadise

Para obtener más información sobre los micrófonos Roger, visite www.phonakpro.es/roger

Para obtener más información, visite www.phonakpro.es/smartapps

Life is on


En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos, "life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida auditiva, para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y crecer emocionalmente.

www.phonak.com



027-0656-06/V1.00/2022-01/ILG © 2022 Sonova AG All rights reserved



 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza

