

Phonak Virto™ Paradise






Phonak Virto P es la gama de completa de ITE para pérdidas auditivas de leves a profundas. Virto P incluye cuatro modelos, cuatro niveles de potencia y cuatro niveles de rendimiento, incluido un generador de ruido para tratar los acúfenos. Con la tecnología innovadora de la plataforma Phonak Paradise, los audífonos Virto P son la solución ideal para aquellos usuarios que prefieren una solución personalizada con el mejor rendimiento auditivo.

Para obtener más información, visite www.phonakpro.es

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Descripción del producto

	 Virto P-Titanium P90/P70	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Nivel de potencia				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP**				•
Configuración de hardware/opciones/tecnología				
Tamaño de la pila	10	10	312	312
Botón pulsador (programas/volumen)	Opcional	Opcional	Opcional	•
EasyPhone (para teléfono acústico)	Opcional	•	•	
MiniControl (para cambio de programa o volumen)	•	•		
Control de volumen (rueda)		Opcional	Opcional	Opcional
Bobina inductiva	Opcional	Opcional	Opcional	
Tecnología de micrófono	Omnidireccional	Omnidireccional	Omnidireccional	Direccional
Clasificación IP (sin control de volumen)	IP68*	IP68*		
Bluetooth®				•
Tecnología Binaural VoiceStream				•

Colores

Colores de placa delantera



26
Rosa



22
Cacao



28
Marrón



06
Negro



26
Rosa



22
Cacao



06
Negro

Solo titanio:

Color de la carcasa gris titanio y colores de placa delantera

Colores de la carcasa acrílica



21
Transparente



26
Rosa



22
Cacao



28
Marrón



06
Negro



R
Rojo transparente



B
Azul transparente

Estilos de la carcasa



Virto P-Titanium



Virto P-10 NW O



Virto P-312 NW O



Virto P-312

IIC	•	•		
CIC	•	•		
MC		•	•	
ITC		•	•	
HS		•	•	•
FS		•	•	•

Niveles de rendimiento

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30		Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
AutoSense OS[™] 4.0					Funciones				
Palabra en ruido fuerte*	•				UltraZoom	Superior	Avanzado	Estándar	Esencial
Conversación en el coche	•				Cancelador de ruido dinámico	•			
Confort en eco	•				Enfatizador del habla	•			
Música	•	•			EchoBlock	•			
Confort en ruido	•	•	•		WindBlock	•	•		
Palabra en ruido	•	•	•	•	SoundRelax	•	•		
Ambiente tranquilo	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Palabra multimedia + mic.*	•	•	•	•	Configuración de Roger y direccional*	•	•	•	
Música multimedia + mic.*	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Programas adicionales					Preferencias de ajuste del usuario				
Máx. programas adicionales	4	4	4	4	WhistleBlock	•	•	•	•
Confort en eco	•				NoiseBlock	•	•	•	•
Palabra en ruido fuerte*	•	•			QuickSync*	•	•	•	•
Palabra en 360**	•	•			Venting Acústicamente Optimizado	•	•	•	•
Palabra en ruido	•	•	•	•	Tinnitus Balance	•	•	•	•
Ambiente tranquilo	•	•	•	•	auto Acomodación	•	•	•	•
Confort en ruido	•	•	•	•	Equilibrio ambiental	•	•	•	•
Música	•	•	•	•	RogerDirect*	•	•	•	•
Teléfono acústico	•	•	•	•	Ajuste Fino de canales	20	20	16	12
Programa a medida	•	•	•	•					
Programas de transmisión inalámbrica									
RogerDirect + mic.*	•	•	•	•					
PartnerMic + mic.*	•	•	•	•					
Llamada telefónica + mic*	•	•	•	•					

Adaptación

Software	Phonak Target 7.3 o superior
Interfaces	Noahlink Wireless, cable de programación, HI-PRO, HI-PRO2





* Solo para Virto P-312.

** Disponible solamente en países específicos.

La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth[®] son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.
iOS es una marca comercial de Cisco, Inc.
Android es una marca comercial de Google, Inc.

Acoplamiento acústico

Nivel de potencia

		M	P	SP	UP**
Máxima presión de salida (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	109	115	119	127
Ganancia Máxima (dB)	Acoplador de 2 cc	40	50	60	70
Rango de frecuencia (Hz)	Acoplador de 2 cc	<100-7000	<100-6700	<100-7000	<100-5200
Corriente de trabajo (mA)	No inalámbrico	1,1	1,2	1,1	
	Tecnología inalámbrica	1,7	1,8	1,7	1,7
Rango de adaptación		 <p>Para pérdidas auditivas de leves a moderadas, todas las configuraciones audiométricas</p>	 <p>Para pérdidas auditivas de leves a moderadamente severas, todas las configuraciones audiométricas</p>	 <p>Para pérdidas auditivas de moderadas a severas, todas las configuraciones audiométricas</p>	 <p>Para pérdidas auditivas de moderadas a profundas, todas las configuraciones audiométricas</p>

Portfolio de Comunicación Inalámbrica

	Virto P-Titanium P90/P70	Virto P-10 NW 0 P90/P70/P50/P30	Virto P-312 NW 0 P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Accesorio inalámbrico				
TV Connector				•
Phonak PartnerMic				•
Phonak RemoteControl				•
Roger				
RogerDirect™				•
Aplicaciones				
myPhonak				•

Para obtener más información sobre Virto Paradise, visite www.phonakpro.es/virtoparadise

Para obtener más información sobre los micrófonos Roger, visite www.phonakpro.es/roger

Para obtener más información sobre las aplicaciones Phonak, visite www.phonakpro.es/smartapps

Life is on

En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos mantenido la pasión por crear un mundo mejor para todos, "life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida auditiva, para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y crecer emocionalmente.

www.phonakpro.com

027-0648-06/V1.00/2022-01/ NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved