

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Información del producto

Phonak Terra+ y Phonak Terra proporcionan un conjunto equilibrado de funciones para una experiencia auditiva personalizada con RIC y BTE.



Descripción del producto



Terra+ RIC-312
Terra RIC-312

Terra+ BTE-M
Terra BTE-M

Terra+ BTE-SP
Terra BTE-SP

Terra+ BTE-UP
Terra BTE-UP

Tamaño de la pila		312	312	13	675
Bobina inductiva			•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•
Recubrimiento hidrófobo		•	•	•	•
Índice IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensiones	L. x An. x Prof.	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28")	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")
	Peso	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)

Colores de la caja

Terra+



H0
beige



P1
beige arena



P3
sándalo



P6
gris plata

Terra



H0
beige



P3
sándalo




P6
gris plata


¹ IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua dulce durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC60529. La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia.

Acoplador acústico - Audífonos RIC


	Auricular S	Auricular M	Auricular P	Auricular UP
Longitud				
Disponibles en cuatro longitudes diferentes (0, 1, 2 y 3), izquierdo y derecho	•	•	•	•
Cápsula				
Cápsula de confort	•	•	•	
Cápsula abierta Disponible en tres tamaños (S, M y L)	•	•	•	
Cápsula ventilada Disponible en tres tamaños (S, M y L)	•	•	•	
Cápsula de potencia Disponible en tres tamaños (S, M y L)	•	•	•	
SlimTip*				
Acrílico	•	•	•	
Silicona	•	•	•	
cShell				
Acrílico	•	•	•	•
Titanio	•	•	•	•
Datos del acoplador de 2 cc				
Presión de salida máx. (dB SPL)	111	114	122	132
Ganancia máx. (dB)	47	51	59	71
Rango de frecuencia (Hz)	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - 6300	<100 - 6100
Rangos de adaptación				




Pérdida auditiva de leve a moderadamente severa.



Pérdida auditiva de leve a severa.



Pérdida auditiva de leve a severa.



Pérdida auditiva de moderada a profunda.


* Disponible con opción de longitud de canal adicional

Acoplador acústico - Audífonos BTE


		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP			
Salida de sonido							
Codo estándar	Con amortiguación (HE11 680), transparente	•	•	•			
	Sin amortiguación (HE11), transparente		•	•			
Tubo fino 4.0	Disponible para el lado izquierdo y derecho en cinco longitudes distintas (00, 0, 1, 2 y 3)	•	•				
Adaptador protésico para tubo fino							
Cápsula	Cápsula de confort	•	•				
	Cápsula abierta Disponible en tres tamaños (S, M y L)	•	•				
	Cápsula ventilada Disponible en tres tamaños (S, M y L)	•	•				
	Cápsula de potencia Disponible en tres tamaños (S, M y L)	•	•				
SlimTip	Acrílico	•	•				
	Silicona	•	•				
Adaptador protésico para codo							
Molde del oído		•	•	•			
Datos del acoplador de 2 cc		HE11 680	Tubo fino 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Presión de salida Potencia de salida (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	128	122	133	139	134	141
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	63	58	75	81	78	84
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >4900	<100 - > 4700	<100 - > 4700
Corriente de trabajo (mA)		1,6	1,6	2,2	2.1	2,8	3,3

Rangos de adaptación


■ Tubo fino 4.0
■ HE11 680



Pérdidas auditivas de leves a moderadas, todas las configuraciones audiométricas



Pérdida auditiva de leve a severa, todas las configuraciones audiométricas



Pérdida auditiva de severa a profunda, todas las configuraciones audiométricas

Niveles de rendimiento

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0		
Palabra en ruido	•	•
Ambiente tranquilo	•	•
AutoSense OS 5.0 (transmisión)		
Palabra multimedia + mic.	•	•
Música multimedia + mic.	•	
Programas adicionales		
Programas adicionales máx.	4	4
Palabra en ruido	•	•
Ambiente tranquilo	•	•
Confort en ruido	•	
Música	•	
Teléfono acústico	•	•
Programa a medida	•	•
Teléfono mediante bobina inductiva ± mic. ²	•	•
Bobina inductiva pública ± mic. ²	•	•
Programas de transmisión inalámbrica		
PartnerMic + mic.	•	
Llamada telefónica + mic.	•	•

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Funciones		
UltraZoom	•	•
Broadband Booster ¹	•	•
Preferencias de ajuste del usuario	•	•
Auto Acomodación	•	•
Equilibrio ambiental	•	•
SoundRecover2	•	
SoundRecover	•	•
WhistleBlock	•	•
NoiseBlock	•	•
QuickSync	•	•
AOV	•	•
Canales de ajuste fino	10	8

¹ Disponible solo para Phonak Terra+ BTE-UP y Phonak Terra BTE-UP

² Disponible solo para productos BTE

Portfolio de comunicación inalámbrica

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Accesorio inalámbrico		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
Aplicaciones		
myPhonak	•	

Adaptación

	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	9.1 o superior	9.1 o superior	9.1 o superior	9.1 o superior
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLINK			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Para obtener más información, visite www.phonak.com/terra

Para obtener más información sobre myPhonak, visite www.phonak.com/apps.

life is on

Desde 1947, Phonak tiene el firme compromiso de conservar la calidad de vida abriendo nuevos mundos acústicos. Ya entonces, en el momento de su fundación, nuestra empresa se movía por una convicción formativa: creemos que oír bien es igual a vivir bien y, por lo tanto, es esencial para vivir la vida al máximo. De hecho, el sentido del oído está vinculado directamente al bienestar social, emocional, cognitivo y físico. Tanto hoy como en el futuro, nos esforzamos por ofrecer la gama más amplia de soluciones auditivas innovadoras. Además, junto con nuestros audioprotesistas, seguimos enfocándonos en lo que más importa: mejorar la comprensión verbal, cambiar la vida de las personas y crear un impacto en toda la sociedad.

www.phonak.com



027-0706-06/V2.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved