

# Phonak Terra™ + Phonak Terra™

## Información del producto

Phonak Terra+ y Phonak Terra ofrecen un conjunto equilibrado de funciones para brindar una experiencia auditiva personalizada con RIC y BTE.



# Descripción del producto



		Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Tamaño de la pila		recargable integrada	312	312	13	675
Bobina inductiva				•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Revestimiento hidrófobo		•	•	•	•	•
Clasificación IP		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Dimensiones	L x An. x Prof.	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32 in)	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28 in)	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29 in)	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 in)	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 in)
	Peso	2,2 g (0,08 oz)	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)
Tiempos de carga <sup>2</sup>	Del 0 % al 100 %	3 h				
	Del 0 % al 80 %	1,5 h				
	30 minutos de adaptación	15 min				

## Colores de la caja

### Terra+



**H0**  
Beige



**P1**  
Beige arena



**P3**  
Sándalo



**P6**  
Gris plata



**P8**  
Negro aterciopelado

### Terra



**H0**  
Beige



**P3**  
Sándalo



**P6**  
Gris plata



**P8**  
Negro aterciopelado

<sup>1</sup> IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua dulce durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC 60529.


<sup>2</sup> El tiempo de carga real depende de la carga restante de la batería, pero no superará las tres horas.

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia.

# Acoplador acústico: audífono RIC

	Auricular S	Auricular M	Auricular P	Auricular UP
<b>Longitud</b>				
Izquierdo y derecho disponibles en cuatro longitudes diferentes (0, 1, 2 y 3)	•	•	•	•
<b>Cápsula</b>				
Cápsula de confort	•	•	•	
Cápsula abierta Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	•	•	
Cápsula ventilada Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	•	•	
Cápsula de potencia Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	•	•	
<b>SlimTip*</b>				
Acrílico	•	•	•	
Silicona	•	•	•	
<b>cShell</b>				
Acrílico	•	•	•	•
Titanio	•	•	•	•
<b>Datos de acoplador de 2 cc</b>				
Ganancia presión de salida (dB SPL)	111	114	122	132
Ganancia máx. (dB)	47	51	59	71
Rango de frecuencia (Hz)	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - 6300	<100 - 6100

## Rangos de adaptación



\*Disponible con opción de longitud de canal adicional

## Opciones de carga de Phonak Terra+ RIC-R




Phonak Charger Ease

# Acoplador acústico: audífono BTE

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP			
<b>Salida de sonido</b>							
Codo estándar	Con amortiguación (HE11 680), transparente	•	•	•			
	Sin amortiguación (HE11), transparente		•	•			
Tubo fino 4.0	Disponible para la izquierda y la derecha en cinco longitudes distintas (00,0,1,2,3)	•	•				
<b>Auricular para Tubo fino</b>							
Cápsula	Cápsula de confort	•	•				
	Cápsula abierta Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	•				
	Cápsula ventilada Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	•				
	Cápsula de potencia Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	•				
SlimTip	(acrílica)	•	•				
	Silicona	•	•				
<b>Auricular para codo</b>							
Molde del oído		•	•	•			
<b>Datos de acoplador de 2 cc</b>		<b>HE11 680</b>	<b>Tubo fino 4.0</b>	<b>HE11 680</b>	<b>HE11</b>	<b>HE11 680</b>	<b>HE11</b>
Ganancia Presión de salida (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	128	122	133	139	134	141
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	63	58	75	81	78	84
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	< 100 - >5700	<100 - >4900	< 100 - >4700	< 100 - >4700
Corriente de trabajo (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

## Rangos de adaptación



# Niveles de rendimiento

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Funciones	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
<b>AutoSense OS™ 5.0</b>			UltraZoom		
Palabra en ruido	•	•	Broadband Booster <sup>1</sup>	•	•
Ambientes tranquilos	•	•	Preferencias de ajuste del usuario	•	•
<b>AutoSense OS 5.0 (streaming)</b>			Auto Acomodación	•	•
Palabra multimedia + mic.	•	•	Equilibrio ambiental	•	•
Música multimedia + mic.	•		SoundRecover2	•	
<b>Programas adicionales</b>			SoundRecover	•	•
Programas adicionales máx.	4	4	WhistleBlock	•	•
Palabra en ruido	•	•	NoiseBlock	•	•
Ambientes tranquilos	•	•	QuickSync	•	•
Confort en ruido	•		AOV	•	•
Música	•		Canales de ajuste fino	10	8
Teléfono acústico	•	•			
Programa a medida	•	•			
Teléfono a través de bobina inductiva ± mic. <sup>2</sup>	•	•			
Bobina inductiva pública ± mic. <sup>2</sup>	•	•			
<b>Programas de transmisión inalámbrica</b>					
PartnerMic + mic.	•				
Llamada telefónica + mic.	•	•			

1 Disponible solo para Phonak Terra+ BTE-UP y Phonak Terra BTE-UP  
2 Disponible solo para productos BTE

## Portafolio de Comunicación Inalámbrica

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
<b>Accesorio inalámbrico</b>		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
<b>Aplicaciones</b>		
myPhonak	•	

## Adaptación

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1 o superior	9.1 o superior	9.1 o superior	9.1 o superior	9.1 o superior
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO, HI-PRO2				•	•

Para obtener más información, visite [www.phonak.com/terra](http://www.phonak.com/terra)

Para obtener más información sobre myPhonak, visite [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps)

# Life is on

Desde 1947, Phonak se dedica a proteger la calidad de vida abriendo nuevos mundos sonoros. Ya desde los inicios, en los días de nuestra fundación, a nuestra empresa la impulsaba una convicción formativa: creemos que oír bien es sinónimo de bienestar y, por tanto, es esencial para vivir la vida al máximo. De hecho, el sentido del oído está directamente vinculado al bienestar social, emocional, cognitivo y físico. Hoy, y en el futuro, buscamos ofrecer la gama de productos de soluciones auditivas innovadoras más amplia del mercado. Y, junto con nuestros audioprotesistas, seguimos enfocándonos en lo que más importa: mejorar la comprensión verbal, cambiar la vida de las personas y tener un efecto positivo en la sociedad en su conjunto.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0706-06/V3.00/2024-10/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved