


# Phonak Kit de inicio BTE.

El kit contiene:

- 10 toallitas
- 1 espray limpiador de 30 ml
- 2 cápsulas deshumidificadoras
- 1 recipiente de secado
- 1 recipiente de limpieza
- 1 soplador de aire
- 4 pastillas limpiadoras
- 1 paño de microfibra



## Toallita limpiadora:

La toallita limpiadora es un producto de limpieza que se utiliza para el mantenimiento de audífonos y moldes del oído. Elimina el cerumen responsable de la disminución de la calidad sonora, aumenta la vida útil de los sistemas auditivos y preserva su eficacia.



## Espray limpiador:

El espray limpiador es un producto de limpieza que se utiliza para el mantenimiento de audífonos y moldes del oído. Elimina el cerumen responsable de la disminución de la calidad sonora, aumenta la vida útil de los audífonos y preserva su eficacia.



## Cápsula deshumidificadora:

La cápsula deshumidificadora está indicada para deshumidificar audífonos y moldes del oído con el fin de evitar averías debidas a la humedad.



## Recipiente de secado:

El recipiente de secado es un accesorio esencial que se utiliza con las cápsulas deshumidificadoras.

Asegura un entorno hermético para garantizar una deshumidificación eficaz de los audífonos gracias a la acción de las cápsulas deshidratantes.



# Phonak Kit de inicio BTE.

## Recipiente de limpieza:

El recipiente de limpieza es un accesorio esencial que se utiliza con las pastillas de limpieza. Proporciona un entorno adecuado para garantizar una limpieza eficaz de los moldes del oído mediante la acción de las pastillas de limpieza.



## Soplador de aire:

El soplador de aire está diseñado para eliminar toda el agua y la humedad que queda en el tubo del molde del oído y en las aberturas de ventilación.



## Pastilla de limpieza:

La pastilla limpiadora es un producto que se utiliza para limpiar los moldes del oído.

Elimina el cerumen responsable de la disminución de la calidad sonora, aumenta la vida útil del sistema auditivo y preserva su eficacia.



## Paño de microfibra:

El paño de microfibra es excepcionalmente suave y mantiene bien su forma. El paño puede utilizarse de forma frecuente. Se utiliza por su excepcional capacidad para absorber el agua, la humedad y los residuos de la solución limpiadora. Absorbe ocho veces su peso en agua.

