



Phonak Virto™ I.

Información de producto para modelos no inalámbricos

Impulsados por la innovadora tecnología de la plataforma Infinio de Phonak, los audifonos Virto I son la solución para los usuarios que prefieren una solución discreta y hecha a medida.



Descripción del producto



Nivel de potencia

M	•	•
P	•	•
SP	•	•

Configuración de hardware/opciones/tecnología

Tamaño de la pila	10	10
Material de la carcasa	Acrílico	Titanio ¹
Clasificación IP	IP68 ²	IP68 ²
Tecnología del micrófono	Omnidireccional	Omnidireccional
Bobina inductiva	Opcional	Opcional
Botón pulsador (programa/volumen)	Opcional	Opcional
Control de volumen (rueda)	Opcional	
EasyPhone (para teléfono acústico)	•	Opcional
MiniControl (para cambio de programa o volumen)	•	•

Colores

Colores de la placa delantera



26
Rosa



14³
Bronceado



22
Cacao



28³
Marrón



06
Negro

Color de la carcasa de titanio



Gris
titanio

Colores de la carcasa acrílica



26
Rosa



14
Bronceado



22
Cacao



28
Marrón



06
Negro



R
Rojo transparente



B
Azul transparente



21
Transparente

¹ Disponible en dos tipos de rugosidad de superficie: estándar o retención extra (ERS)

² IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua dulce durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC 60529.

³ Virto I-10 NW O solamente

Niveles de rendimiento

AutoSense OS™ 6.0	Premium	Advanced	Standard	Essential
	I90	I70	I50	I30
Música	•	•		
Conversación en el coche	•	•	•	
Confort en ruido	•	•	•	
Palabra en ruido	•	•	•	•
Ambiente tranquilo	•	•	•	•
Programas adicionales				
Programas adicionales máx.	4	4	4	4
Conversación en el coche	•	•	•	
Palabra en ruido	•	•	•	•
Ambiente tranquilo	•	•	•	•
Confort en ruido	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Teléfono acústico	•	•	•	•
Programa a medida	•	•	•	•
Teléfono mediante bobina inductiva ± mic.	•	•	•	•
Bobina inductiva pública ± mic.	•	•	•	•

Funciones	Premium	Advanced	Standard	Essential
	I90	I70	I50	I30
Enfatizador del habla	•			
SoundRelax	•	•	•	
Compatibilidad de Roger ¹	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Preferencias de ajuste del usuario	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Equilibrio ambiental	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Ajuste fino de canales	20	20	16	12




¹ Disponible a través de Roger Neckloop cuando la bobina telefónica está instalada (opcional)

Adaptación

	Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium
Phonak Target	10.0 o superior
NOAHlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Acoplador acústico

		M	P	SP
Máxima presión de salida (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	109	115	119
Ganancia Máxima (dB)	Acoplador de 2 cc	40	50	60
Rango de frecuencia (Hz)	Acoplador de 2 cc	<100-7000	<100-6700	<100-7000
Corriente de trabajo (mA)		1.1	1.2	1.1
Rango de adaptación				



Para pérdidas auditivas de leves a moderadas, todas las configuraciones audiométricas

Para pérdidas auditivas de leves a moderadamente severas, todas las configuraciones audiométricas

Para pérdidas auditivas de moderadas a severas, todas las configuraciones audiométricas

Estilos de la carcasa



Virto I-10 NW O



Virto I-Titanium

	Virto I-10 NW O	Virto I-Titanium
IIC	•	•
CIC	•	•
MC	•	
ITC	•	
HS	•	
FS	•	

Para obtener más información, visite www.phonak.com/virto-infinio
 Para obtener más información sobre los micrófonos Roger, visite www.phonak.com/roger



Comunicación inalámbrica

Virto I-10 NW O
190/170/150/130

Virto I-Titanium
190/170

Roger

Roger Neckloop

•*

•*

* Disponible solo con bobina inductiva instalada





life is on

Desde 1947, Phonak tiene el firme compromiso de conservar la calidad de vida abriendo nuevos mundos acústicos. Ya entonces, en el momento de su fundación, nuestra empresa se movía por una convicción formativa: creemos que oír bien es igual a vivir bien y, por lo tanto, es esencial para vivir la vida al máximo. De hecho, el sentido del oído está vinculado directamente al bienestar social, emocional, cognitivo y físico. Tanto hoy como en el futuro, nos esforzamos por ofrecer la gama más amplia de soluciones auditivas innovadoras.


Además, junto con nuestros audioprotesistas, seguimos enfocándonos en lo que más importa: mejorar la comprensión verbal, cambiar la vida de las personas y crear un impacto positivo en toda la sociedad.

phonak.com



027-0710-06/V3.00/2025-01/CZ © 2025 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza

