




Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


S-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Antotaso




Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - >8000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			


T-kelan herkkyys




M-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Antotaso




Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - >8000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

T-kelan herkkyys



Yleiset testitiedot

- Erityiset mittausasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö.
- Laite toimii lineaarisessa tilassa.
- Matalan tason laajennus on aktiivinen.
- Kaikki saadut tiedot on mitattu Phonak Target -mittausasetuksilla

Varoitukset

- ⚠ Tämän kuulokojeen antotaso voi ylittää 132 dB SPL. Erityistä varovaisuutta on noudatettava tämän kojeen sovituksen yhteydessä, koska vaarana on käyttäjän jäljellä olevan kuulon heikkeneminen.
- ⚠ Kuulokojeeseen ei saa tehdä muutoksia, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt. Kyseiset muutokset voivat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.

* Ladattavan akun odotettuun käyttöaikaan vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet, langattomien lisälaitteiden käyttö, kuulonalenema, pariston ikä ja ääniympäristö.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


MAV-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Antotaso




Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - >8000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

T-keulan herkkyys




* Ladattavan akun odotettuun käyttöaikaan vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet, langattomien lisälaitteiden käyttö, kuulonalenema, pariston ikä ja ääninympäristö.


P-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Antotaso




Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - 6300 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

T-keulan herkkyys




Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


UP-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Antotaso




Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - 6100 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

T-kelan herkkyys



* Ladattavan akun odotettuun käyttöaikaan vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet, langattomien lisälaitteiden käyttö, kuulonalenema, pariston ikä ja ääniympäristö.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on