




Phonak Audéo L-R (L90/L70/L50/L30/Trial)


S-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso



Vahvistus




Taajuusvaste	<100 Hz - >8000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			


M-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso



Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - >8000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

Yleiset testitiedot

- Erityiset mittaasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö.
- Laite toimii lineaarisessa tilassa.
- Matalan tason laajennus on aktiivinen.
- Kaikki saadut tiedot on mitattu Phonak Target -mittausasetuksilla.
- Äänisignaalin viive sisäisen standardin mukaan on 6,2 ms.

Varoitukset

- ⚠ Tämän kuulokojeen antotaso voi ylittää 132 dB SPL. Erityistä varovaisuutta on noudatettava tämän kojeen sovituksen yhteydessä, koska vaarana on käyttäjän jäljellä olevan kuulon heikkeneminen.
- ⚠ Kuulokojeeseen ei saa tehdä muutoksia, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt. Kyseiset muutokset voivat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.

* Ladattavan pariston odotettuun käyttöaikaan vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet, langattomien lisälaitteiden käyttö, kuulonalenema, pariston ikä ja ääniympäristö.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Audéo L-R (L90/L70/L50/L30/Trial)


MAV-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso



Vahvistus




Taajuusvaste	<100 Hz - >8000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			


P-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso



Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - 6300 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			


* Ladattavan pariston odotettuun käyttöaikaan vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet, langattomien lisälaitteiden käyttö, kuulonalenema, pariston ikä ja ääniympäristö.

Phonak Audéo L-R (L90/L70/L50/L30/Trial)


UP-kuuloke 2 cm³ kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso



Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - 6100 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

* Ladattavan pariston odotettuun käyttöaikaan vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet, langattomien lisälaitteiden käyttö, kuulonalenema, pariston ikä ja ääniympäristö.