




## Phonak Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30/Trial)


### S-kuuloke 2 cm<sup>3</sup> kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0:2015

#### Antotaso



#### Vahvistus




Taajuusvaste	<100 Hz - >8000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz 1.5%	800 Hz 2.0%	1 600 Hz 2.0%	3 200 Hz 1.0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			


### M-kuuloke 2 cm<sup>3</sup> kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0:2015

#### Antotaso



#### Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - >8000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz 1.5%	800 Hz 2.0%	1 600 Hz 2.0%	3 200 Hz 1.0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

#### Yleiset testitiedot

- Erityiset mittausasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö.
- Laite toimii lineaarisessa tilassa.
- Matalan tason laajennus on aktiivinen.
- Kaikki saadut tiedot on mitattu Phonak Target -mittausasetuksilla

#### Varoitukset

- ⚠ Tämän kuulokojeen antotaso voi ylittää 132 dB SPL. Erityistä varovaisuutta on noudatettava tämän kojeen sovituksen yhteydessä, koska vaarana on käyttäjän jäljellä olevan kuulon heikkeneminen.
- ⚠ Kuulokojeeseen ei saa tehdä muutoksia, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt. Kyseiset muutokset voivat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.

\* Ladattavan pariston odotettuun käyttöaikaan vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet, langattomien lisälaitteiden käyttö, kuulonalenema, pariston ikä ja ääninympäristö.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand




## Phonak Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30/Trial)


### MAV-kuuloke 2 cm<sup>3</sup> kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0:2015

#### Antotaso




#### Vahvistus




### P-kuuloke 2 cm<sup>3</sup> kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0:2015

#### Antotaso



#### Vahvistus



\* Ladattavan pariston odotettuun käyttöaikaan vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet, langattomien lisälaitteiden käyttö, kuulonalenema, pariston ikä ja ääninympäristö.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand


**PHONAK**  
life is on

## Phonak Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30/Trial)


### UP-kuuloke 2 cm<sup>3</sup> kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0:2015

#### Antotaso



#### Vahvistus



Taajuusvaste	<100 Hz - 6100 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

\* Ladattavan pariston odotettuun käyttöaikaan vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet, langattomien lisälaitteiden käyttö, kuulonalenema, pariston ikä ja ääniympäristö.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on