

# Phonak Naída™ L ●

## Tuotetiedot

Phonak Naída Lumity on kattava BTE-tuotteiden valikoima, joka sisältää ratkaisuja lievistä erittäin vaikeisiin kuulonalenemiin.

Phonak SmartSpeech™ -teknologiaan perustuvat Naída L -kuulokojeet ovat vaihtoehto asiakkaille, jotka tarvitsevat kehittyneimmän Phonak Lumity -alustamme tehoratkaisun.



# Tuotekuvaus



**Naída L-UP**  
**Naída L-UP Trial**  
L90/L70/L50/L30



**Naída L-SP**  
**Naída L-SP Trial**  
L90/L70/L50/L30






**Naída L-PR**  
**Naída L-PR Trial**  
L90/L70/L50/L30

|                         |                |                                               |                                               |                                               |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Paristokoko tai akku    |                | 675                                           | 13                                            | sisäänrakennettu, ladattava                   |
| Puhelinkela             |                | •                                             | •                                             |                                               |
| CROS L -yhteensopivuus  |                |                                               |                                               | •                                             |
| Bluetooth®              |                | •                                             | •                                             | •                                             |
| Vettä hylkivä pinnoite  |                | •                                             | •                                             | •                                             |
| IP-luokitus             |                | IP68 <sup>1</sup>                             | IP68 <sup>1</sup>                             | IP68 <sup>1</sup>                             |
| Mitat                   | P x L x S      | 42,6 x 18,8 x 8,6 mm<br>(1,68 x 0,74 x 0,34") | 40,0 x 16,9 x 8,5 mm<br>(1,57 x 0,67 x 0,33") | 36,7 x 16,4 x 8,5 mm<br>(1,44 x 0,64 x 0,33") |
|                         | Paino          | 4,60 g / 0,162 oz                             | 4,40 g / 0,155 oz                             | 3,68 g / 0,130 oz                             |
| Latausajat <sup>2</sup> | 0–100 %        |                                               |                                               | 3 h                                           |
|                         | 0–80 %         |                                               |                                               | 1,5 h                                         |
|                         | 30 min sovitus |                                               |                                               | 10 min                                        |

|                           |            | HE11           | HE11 680       | HE11           | HE11 680       | Ohutputki 4.0  | HE11 680       | Ohutputki 4.0  |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maksimi antotaso (dB SPL) | 2cc-tiedot | 141            | 134            | 139            | 133            | 135            | 130            | 129            |
| Maksimivahvistus (dB)     | 2cc-tiedot | 84             | 78             | 81             | 75             | 70             | 68             | 69             |
| Taajuusvaste (Hz)         |            | < 100 - > 4700 | < 100 - > 4700 | < 100 - > 4900 | < 100 - > 5700 | < 100 - > 7100 | < 100 - > 5700 | < 100 - > 7100 |

## Sovitusalue

■ Ohutputki 4.0  
■ HE11 680



## Kuoren värit



**H0**  
Beige



**P1**  
Sand Beige



**P3**  
Sandalwood



**P4**  
Chestnut



**P5**  
Champagne



**P6**  
Silver Gray



**P7**  
Graphite Gray



**P8**  
Velvet Black

<sup>1</sup> IP68 tarkoittaa, että kuulokoje on veden- ja pölynkestävä. Sen tiiviys säilyi, kun sitä pidettiin yhtäjaksoisesti vedessä 1 metrin syvyydessä 60 minuuttia ja pölykammiossa 8 tuntia standardin IEC 60529 mukaisesti.  
<sup>2</sup> Toteutunut latausaika riippuu akun jäljellä olevasta käyttöiästä ja ympäristön lämpötila voi vaikuttaa aikaan.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

# Suorituskykytasot

| AutoSense OS™ 5.0                        | Premium<br>L90 | Advanced<br>L70 | Standard<br>L50 | Essential<br>L30 |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Puhe voimakkaassa hälyssä                | •              |                 |                 |                  |
| Puhe autossa                             | •              |                 |                 |                  |
| Miellyttävä kaikuessa                    | •              |                 |                 |                  |
| Musiikki                                 | •              | •               |                 |                  |
| Miellyttävä hälyssä                      | •              | •               | •               |                  |
| Puhe hälyssä                             | •              | •               | •               | •                |
| Rauhallinen tilanne                      | •              | •               | •               | •                |
| Media/puhe + mikrofoni                   | •              | •               | •               | •                |
| Media/musiikki + mikrofoni               | •              | •               | •               | •                |
| <b>Lisäohjelmat</b>                      |                |                 |                 |                  |
| Lisäohjelmien maksimimäärä               | 4              | 4               | 4               | 4                |
| Miellyttävä kaikuessa                    | •              |                 |                 |                  |
| Puhe voimakkaassa hälyssä                | •              | •               |                 |                  |
| Puhe 360°                                | •              | •               |                 |                  |
| Puhe hälyssä                             | •              | •               | •               | •                |
| Rauhallinen tilanne                      | •              | •               | •               | •                |
| Miellyttävä hälyssä                      | •              | •               | •               | •                |
| Musiikki                                 | •              | •               | •               | •                |
| Akustinen puhelin                        | •              | •               | •               | •                |
| Mukautettu ohjelma                       | •              | •               | •               | •                |
| Puhelin T-kela ± mikrofoni <sup>1</sup>  | •              | •               | •               | •                |
| Julkinen T-kela ± mikrofoni <sup>1</sup> | •              | •               | •               | •                |
| <b>Suoratoisto-ohjelmat</b>              |                |                 |                 |                  |
| RogerDirect + mikrofoni                  | •              | •               | •               | •                |
| Phonak PartnerMic™                       | •              | •               | •               | •                |
| + mikrofoni                              |                |                 |                 |                  |
| Puhelu + mikrofoni                       | •              | •               | •               | •                |

| Ominaisuudet                            | Premium<br>L90 | Advanced<br>L70 | Standard<br>L50 | Essential<br>L30 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| SpeechSensor                            | •              |                 |                 |                  |
| Hiljaisen puheen<br>lisävahvistus       | •              |                 |                 |                  |
| StereoZoom 2.0                          | •              | •               |                 |                  |
| Dynaaminen<br>hälynvaimennus            | •              | •               |                 |                  |
| Liikkeen tunnistin <sup>2</sup>         | •              | •               | •               |                  |
| RogerDirect™                            | •              | •               | •               | •                |
| Kaiunesto                               | •              |                 |                 |                  |
| Napautusohjaus <sup>2</sup>             |                |                 |                 |                  |
| – Siri/Google Assistant                 | •              | •               |                 |                  |
| – Suoratoiston<br>keskeytys/jatkaminen  | •              | •               |                 |                  |
| – Puhelun hyväksyminen/<br>lopettaminen | •              | •               |                 |                  |
| SoundRelax                              | •              | •               |                 |                  |
| DuoPhone                                | •              | •               | •               |                  |
| Real Ear Sound (RES)                    | •              | •               | •               |                  |
| UltraZoom                               | •              | •               | •               | •                |
| Roger™ ja suuntaava asetus              | •              | •               | •               | •                |
| Broadband Booster <sup>3</sup>          | •              | •               | •               | •                |
| Terveystoiminnot <sup>2,4</sup>         | •              | •               | •               | •                |
| Tuuliäänten vaimennus                   | •              | •               | •               | •                |
| Käyttäjäasetusten<br>säätäminen         | •              | •               | •               | •                |
| Tinnitus Balance <sup>5</sup>           | •              | •               | •               | •                |
| Automaattinen<br>mukautuminen           | •              | •               | •               | •                |
| Ympäristöäänien vaimennus               | •              | •               | •               | •                |
| SoundRecover2                           | •              | •               | •               | •                |
| Vinkumisen hallinta                     | •              | •               | •               | •                |
| Hälynvaimennus                          | •              | •               | •               | •                |
| QuickSync                               | •              | •               | •               | •                |
| AOV                                     | •              | •               | •               | •                |
| Hienosäätökanavat                       | 20             | 20              | 16              | 12               |

1 Ei saatavana Phonak Naída L-PR -kuulokojeissa  
2 Saatavana vain Phonak Naída L-PR -kuulokojeissa  
3 Saatavana vain Phonak Naída L-UP -kuulokojeissa  
4 Saatavana myPhonakin yhteydessä  
5 Ei saatavana Phonak Naída L-UP -kuulokojeissa

## Sovitus

|                                         | Naída L-UP<br>Naída L-UP Trial<br>L90/L70/L50/L30 | Naída L-SP<br>Naída L-SP Trial<br>L90/L70/L50/L30 | Naída L-PR<br>Naída L-PR Trial<br>L90/L70/L50/L30 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Phonak Target                           | 9.0 tai uudempi                                   | 9.1 tai uudempi                                   | 9.0 tai uudempi                                   |
| Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2 | •                                                 | •                                                 | •                                                 |
| NOAHLink                                | •                                                 | •                                                 |                                                   |
| HI-PRO, HI-PRO2                         | •                                                 | •                                                 |                                                   |

# Akustinen kytkentä

|                                 |                   |                                                                            | Naída L-UP<br>Naída L-UP Trial<br>L90/L70/L50/L30 | Naída L-SP<br>Naída L-SP Trial<br>L90/L70/L50/L30 | Naída L-PR<br>Naída L-PR Trial<br>L90/L70/L50/L30 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Yhteensopivat koukut/ohutputket | Koukku            | Filtterillä (HE11 680), Transparent                                        | •                                                 | •                                                 | •                                                 |
|                                 | Koukku            | Ei filtteriä (HE11), Transparent                                           | •                                                 | •                                                 |                                                   |
|                                 | Ohutputki 4.0     | Saatavana vasemmalle ja oikealle sekä viittä eri pituutta (00, 0, 1, 2, 3) |                                                   | •                                                 | •                                                 |
| Korvakappale ohutputkeen        | Sovite            | Cap-sovite                                                                 |                                                   | •                                                 | •                                                 |
|                                 |                   | Avoim sovite                                                               | Saatavana kolmea kokoa (S, M, L)                  | •                                                 | •                                                 |
|                                 |                   | Ventiloitu sovite                                                          | Saatavana kolmea kokoa (S, M, L)                  | •                                                 | •                                                 |
|                                 |                   | Powersovite                                                                | Saatavana kolmea kokoa (S, M, L)                  | •                                                 | •                                                 |
|                                 | Mikrokorvakappale | Akryyli                                                                    |                                                   | •                                                 | •                                                 |
|                                 |                   | Silikoni                                                                   |                                                   | •                                                 | •                                                 |
| Korvakappale koukkuun           | Korvakappale      |                                                                            | •                                                 | •                                                 | •                                                 |

## Phonak Naída L Trial

Phonak Naída L Trial -kuulokojeet voidaan säätää nopeasti haluttuun laatuluokkaan vastaamaan asiakkaan tarpeita ja suositustasi. Näin voit sovittaa asiakkaallesi optimaalisen kuulemisen ratkaisun jo ensimmäisellä käynnillä tai vaihtaa laitteen, kun asiakkaan kuulokoje on korjattavana. Naída L Trial -laitteisiin on myös valmiiksi asennettu Roger-vastaanotin, joka helpottaa minkä tahansa Roger-mikrofonin esittelyä ja kokeilua.

# Phonak Naída L-PR:n latausvaihtoehdot

## Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR sisältää kaikki Lumity-ominaisuudet, joihin ihastut, sekä ladattavuuden edut. Asiakkaat voivat nauttia koko päivän kestävästä kuulemisesta myös suoratoistolla\*.

\* Odotusten mukainen akun kesto 16 tuntia, mukaan lukien 4 tuntia perinteistä BT-suoratoistoa ja 4 tuntia TV Connectorin suoratoistoa.



## Phonak Naída L Bluetooth® -versiot

Puhelut / äänen suoratoisto

Langaton Bluetooth 4.2 -teknologia ja useimmat vanhemmat Bluetooth-puhelimet

## Langattomat lisälaitteet

|                                 | Naída L-UP<br>Naída L-UP Trial<br>L90/L70/L50/L30 | Naída L-SP<br>Naída L-SP Trial<br>L90/L70/L50/L30 | Naída L-PR<br>Naída L-PR Trial<br>L90/L70/L50/L30 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Langattomat lisälaitteet</b> |                                                   |                                                   |                                                   |
| TV Connector                    | •                                                 | •                                                 | •                                                 |
| Phonak PartnerMic               | •                                                 | •                                                 | •                                                 |
| Phonak RemoteControl            | •                                                 | •                                                 | •                                                 |
| <b>Roger</b>                    |                                                   |                                                   |                                                   |
| Roger-mikrofonit                | •                                                 | •                                                 | •                                                 |
| <b>Sovellukset</b>              |                                                   |                                                   |                                                   |
| myPhonak                        | •                                                 | •                                                 | •                                                 |
| myPhonak Junior                 | •                                                 | •                                                 | •                                                 |

Lisätietoja on osoitteessa [www.phonak.com/naida-lumity](http://www.phonak.com/naida-lumity)

Tietoja Roger-mikrofoneista on osoitteessa [www.phonak.com/roger](http://www.phonak.com/roger)

Lisätietoja myPhonakista ja myPhonak Juniorista on osoitteessa [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps)

# life is on

Vuodesta 1947 lähtien Phonak on omistautunut elämänlaadun edistämiseen avaamalla uusia äänimaailmoja. Jo perustamisen aikaan yhtiötämme ohjasi luottamus kehitykseen: uskomme, että hyvä kuulo tarkoittaa hyvinvointia ja on näin ollen olennainen osa täysipainoista elämää. Itse asiassa kuulo liittyy suoraan sosiaaliseen, emotionaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa pyrimme tarjoamaan laajimman mahdollisen valikoiman innovatiivisia kuulemisen ratkaisuja. Yhdessä kuuloalan ammattilaisten kanssa keskitymme tärkeimpään: puheen ymmärtämisen helpottamiseen, ihmisten elämän muuttamiseen ja positiiviseen yhteiskuntavaikutukseen kokonaisuudessaan.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)