

Phonak Sky™ L

Tekniset tiedot




Phonak Sky L-M (L90/L70/L50/L30/Trial)


Standard- ja Mini-koukku HE11 680 2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Antotaso




Vahvistus



Taajuusvaste	< 100 Hz ~> 8 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	5,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %
Pariston virta	1,6 mA			
Odotettu käyttöaika*	107 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

T-kelan herkkyys


ETLS	HFA SPLIV
1 dB	105 dB SPL




Ohutputki HE 2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Antotaso




Vahvistus



Taajuusvaste	< 100 Hz ~> 8 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5 %	1,5 %	2,0 %	1,5 %
Pariston virta	1,6 mA			
Odotettu käyttöaika*	107 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

T-kelan herkkyys

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	95 dB SPL



Yleiset testitiedot

- Syöttöjännite 1,3 V / impedanssi 6,2 Ω
- Erityiset mittaasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö
- Laite toimii lineaarisessa tilassa.
- Matalan tason laajennus on aktiivinen.
- Kaikki saadut tiedot on mitattu Phonak Target -mittausasetuksilla
- Äänisignaalin viive sisäisen standardin mukaan on 6,2 ms.

Varoitus

- ⚠ Muut kuin valmistajan nimenomaisesti hyväksymät muutokset tai muokkaukset kuulokojeeseen eivät ole sallittuja. Muunlaiset muutokset saattavat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.
- ⚠ Kehittyvä äänenpainetaso voi olla lasten korvissa huomattavasti korkeampi kuin keski-ikäisillä. Suosittelemme mitattua RECD:tä kohteen sovittajan OSPL90:n korjaamiseen.

* Pariston käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, pariston iästä, ääniympäristöstä ja korvakappaleesta. Huomioi, että ei-ladattavien sinkki-ilmaparistojen käyttöaika voi vaihdella pariston mallista riippuen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on