

Phonak Sky™ Link M.

Tuotetiedot



Tuotekuvaus




Sky Link M

Paristokoko		13
Monitoimipainike		•
Puhelinkela		•
Langaton Bluetooth® 4.2 -tekniikka		•
Vettä hylkivä pinnoite		•
IP-luokitus		IP68 ¹
Mitat	P x L x S	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")
	Paino	4,40 g / 0,155 oz

		HE11	HE11 680
Maksimi antotaso (dB SPL)	2cc-tiedot	139	133
Maksimivahvistus (dB)	2cc-tiedot	81	75
Taajuusvaste (Hz)		< 100 – > 5 000	< 100 – > 5 000
Käyttövirta (mA)		2,1	2,0

Sovitusalue



Lievästä vaikeaan kuulonalenemaan,
kaikki sovitusmuodot

■ HE11 680

Kuorien ja koukkujen värit

Kuoret



P1

Sand Beige



P4

Chestnut



P8

Velvet Black



Q3

Caribbean
Pirate



T3

Precious Pink



M7

Ocean Blue

Koukku



R1

Green



R2

Yellow



R3

Pink



R4

Orange



Q6

Blue



13

Transparent



Q7

Purple

¹ IP68 tarkoittaa, että kuulokoke on veden- ja pölynkestävä. Sen tiiviys säilyi, kun sitä pidettiin yhtäjaksoisesti vedessä 1 metrin syvyydessä 60 minuuttia ja pölykammiossa 8 tuntia standardin IEC 60529 mukaisesti.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

Suorituskykytasot

AutoSense Sky OS 3.0

Rauhallinen tilanne	•
Puhe hälyssä (SPIN)	•
Miellyttävä hälyssä (CIN)	•
Musiikki	•
Puhe voimakkaassa hälyssä	•
Puhe autossa	•
Miellyttävä kaikuessa (CIE)	•
Media, puhe + mikrofoni	•
Media, musiikki + mikrofoni	•

Lisäohjelmat

Lisäohjelmien maksimimäärä	4
Miellyttävä kaikuessa (CIE)	•
Puhe voimakkaassa hälyssä	•
Puhe 360°	•
Puhe hälyssä (SPIN)	•
Rauhallinen tilanne	•
Miellyttävä hälyssä (CIN)	•
Ääniprosessori pois korvasta*	•
Musiikki	•
Akustinen puhelin	•
Mukautettu ohjelma	•

Suoratoisto-ohjelmat

RogerDirect + mikrofoni	•
Phonak PartnerMic™ + mikrofoni	•
Puhelu + mikrofoni	•

* Käytetään vain bimodaalisissa sovituksissa

Ominaisuudet

UltraZoom	•
SNR-tehostin	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Käyttäjäasetusten säätäminen	•
Real Ear Sound (RES)	•
Hienosäätökanavat	20
Vinkumisenesto	•
Hälynvaimennus	•
Tuulääntien vaimennus	•
Kaiunesto	•
Impulssiäänten esto	•
QuickSync	•
Akustisesti optimoitu ventti	•
Automaattinen mukautuminen	•
Ympäristöäänien vaimennus	•
RogerDirect™	•
Roger ja suuntaava asetus	•

Sovitus

Phonak Target	7.0 tai uudempi
Advanced Bionics Target CI	•
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•
NOAHLink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akustiset tiedot

Äänen ulostulo	Standard-koukku	Filtterillä (HE 11 680) Transparent-värinen ja 6 lisäväriä lapsille (katso sivu 2)
		Ilman filtteriä (HE 11) Transparent-värinen ja 6 lisäväriä lapsille
	Lukittava koukku	Mini-kokoinen filtterillä (HE 11 680) Transparent-värinen ja 6 lisäväriä lapsille (katso sivu 2)
		Mini-kokoinen ilman filtteriä (HE 11) Transparent-värinen ja 6 lisäväriä lapsille
	SlimTube 4.0 -ohutputki	Saatavana vasemmalle, oikealle ja viittä eri pituutta (00, 0, 1, 2, 3)
SlimTube	SDS 4.0 -korvakappale	Power-sovitetta ja kaikkia muita SDS 4.0 -sovitteita saatavilla kolme eri kokoa (S, M, L)
	Mikrokorvakappale	Akryyli
		Silikoni
Korvakappale koukkuun	Korvakappale	
	Yleissovite	

Phonak Trial™

Jos tarvitaan kokeilukojetta, Phonak Sky M-SP Trial on suositeltava. Tämä kokeilukoje ei ole yhteensopiva AB-ääniprosessorin kanssa.

Yhteensopivuus

Sky Link M -kuulokojetta voidaan käyttää

- monauraalisena sovituksena
- binauraalisena sovituksena kahden Sky Link M -kuulokojeen kanssa
- bimodaalisena sovituksena Advanced Bionics Sky CI M90 -ääniprosessorin kanssa.

Langattomat lisälaitteet

	Sky Link-M
Langattomat lisälaitteet	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
Roger-mikrofonit	•
Sovellukset	
myPhonak Junior	•
AB Remote	•

myPhonak Junior on yhteensopiva Sky Link M -kuulokojeen kanssa vain, jos sitä käytetään monauraalisessa kokoonpanossa tai yhdistettynä laitepariksi toisen Sky Link M -kuulokojeen kanssa.

life is on

Vuodesta 1947 lähtien Phonak on omistautunut elämänlaadun edistämiseen avaamalla uusia äänimaailmoja. Jo perustamisen aikaan yhtiötämme ohjasi luottamus kehityksen voimaan: me Phonakilla uskomme, että hyvä kuulo tarkoittaa hyvinvointia ja on näin ollen olennainen osa täysipainoista elämää. Itse asiassa kuulo liittyy suoraan sosiaaliseen, emotionaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Pyrimme nyt ja tulevaisuudessa tarjoamaan laajimman mahdollisen valikoiman innovatiivisia kuulemisen ratkaisuja. Yhdessä kuuloalan ammattilaisten kanssa keskitymme tärkeimpään: puheen ymmärtämisen parantamiseen, ihmisten elämän muuttamiseen ja positiiviseen vaikuttamiseen yhteiskuntaan kokonaisuudessaan.

phonak.com