

Phonak

RemoteControl

Données techniques

Dimensions (L x l x H)	84 x 32 x 11,5 mm (3,3 x 1,3 x 0,5")
Poids	26,4 g, pile comprise
Couleur	Champagne/Noir
Conditions de fonctionnement	0° à +45° Celsius
Conditions de transport et de stockage	-20° à +60° Celsius
Humidité de stockage	0 % à 70 % (sans condensation)
Humidité de fonctionnement	0 % à 95 % (sans condensation)
Pièces fournies	Cordon, pile CR 2032
Indice de protection	IP52



Alimentation électrique

Pile	CR 2032
Durée de fonctionnement	12 mois avec une utilisation moyenne

Informations radio

Type d'antenne	Antenne unipolaire
Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz à 2,48 GHz
Modulation	GFSK
Puissance rayonnée	< 2,8 mW



Une marque Sonova

PHONAK
life is on

Normes appliquées

Normes d'émission

EN 60601-1-2:2015
CEI 60601-1-2:2014
EN 55011:2009+A1
CISPR11:2009/AMD1:2010
CISPR22:1997
CISPR32:2012
ISO 7637-2:2011
CISPR25:2016
EN 55025:2017

Normes d'immunité

EN 60601-1-2:2015
CEI 60601-1-2:2014
EN 61000-4-2:2009
CEI 61000-4-2:2008
EN 61000-4-3:2006+A1+A2
CEI 61000-4-3:2006+A1+A2
EN 61000-4-4:2012
CEI 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
CEI 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014
CEI 61000-4-6:2013
EN 61000-4-8:2010
CEI 61000-4-8:2009
EN 61000-4-11:2004
CEI 61000-4-11:2004
CEI 60601-1 (§ 4.10.2):2005
ISO 7637-2:2011

Fabricant légal



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suisse
