

Phonak Audéo™ 1.

Informations sur le produit

Phonak Audéo I est un portefeuille de RIC complet destiné aux pertes auditives légères à profondes. Fonctionnant avec la technologie innovante de la plateforme Phonak Infinio, les aides auditives Audéo I sont idéales pour les patients qui préfèrent l'utilisation de contours RIC flexibles et discrets.



Description des produits



Audéo I-Sphere
Audéo I-Sphere Trial
I90



Audéo I-R
Audéo I-R Trial
I90/I70

Batterie		batterie rechargeable intégrée	batterie rechargeable intégrée
Bouton multifonctions		•	•
Bluetooth®		•	•
Revêtement hydrophobe		•	•
Indice de protection		IP681	IP681
Dimensions	L x l x P	31,9 x 14,0 x 9,5 mm (1,26 x 0,55 x 0,37")	28,8 x 12,4 x 8,7 mm (1,13 x 0,49 x 0,34")
	Poids	3,0 g (0,11 oz)	2,4 g (0,08 oz)
Durée de charge 2	0 % à 100 %	3,5 h	3 h
	0 % à 70 %	2 h	2 h
	0 % à 40 %	1 h	1 h
	30 min d'appareillage	15 min	15 min
Écouteur S 6.0			
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	112	112
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	47	47
Bande passante (Hz)		< 100 - 10 000	< 100 - 10 000
Écouteur M 6.0			
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	114	114
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	51	51
Bande passante (Hz)		< 100 - 10 000	< 100 - 10 000
Écouteur MAV 6.0			
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	119	119
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	50	50
Bande passante (Hz)		< 100 - 9 000	< 100 - 9 000
Écouteur P 6.0			
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	122	122
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	59	59
Bande passante (Hz)		< 100 - 7 500	< 100 - 7 500
Écouteur UP 6.0			
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	132	132
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	71	71
Bande passante (Hz)		< 100 - 8 000	< 100 - 8 000

Couleurs des boîtiers



P1
Dune
de
Sable



P5
Champagne



P6
Gris
Argenté



P7
Gris
Carbone

1 IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

2 La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

Niveaux de performances

AutoSense OS™ 6.0	Audéo I-Sphere		Audéo I-R	
	Premium	Premium	Avancé	
Parole sphérique dans le bruit intense	•			
Parole dans le bruit intense		•		
Musique	•	•	•	
Parole en voiture	•	•	•	
Confort dans le bruit	•	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•	
Situation calme	•	•	•	
Parole média + mic	•	•	•	
Musique média + mic	•	•	•	
Programmes supplémentaires				
Programmes supplémentaires max.	4	4	4	
Parole dans le bruit intense sphérique	•			
Parole dans le bruit intense	•	•	•	
Parole à 360°	•	•	•	
Parole en voiture	•	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•	
Situation calme	•	•	•	
Confort dans le bruit	•	•	•	
Musique	•	•	•	
Téléphone acoustique	•	•	•	
Programme personnalisé	•	•	•	
Programmes de diffusion				
RogerDirect + mic	•	•	•	
PartnerMic + mic	•	•	•	
Appel téléphonique + mic	•	•	•	
Fonctions				
Clarté de la parole sphérique	•			
Renforcement de la parole	•	•		
SpeechSensor	•	•		
StereoZoom 2.0	•	•	•	
Suppression dynamique du bruit	•	•	•	
Directivité avec capteur de mouvements	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	
ActiveVent™	•	•	•	
Contrôle tactile				
– Assistant Siri/Google	•	•	•	
– Mettre en pause/reprendre la diffusion	•	•	•	
– Accepter/terminer un appel téléphonique	•	•	•	
SoundRelax	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	
Fonctionnalités de santé ¹	•	•	•	
WindBloc	•	•	•	
Correction de sonie	•	•	•	
Générateur de bruit Tinnitus Balance	•	•	•	
Auto Acclimatation	•	•	•	
Balance environnementale	•	•	•	
SoundRecover ²	•	•	•	
LarsenBloc	•	•	•	
NoiseBloc	•	•	•	
QuickSync	•	•	•	
AOV	•	•	•	
Canaux d'adaptation fine	20	20	20	

Technologie SmartSpeech

Compatibilité CROS

Audéo I-Sphere
Audéo I-Sphere Trial

Audéo I-R
Audéo I-R Trial

Phonak CROS I-R et Phonak CROS I-R Trial



Appareillage

Audéo I-Sphere
Audéo I-Sphere Trial

Audéo I-R
Audéo I-R Trial

Phonak Target

10.0 ou version ultérieure

10.0 ou version ultérieure


Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2



Couplage acoustique

Longueur	Écouteur S	Écouteur M	Écouteur MAV	Écouteur P	Écouteur UP
Disponible dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2, 3), en version gauche et droite	•	•	• ¹	•	• ¹
Dôme					
Dôme cap	•	•		•	
Dôme ouvert Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•		•	
Dôme obturant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•		•	
Dôme puissant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•		•	
SlimTip					
Acrylique	•	•		•	
Silicone	•	•		•	
Titanium AV			• ¹		
Universel AV Disponible en quatre formes (A, B, C, D)			• ¹		
cShell					
Acrylique	• ¹	• ¹		• ¹	• ¹
Titanium	• ¹	• ¹		• ¹	• ¹

Plages d'application



Options de charge Phonak Audéo 1



Phonak Charger RIC I



Phonak ChargerGo RIC I



Phonak ChargerGo RIC Sphere I

Compatible avec Audéo I-R et Audéo I-R Trial	•	•	
Compatible avec Audéo I-Sphere et Audéo I-Sphere Trial			•
Chargeur avec batterie intégrée		•	•


Phonak Audéo 1 Bluetooth® version

Diffusion des appels directs/audio

Technologie sans fil Bluetooth 5.3 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

Gamme de communication sans fil

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial I90	Audéo I-R Audéo I-R Trial I90/I70
Accessoire sans fil		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Gamme de microphones Roger	•	•
Applications		
myPhonak	•	•



Pour en savoir plus, consultez www.phonak.com/audeo-infinio

Pour en savoir plus sur les microphones Roger, consultez www.phonak.com/roger

Pour en savoir plus sur myPhonak et myPhonak Junior, consultez www.phonak.com/apps

life is on*

Depuis 1947, Phonak a à coeur de préserver la qualité de vie en ouvrant la voie à de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, une conviction fondamentale animait notre entreprise : bien entendre est synonyme de bien vivre, un point essentiel pour vivre pleinement sa vie. En effet, le sens de l'audition est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons de proposer le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. En collaboration avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie des personnes et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *Et la vie s'exprime !

phonak.com



027-0712-04V1.00/2024-05/NLG © 2024 Sonova AG Tous droits réservés