

Phonak CROS L.

Informations sur le produit

Phonak CROS L offre une solution CROS et BiCROS aux personnes touchées par une perte auditive non appareillable sur une oreille. CROS L est porté sur l'oreille non appareillable pour capter les sons et les transmettre, à l'aide d'une connexion sans fil, à une aide auditive Phonak compatible portée sur l'oreille dotée d'une meilleure audition. CROS L ne dispose d'aucune sortie acoustique.

CROS L est compatible avec les aides auditives Audéo L-R, Audéo L-RT, Naïda L-PR et Sky L-PR, qui reposent sur la technologie innovante de la plateforme Phonak Lumity. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.phonak.com



Description du produit



CROS L-R
CROS L-R Trial

Batterie		rechargeable
Bouton multifonctions		•
Balance CROS		•
Revêtement hydrophobe		•
Indice IP		IP68 ¹
Dimensions	L x l x P	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")
	Poids	2,2 g (0,08 oz)
Durées de charge ²	0 % à 100 %	3 h
	0 % à 80 %	1 h 30
	30 min d'appareillage	15 min
Compatibilité avec les aides auditives		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naïda L-PR et Sky L-PR

Couleurs des boîtiers



P1
Dune
de Sable



H0
Beige



P3
Santal



P4
Noisette



P5
Champagne



P6
Gris
Argenté



P7
Gris
Carbone



P8
Velours
Noir



Q2
Vert
Électrique



Q3
Bleu
Caraïbes



T3
Rose
Poudré

Options d'embout

Dôme standard (tube CROS)	- Le dôme standard est disponible en trois tailles (S, M, L) - Le tube CROS est disponible en version gauche/droite et en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)
SlimTip (tube CROS)	- Embout sur mesure - Le tube CROS est disponible en version gauche/droite et en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)
CROS Tip	Embout entièrement sur mesure pour un CROS, disponible en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)

Options de charge de Phonak CROS L-R



CROS L-R peut être chargé avec un Phonak Charger Ease. Le Phonak Charger Ease est un chargeur compact avec des aimants dans les fentes de chargement qui facilitent l'insertion et le retrait de votre CROS L-R. Il est doté d'un port USB-C standard qui s'allume lorsqu'il est mis sous tension.

¹ IP68 indique que l'appareil CROS L-R est résistant à l'eau et à la poussière. Il n'a pas été endommagé après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

² La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la pile, mais n'excédera pas 3 heures.

Programmation

	CROS L-R CROS L-R Trial
Phonak Target	9.0 ou supérieur
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Fonctions clés

CROS L peut être appareillé avec une aide auditive Audéo L-R, Audéo L-RT, Naïda L-PR ou Sky L-PR de n'importe quel niveau de performances. Par conséquent, l'ensemble des fonctions disponibles pour un patient portant un système CROS L dépend principalement du niveau de performances de l'aide auditive utilisée sur l'oreille possédant la meilleure audition. Veuillez vous reporter aux informations produit des aides auditives Phonak Audéo L, Naïda L ou Sky L pour plus d'informations.

Technologie Phonak SmartSpeech™

Dans un système CROS L, les patients peuvent accéder aux fonctions pertinentes de la technologie SmartSpeech, y compris le **StereoZoom 2.0**, grâce à l'association des appareils Phonak Lumity compatibles.

Balance CROS

Le rapport de sonie entre l'appareil CROS et l'aide auditive peut être réglé soit via le logiciel d'appareillage Target, soit directement via une courte pression sur le bouton multifonctions de l'appareil CROS.

myPhonak et myPhonak Junior

Les patients équipés d'un appareil CROS L et d'une aide auditive compatible peuvent utiliser leur système avec les applications myPhonak ou myPhonak Junior.

Performances du CROS L

Lorsqu'il est combiné avec des aides auditives de niveaux de performances Premium et Avancé, CROS L donne accès au programme Parole dans le bruit intense avec StereoZoom 2.0. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour un aperçu complet des modes microphoniques fournis par CROS L, en fonction du niveau de performances de l'aide auditive controlatérale.

Niveaux de performances de l'aide auditive	Modes microphoniques disponibles pour CROS L		
	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Omnidirectionnel
Premium	•	•	•
Avancé	•	•	•
Standard		•	•
Essentiel			•

Pour en savoir plus, consultez le lien www.phonak.com/cros-l

Pour en savoir plus sur les aides auditives Audéo L, consultez le lien www.phonak.com/audeolumity

Pour en savoir plus sur eSolutions, consultez le lien www.phonak.com/apps

life is on*

Depuis 1947, Phonak se consacre à la préservation de la qualité de vie en ouvrant de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, notre entreprise était animée par une conviction déterminante : nous sommes convaincus que bien entendre est synonyme de bien être, et donc que c'est essentiel pour vivre la vie pleinement. En fait, le sens de l'ouïe est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons d'offrir le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. Avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie de chacun et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime.

www.phonak.com



027-0668-04/V2.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG Tous droits réservés

