

# Phonak Sky™ Link M.

Informations sur le produit



# Description des produits




Sky Link M

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Taille de pile                      | 13                                                           |
| Bouton multifonctions               | •                                                            |
| Bobine d'induction                  | •                                                            |
| Technologie Bluetooth® 4.2 sans fil | •                                                            |
| Revêtement hydrophobe               | •                                                            |
| Indice de protection                | IP68 <sup>1</sup>                                            |
| Dimensions                          | L x l x P<br>40,0 x 16,9 x 8,5 mm<br>(1,57 x 0,67 x 0,33 po) |
| Poids                               | 4,40 g / 0,155 oz                                            |

|                                |                            | HE11            | HE11 680        |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Niveau de sortie max. (dB SPL) | Coupleur 2 cm <sup>3</sup> | 139             | 133             |
| Gain max. (dB)                 | Coupleur 2 cm <sup>3</sup> | 81              | 75              |
| Bande passante (Hz)            |                            | < 100 - > 5 000 | < 100 - > 5 000 |
| Courant de fonctionnement (mA) |                            | 2,1             | 2,0             |

## Plage d'application



Pertes auditives légères à sévères,  
toutes configurations audiométriques

■ HE11 680

## Couleurs du boîtier et du coude

### Boîtier



P1

Dune de Sable



P4

Noisette



P8

Velours Noir



Q3

Bleu Caraïbes



T3

Rose Poudré



M7

Bleu Océan

### Coude



R1

Vert



R2

Jaune



R3

Rose



R4

Orange



Q6

Bleu



13

Transparent



Q7

Violet

<sup>1</sup> IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

# Niveaux de performances

## AutoSense Sky OS 3.0

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Situation calme                   | • |
| Parole dans le bruit              | • |
| Confort dans le bruit             | • |
| Musique                           | • |
| Parole dans le bruit intense      | • |
| Parole en voiture                 | • |
| Confort en situation réverbérante | • |
| Parole média + mic                | • |
| Musique média + mic               | • |

## Programmes supplémentaires

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Programmes supplémentaires max.   | 4 |
| Confort en situation réverbérante | • |
| Parole dans le bruit intense      | • |
| Parole à 360°                     | • |
| Parole dans le bruit              | • |
| Situation calme                   | • |
| Confort dans le bruit             | • |
| Processeur de son déporté*        | • |
| Musique                           | • |
| Téléphone acoustique              | • |
| Programme personnalisé            | • |

## Programmes de diffusion

|                            |   |
|----------------------------|---|
| RogerDirect + mic          | • |
| Phonak PartnerMic™ + mic   | • |
| Appel téléphonique + micro | • |

\* Utilisé dans les appareillages bimodaux uniquement

## Fonctions

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| UltraZoom                     | •  |
| RSB-Plus                      | •  |
| DuoPhone                      | •  |
| SoundRecover2                 | •  |
| Correction de Sonie           | •  |
| Real Ear Sound                | •  |
| Canaux d'adaptation fine      | 20 |
| LarsenBloc                    | •  |
| NoiseBloc                     | •  |
| WindBloc                      | •  |
| EchoBloc                      | •  |
| SoundRelax                    | •  |
| QuickSync                     | •  |
| Évent Acoustiquement Optimisé | •  |
| auto Acclimatation            | •  |
| Balance environnementale      | •  |
| RogerDirect™                  | •  |
| Réglage Roger et directivité  | •  |

# Appareillage

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Phonak Target                           | 7.0 ou supérieur |
| Advanced Bionics Target CI              | •                |
| Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2 | •                |
| NOAHlink                                | •                |
| HI-PRO, HI-PRO2                         | •                |

# Couplage acoustique

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signal acoustique</b> Coude standard de sortie | Amorti (HE 11 680) transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires (voir page 2)       |
|                                                   | Non amorti (HE 11) transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires                     |
| Coude avec sécurité enfant                        | Mini amorti (HE 11 680) transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires (voir page 2)  |
|                                                   | Mini non amorti (HE 11) transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires                |
| Tube fin 4.0                                      | Disponible en version gauche et droite, dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2, 3)      |
| <b>Embout pour Tube fin</b>                       | Le dôme Puissant et tous les autres dômes SDS 4.0 sont disponibles en trois tailles (S, M, L) |
| SlimTip                                           | Acrylique                                                                                     |
|                                                   | Silicone                                                                                      |
| <b>Embout pour coude</b>                          |                                                                                               |
| Embout universel                                  |                                                                                               |

# Phonak Trial™

Si un appareil d'essai est requis, il est recommandé d'utiliser l'appareil Phonak Sky M-SP Trial. Cet appareil d'essai n'est pas compatible avec le processeur de son AB.

# Compatibilité

L'aide auditive Sky Link M peut être utilisée :

- dans un appareillage monaural
- dans un appareillage binaural avec deux aides auditives Sky Link M
- dans un appareillage bimodal avec un processeur de son Advanced Bionics Sky CI M90

# Gamme de communication sans fil

|                             | Sky Link M |
|-----------------------------|------------|
| <b>Accessoires sans fil</b> |            |
| TV Connector                | •          |
| Phonak PartnerMic           | •          |
| Phonak RemoteControl        | •          |
| <b>Roger</b>                |            |
| Microphones Roger           | •          |
| <b>Applications</b>         |            |
| myPhonak Junior             | •          |
| À distance AB               | •          |

L'application myPhonak Junior n'est compatible avec l'aide auditive Sky Link M que dans le cadre d'une configuration monaurale ou appairée avec une autre aide Sky Link M.

# life is on\*

Depuis 1947, Phonak se consacre à la préservation de la qualité de vie en ouvrant de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, notre entreprise était animée par une conviction formatrice : nous sommes convaincus que bien entendre est synonyme de bien être, et donc que c'est essentiel pour vivre sa vie au maximum. De fait, le sens de l'ouïe est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme à l'avenir, nous nous efforçons de proposer le portefeuille de solutions auditives innovantes le plus complet. Avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie de chacun et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. \*la vie s'exprime

[phonak.com](https://phonak.com)



027-0606-04/V3.00/2024-08/NLG © 2020-2024 Sonova AG Tous droits réservés

