# Phonak Audéo Fit™

### Informations produit



Notre dernière innovation de la gamme Paradise, Audéo Fit, est dotée d'un capteur de fréquence cardiaque capable de suivre les données de santé physique et de les restituer dans l'application myPhonak. En suivant la fréquence cardiaque, le nombre de pas et les niveaux d'activité, ces aides auditives peuvent encourager des habitudes saines et créer un plus grand sentiment de bien-être. Adaptées aux pertes auditives légères à sévères et issues de la technologie innovante de la plateforme Phonak Paradise, les aides auditives Audéo Fit de Phonak sont la solution pour les patients qui veulent accéder à leurs données de santé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr



# **Description des produits**



Audéo P-R Fit Trial P90/P70

		P90/P70	
Bouton multifonctions		•	
Bluetooth®		•	
Revêtement hydrophobe		•	
Indice de protection		IP681	
Dimensions	LxIxP	30,6 x 12,3 x 8,1 mm	
	Poids	2,23 g	
Temps de charge <sup>2</sup>	0 % à 100 %	3 h	
	0 % à 80 %	1,5 h	
	30 min d'appareillage	10 min	
Écouteur M			
Niveau de sortie maximum (dB	3 SPL)	114	
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	51	
Bande passante (Hz)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	< 100 - > 8 000	
Écouteur P			
Niveau de sortie maximum (dB	B SPL)	122	
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	59	
Bande passante (Hz)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	< 100 - 6 300	

### Couleurs des boîtiers







Noisette



Gris Argenté

<sup>1</sup> L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mêtre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.
2 La durée de charge récliel dépend de l'autonomie restante de la batterie, mais n'excédera pas 3 heures.

# Niveaux de performances

	Premium	Avancé	Fonctions	Premium	Avancé
AutoSense OS™ 4.0	Premium	Avancé	UltraZoom	•	•
Confort dans les situations réverbérantes	•		Suppression dynamique du bruit	•	
Parole en voiture	•		Renforcement de la parole	•	
Parole dans le bruit intense	•		EchoBloc	•	
Musique	•	•	Contrôle tactile		
Confort dans le bruit	•	•	- Siri / Assistant Google	•	•
Parole dans le bruit	•	•	- Mettre en pause / reprendre la diffusion	•	•
Situation calme	•	•	- Accepter / mettre fin à un appel téléphonique	•	•
Parole média + micro	•	•	StereoZoom	•	•
Musique média + micro	•	•	WindBloc	•	•
Programmes supplémentaires			SoundRelax	•	•
Programmes supplémentaires max.	4	4	Directivité avec capteur de mouvements	•	•
Confort dans les situations réverbérantes	•		DuoPhone	•	•
Parole dans le bruit intense	•	•	Real Ear Sound	•	•
Conversation à 360°	•	•	Réglage Roger et directivité	•	•
Parole dans le bruit	•	•	SoundRecover2	•	•
Situation calme	•	•	LarsenBloc	•	•
Confort dans le bruit	•	•	NoiseBloc	•	•
Musique	•	•	RogerDirect™	•	•
Téléphone acoustique	•	•	Correction de sonie	•	•
Programme personnalisé	•	•	QuickSync	•	•
Programmes de diffusion			AOV	•	•
RogerDirect + micro	•	•	Tinnitus Balance	•	•
PartnerMic + micro	•	•	Auto acclimatation	•	•
Appel téléphonique + micro	•	•	Balance environnementale	•	•
			Canaux d'adaptation fine	20	20

## Fonction de suivi de santé

	Audéo Fit	Aides auditives rechargeables RIC Paradise
Temps de port différent pour chaque aide auditive	•	•
Temps de port combiné moyen pour les aides auditives bilatérales	•	•
Temps de port moyen dans différents environnements sonores	•	•
Nombre de pas	•	•
Niveaux d'activité	•	•
Distance parcourue	•	
Fréquence cardiaque	•	
Fixation d'objectif optionnel pour le temps de port	•	•
Fixation d'objectif optionnel pour le nombre de pas	•	•

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. IOS est une marque de commerce de Cisco, Inc. Android est une marque de commerce de Google, Inc.

## **Appareillage**


#### Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial

Phonak Target	7.3 ou version ultérieure	
Noahlink Wireless	•	

## Couplage acoustique\*

Longueur		Écouteur avec capteur M	Écouteur avec capteur P
Disponibles dans quatre longueur	rs différentes (0, 1, 2, 3), en version gauche et droite	•	•
Dôme			
Dôme cap		•	
Dôme ouvert	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	
Dôme obturant transparent	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	
cShell			
Acrylique	-	•	•
Plages d'application			

<sup>\*</sup> Seuls l'écouteur avec capteur à 8 broches et le cShell avec capteur fonctionnent avec Audéo Fit.



#### Perte auditive légère à sévère.

Perte auditive légère à sévère.

### Phonak Audéo Fit Trial™

Les nouvelles aides auditives Phonak Audéo P Fit Trial peuvent être configurées rapidement pour offrir le niveau de performances requis afin de répondre à votre recommandation. Deux niveaux de technologie dans une même aide auditive Phonak Audéo P Fit Trial vous offrent de nombreuses options pour offrir une solution auditive dès le premier rendez-vous ou pour combler un besoin pendant des réparations.

# Options de charge Phonak Audéo Fit



#### Phonak Écrin de Charge

Le Phonak Écrin de Charge est à la fois un chargeur, un kit de séchage et un boîtier de protection tout-en-un. Son boîtier robuste et anti-éclaboussures abrite également un outil de nettoyage.



#### **Phonak Power Pack**

Pour recharger les aides auditives rechargeables lorsque vous êtes en déplacement, le Phonak Power Pack peut facilement être fixé au-dessous du Phonak Écrin de Charge.

### Versions Bluetooth® Phonak Audéo Fit

Diffusion sans fil d'appels directs / audio Technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc

### Gamme de communication sans fil

Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70

Accessoire sans fil	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
	•
Applications	
myPhonak	•
myPhonak	•

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/audeoparadise Pour plus d'informations sur les microphones Roger, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/roger Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/smartapps

### life is on\*

Au sein de Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien vivre et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges, quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et émotionnellement. \*Et la vie s'exprime!

www.phonak.fr







