

Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb étellel és elengedhetetlen a teljes élethez. Több, mint 70 éve elkötelezetten és szenvedéllyel dolgozunk egy olyan világ megteremtésén, ahol mindenki számára felhangzik az élet – „life is on”. Olyan innovatív hallásjavító megoldásokat fejlesztünk, amelyek életkortól és a halláscsökkenés mértékétől függetlenül támogatnak mindenkit társadalmi kapcsolataik kialakításában, mentális és érzelmi fejlődésükben.

www.phonakpro.com/rogerfocus

Roger Focus II



Fókuszáljon arra, ami számít

További információkért látogasson el a www.phonakpro.com/rogerfocus oldalra

027-0601-13(V1.00)/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

Termékleírás

		Roger Focus II-312	Roger Focus II
Elemtípus		312	beépített, újratölthető
Többfunkciós gomb		•	•
Hangerő beállítása a többfunkciós gomb segítségével		-8 dB <-> +8 dB (lépésenként 2 dB)	-8 dB <-> +8 dB (lépésenként 2 dB)
Jelzőfény		•	•
Színek		2	10
Nanobevonat		•	•
IP-besorolás		IP68*	IP68*
Méret	H x Sz x M	31,3 x 14,1 x 7,3 (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 (1,44 x 0,65 x 0,33")
	Tömeg	2,18 g / 0,077 oz	3,71 g / 0,131 oz
Töltési idő	0-100%		3 óra
	0-80%		1,5 óra
		SlimTube HE	SlimTube HE
Maximális kimeneti teljesítmény (MPO)		szabad hangtérben 90 dB	szabad hangtérben 90 dB
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 - >7000	<100 - >7000
Áramfelhasználás (mA)		1,5	1,5
			beépített antenna
			< 0,02 mW

A Roger jellemzői

Frekvencia	2,4 GHz beleértve az automatikusan alkalmazkodó frekvenciaváltozást
Antenna	beépített antenna
Visszacsatolási RF-teljesítmény	< 0,02 mW

*Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres vízben, valamint 8 óráig porkamrában.

A ház színei

Roger Focus II



Roger Focus II-312



Akusztikus csatoló

Hangtovábbítás SlimTube HE Bal és jobb oldalon hordható, illetve öt különféle hosszban készülő változatban kapható (00, 0, 1, 2, 3)

Füülleszték SlimTube vékony csőhöz Dóm Nyitott dóm, három méretben kapható (S, M, L)

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

Roger™	Roger Focus II-312	Roger Focus II
Roger™ mikrofonok	•	•

Illesztés

A Roger Focus II csupán egy Roger vevő. Nincs szükség hozzá semmilyen illesztésre.

Phonak töltő fül mögötti (BTE) és külső hangszórós (RIC) hallókészülékhez

Ez a töltő kompatibilis a Roger Focus II készülékkel. A töltő USB-C típusú tápbemenet és jelzőfény mellett a SlimTube vékony cső számára kialakított helyet is tartalmaz.



Phonak RemoteControl

A Phonak RemoteControl kompatibilis a Roger Focus II készülékkel. Lehetővé teszi a hangerő beállítását és lezárja a hangerőgombot.

