




Phonak Virto I-10 NW O (I90/I70/I50/I30)


M hangszóró

2 cm³-es csatoló adataiANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás




Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz – 7000 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Teljes harmonikus torzítás	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	82	óra		
Elem áramerőssége	1.1	mA		
Ekvivalens bemeneti zajszint	19	dBSPL		


Indukciós tekercs érzékenysége




P hangszóró

2 cm³-es csatoló adataiANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás




Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz – 6700 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Teljes harmonikus torzítás	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	75	óra		
Elem áramerőssége	1.2	mA		
Ekvivalens bemeneti zajszint	19	dBSPL		

Indukciós tekercs érzékenysége



Általános tesztinformációk

- Tápfeszültség: 1,3 V / impedancia: 6,2 Ω
- Specifikus mérési beállítások kerültek alkalmazásra. RTS-módosítás hangerő-szabályozással
- Az eszköz lineáris üzemmódban működik
- Az alacsony szintű tágulás aktív
- Amennyiben másként nem szerepel, minden kapott adat mérése 5 mm-es csővel és Phonak Target mérési beállításokkal történt
- Az audiojel késleltetése 6,2 milliszekundumban van megállapítva egy belső standard alapján



A hallókészüléken tilos olyan változtatásokat vagy módosításokat végrehajtani, amelyeket a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyott. Az ilyen változtatások kárt tehetnek a fülben vagy a hallókészülékben.

* Az elem teljesítménye az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az elem korától, a hangkörnyezettől és a fülillesztéktől függ. Fontos: a cink-levegő elemek működési ideje az elem modelljétől függően eltérő lehet



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Virto I-10 NW 0 (I90/I70/I50/I30)


SP hangszóró

2 cm³-es csatoló adatai


ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás




Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz – 7000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	82	óra		
Elem áramerőssége	1.1	mA		
Ekvivalens bemeneti zajszint	19	dBSPL		

Indukciós tekercs érzékenysége



* Az elem teljesítménye az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az elem korától, a hangkörnyezettől és a fülillesztéktől függ. Fontos: a cink-levegő elemek működési ideje az elem modelljétől függően eltérő lehet



CE 0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

V1.00/2024-05/11/16 © 2024 Sonova AG All rights reserved/2/2. oldal TPL-959 [1]