




Phonak Virto I-Titanium M (I90/I70)


0,4 cm³-es csatoló adatai

Az IEC 60118-0:2022 szabvány szerint mérve,
0,4 cm³-es akusztikus csatoló használatával (az IEC 60318-8 szabvánnyal
összhangban)

Kimeneti hangnyomás



Akusztikus erősítés




Frekvenciatartomány	<100 Hz – 7300 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	82 óra			
Elem áramerőssége	1.1 mA			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			


2 cm³-es csatoló adatai

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás




Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz – 7000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	82 óra			
Elem áramerőssége	1.1 mA			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

Indukciós tekercs érzékenysége



Általános tesztinformációk

- Tápfeszültség: 1,3 V / impedancia: 6,2 Ω
- Specifikus mérési beállítások kerültek alkalmazásra. RTS-módosítás hangerő-szabályozással
- Az eszköz lineáris üzemmódban működik
- Az alacsony szintű tágulás aktív
- Amennyiben másként nem szerepel, minden kapott adat mérése 5 mm-es csővel és Phonak Target mérési beállításokkal történt
- A 0,4 cm³-es csatoló adatai kiegészítő információként szolgálnak, amelyek közelebb állnak a valós alkalmazáshoz, mivel a mélyre való beillesztés jelentősen kisebb maradék térfogatot eredményez a dobhártya előtt
- Az audiojel késleltetése 6,2 milliszekundumban van megállapítva egy belső standard alapján



A hallókészüléken tilos olyan változtatásokat vagy módosításokat végrehajtani, amelyeket a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyott. Az ilyen változtatások kárt tehetnek a fülben vagy a hallókészülékben.

* Az elem teljesítménye az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az elem korától, a hangkörnyezettől és a fülillesztéktől függ. Fontos: a cink-levegő elemek működési ideje az elem modelljétől függően eltérő lehet



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Virto I-Titanium P (I90/I70)


0,4 cm³-es csatoló adatai

Az IEC 60118-0:2022 szabvány szerint mérve,
0,4 cm³-es akusztikus csatoló használatával (az IEC 60318-8 szabvánnyal
összhangban)

Kimeneti hangnyomás



Akusztikus erősítés




Frekvenciatartomány	<100 Hz – 6800 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Teljes harmonikus torzítás	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	75	óra		
Elem áramerőssége	1.2	mA		
Ekvivalens bemeneti zajszint	19	dBSPL		


2 cm³-es csatoló adatai

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás




Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz – 6700 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Teljes harmonikus torzítás	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	75	óra		
Elem áramerőssége	1.2	mA		
Ekvivalens bemeneti zajszint	19	dBSPL		

Indukciós tekercs érzékenysége



* Az elem teljesítménye az aktiv funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az elem korától, a hangkörnyezettől és a fülillesztéktől függ. Fontos: a cink-levegő elemek működési ideje az elem modelljétől függően eltérő lehet



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc
www.phonak.com

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Virto I-Titanium SP (I90/I70)


0,4 cm³-es csatoló adatai

Az IEC 60118-0:2022 szabvány szerint mérve,
0,4 cm³-es akusztikus csatoló használatával (az IEC 60318-8 szabvánnyal
összhangban)

Kimeneti hangnyomás



Akusztikus erősítés




Frekvenciatartomány	<100 Hz – 7700 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Teljes harmonikus torzítás	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	82	óra		
Elem áramerőssége	1.1	mA		
Ekvivalens bemeneti zajszint	19	dBSPL		


2 cm³-es csatoló adatai

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás




Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz – 7000 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Teljes harmonikus torzítás	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	82	óra		
Elem áramerőssége	1.1	mA		
Ekvivalens bemeneti zajszint	19	dBSPL		

Indukciós tekercs érzékenysége



* Az elem teljesítménye az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az elem korától, a hangkörnyezettől és a fülillesztéktől függ. Fontos: a cink-levegő elemek működési ideje az elem modelljétől függően eltérő lehet



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on