

Phonak Virto™ 1.

Termékinformáció a nem vezeték nélküli modellekről

A Phonak Infinio platform innovatív technológiájával működő Virto I hallókészülékek megoldást jelentenek azon ügyfelek számára, akik a diszkrét és testreszabott megoldásokat részesítik előnyben.



Termékleírás

	 Virtuo I-10 NW O 190/170/150/130	 Virtuo I-Titanium 190/170
Teljesítményszint		
M	•	•
P	•	•
SP	•	•
Hardverkonfiguráció / opciók / technológia		
Elemméret	10	10
Héj anyaga	Akril	Titanium ¹
IP-besorolás	IP68 ²	IP68 ²
Mikrofon technológia	Omni	Omni
Telefontekercs	Opcionális	Opcionális
Nyomógomb (program/hangerő)	Opcionális	Opcionális
Hangerő-szabályozó (tárcsás)	Opcionális	
EasyPhone (akusztikus telefonhoz)	•	Opcionális
MiniControl (program- vagy hangerő-módosításhoz)	•	•

Színek

Előlap színe



26
Rozsaszín



14³
Cserszínű



22
Kakaó



28³
Barna



06
Fekete

Titanium színű héj



Titanium
ezüst

Akril héjszínek



26
Rozsaszín



14
Cserszínű



22
Kakaó



28
Barna



06
Fekete



R
Átlátszó piros



B
Átlátszó kék



21
Átlátszó

¹ Kétféle felületi érdességgel kapható: standard vagy extra megtámasztással (ERS)

² Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.

³ Csak a Virtuo I-10 NW O esetében

Teljesítményszintek

AutoSense OS™ 6.0	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
Zene	•	•		
Beszéd autóban	•	•	•	
Komfort zajban	•	•	•	
Beszéd zajban	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•
További programok				
További programok maximális száma	4	4	4	4
Beszéd autóban	•	•	•	
Beszéd zajban	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•
Zene	•	•	•	•
Akustikus telefon	•	•	•	•
Egyéni program	•	•	•	•
Telefon telefontekercsel ± mikrofon	•	•	•	•
Nyilvános telefontekercs ± mikrofon	•	•	•	•




Jellemzők	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
Speech Enhancer beszédkiemelő	•			
SoundRelax	•	•	•	
Roger-kompatibilitás ¹	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•
WindBlock szélzajszűrő	•	•	•	•
Felhasználói szokások naplózása	•	•	•	•
Tinnitus egyensúly	•	•	•	•
Automatikus akklimatizáció	•	•	•	•
Környezeti egyensúly	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Finomhangolható csatornák	20	20	16	12

¹ Elérhető a Roger Neckloop-on keresztül, ha az opcionális telefontekercs (telecoil) be van építve

Illesztés

	Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium
Phonak Target	10.0 vagy újabb
NOAHlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akusztikus csatoló

		M	P	SP
Maximális leadott teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	109	115	119
Maximális erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	40	50	60
Frekvenciatartomány (Hz)	2 cm ³ csatoló	<100–7000	<100–6700	<100–7000
Működés közbeni fogyasztás (mA)		1.1.	1.2	1.1.
Illesztési tartomány		 Kis-közepes hallásvesztés, minden audiometriai konfiguráció	 Kis-közepestől a nagyfokúig terjedő hallásvesztés, minden audiometriai konfiguráció	 Közepestől a súlyosig terjedő hallásvesztés, minden audiometriai konfiguráció

Héjstílusok

	 Virto I-10 NW O	 Virto I-Titanium
IIC	•	•
CIC	•	•
MC	•	
ITC	•	
HS	•	
FS	•	



Vezeték nélküli kommunikáció

	Virto I-10 NW O I90/I70/I50/I30	Virto I-Titanium I90/I70
Roger		
Roger Neckloop	•*	•*

* Telefontekercs megléte esetén

life is on

A Phonak 1947 óta elkötelezett az életminőség megőrzése mellett azért, hogy új akusztikai távlatokat nyit meg. Már akkor, cégünk alapítása idején is az hajtott minket, hogy pozitív változást vigyünk a világba: hisszük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb élettel, így elengedhetetlen a teljes élethez. A hallás valóban közvetlen összefüggésben áll a szociális, érzelmi, kognitív és fizikai jólléttel egyaránt. A jelenben és a jövőben is arra törekszünk, hogy az innovatív hallási megoldások legszélesebb portfólióját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

phonak.com



027-0710-13/V3.00/2025-01/zm © 2025 Sonova AG All rights reserved