

Phonak CROS L.

Termékinformációk

A Phonak CROS L CROS és BICROS megoldást nyújt azok számára, akiknél a hallásvesztés nem javítható hallókészülékkel az egyik fül esetében. A CROS L a hallókészülékkel nem javítható fülön viselve érzékeli a hangokat, és vezeték nélkül továbbítja azokat a jobb hallással rendelkező fülön viselt kompatibilis Phonak hallókészülékbe. A CROS L nem rendelkezik akusztikai kimenettel.

A CROS L kompatibilis az Audéo L-R, az Audéo L-RT, a Naída L-PR és a Sky L-PR hallókészülékekkel, amelyek a Phonak Lumity platform innovatív technológiáját használják. További információért látogasson el a www.phonak.com weboldalra.



Termékleírás



CROS L-R
CROS L-R Trial

Akkumulátor		újrátölthető
Többfunkciós gomb		•
CROS balance		•
Viztasztító bevonat		•
IP-besorolás		IP68 ¹
Méretek	H x Sz x M	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")
	Tömeg	2,2 g (0,08 oz)
Töltési idő ²	0%-ról 100%-ra	3 óra
	0%-ról 80%-ra	1,5 óra
	30 perces illesztés	15 perc
A következő hallókészülékekkel kompatibilis		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR és Sky L-PR

A burkolat színei



P1
Homokbézs



HO
Bézs



P3
Szantálfa



P4
Gesztenye



P5
Pezsgő



P6
Ezüstszürke



P7
Grafitszürke



P8
Bársonyfekete



Q2
Elektromos
zöld



Q3
Karibi
kalóz



T3
Halvány
rózsaszín

Használható fülillesztékek

Standard dóm (CROS cső)	<ul style="list-style-type: none">A standard dóm három méretben kapható (S, M, L)A CROS cső bal/jobbs oldali változatban, illetve négy különböző hosszúságban (0, 1, 2, 3) kapható
SlimTip (CROS cső)	<ul style="list-style-type: none">Egyéni fülhallgatóA CROS cső bal/jobbs oldali változatban, illetve négy különböző hosszúságban (0, 1, 2, 3) kapható
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none">Kimondottan a CROS-hoz készült, teljesen egyéni fülhallgató, négy különböző kábelhosszúsággal (0, 1, 2, 3)

Phonak CROS L-R töltési lehetőségek



A CROS L-R a Phonak Charger Ease töltővel tölthető. A Phonak Charger Ease egy olyan kompakt töltő, amelynek a töltőnyílásaiban mágnesek helyezkednek el, hogy megkönnyítsék a CROS L-R behelyezését és eltávolítását. Szabványos USB-C-s töltőporttal rendelkezik, amely áramforrásra csatlakozva világít.

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a CROS L-R víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.

² A tényleges töltési idő az akkumulátor hátralévő töltöttségének függvényében változik, azonban a 3 órát nem haladja meg.

CROS L-R CROS L-R Trial

Phonak Target

9.0 vagy újabb

Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2

•

Fő tulajdonságok

A CROS L bármilyen teljesítményszintű Audéo L-R, Audéo L-RT, Naida L-PR vagy Sky L-PR készülékkel használható. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél által viselt CROS L rendszer tulajdonságai elsősorban a jobb hallással rendelkező fülben használt hallókészülék teljesítményszintjétől függenek. Ha tovább szeretne tájékozódni, tekintse meg a Phonak Audéo L, a Naida L, illetve a Sky L termékinformációját.

Phonak SmartSpeech™ Technológia

A kompatibilis Phonak Lumity készülékekkel kombinálva a CROS L rendszer felhasználói hozzáférhetnek a SmartSpeech Technológia nyújtotta legfontosabb funkciókhoz, köztük a **StereoZoom 2.0**-hoz is.

CROS balance

A CROS készülék és a hallókészülék közötti hangerőarány beállítható a Target illesztőszoftver segítségével, vagy közvetlenül, a CROS készülék többfunkciós gombját röviden megnyomva.

myPhonak és myPhonak Junior

A CROS L készüléket és kompatibilis hallókészüléket használó ügyfelek a myPhonak, illetve a myPhonak Junior alkalmazást is igénybe vehetik.

A CROS L teljesítménye

Premium és Advanced teljesítményszintű hallókészülékekkel kombinálva a CROS L rendszerben a „beszéd hangos környezetben” program is használható StereoZoom 2.0 funkcióval. A CROS L rendszerben – a másik fülben használt hallókészülék teljesítményszintjétől függően – használható mikrofonmódok teljes áttekintése az alábbi táblázatban látható.

Hallókészülék teljesítményszintje	A CROS L rendszerben használható mikrofonmódok		
	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Omnidirekcionális
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•

További információért látogasson el a www.phonak.com/cros-l weboldalra.

Az Audéo L hallókészülékekkel kapcsolatos további információért látogasson el a www.phonak.com/audeolumity weboldalra.

Az eSolutions megoldásokkal kapcsolatos további információért látogasson el a www.phonak.com/apps weboldalra.

life is on

A Phonak küldetése 1947 óta az emberek életminőségének megőrzése a hangok új világának megnyitásával. Már akkor, cégünk alapítása idején is az hajtott minket, hogy pozitív változást vigyünk a világba: hisszük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb étellel, így elengedhetetlen a teljes élethez. A hallás valóban közvetlen összefüggésben áll a szociális, érzelmi, kognitív és fizikai jólléttel egyaránt. A jelenben és a jövőben is arra törekszünk, hogy az innovatív hallási megoldások legszélesebb portfólióját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

www.phonak.hu



7 16 1 3 8 9 1 0 3 8 3 2

027-0668-13|V2.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved