

Phonak Sky™ L.

Termékinformációk

A Phonak Sky Lumity a fül mögötti gyermekellátási készülékek átfogó termékcsaládja a kis-közepes fokú halláscsökkenéstől a hallásmaradványig terjedő hallásvesztés esetén.

A Phonak SmartSpeech™ technológiával működő Sky L hallókészüléket a beszédértést a legfejlettebb platformunkon, a Phonak Lumityn megtapasztalni kívánó gyermekkorú ügyfelek számára kínáljuk.



Termékleírás



Sky L-M
Sky L-M Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-SP
Sky L-SP Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30


Elemméret		312	beépített akkumulátor		13		675
Gyermekeknek szánt LED-es minták		•	•		•		•
Telefontekercs		•			•		•
CROS L-kompatibilitás			•				
Bluetooth®		•	•		•		•
Víztesztő bevonat		•	•		•		•
IP-besorolás		IP68 ¹	IP68 ¹		IP68 ¹		IP68 ¹
Méretek	H x Sz x M	31,3 x 14,1 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")		40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")		42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")
	Tömeg	2,18 g / 0,077 oz	3,68 g / 0,130 oz		4,40 g / 0,155 oz		4,60 g / 0,162 oz
Töltési idő ²	0%-ról 100%-ra		3 óra				
	0%-ról 80%-ra		1,5 óra				
	30 perces töltés		10 perc				

		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	128	122	130	129	139	133	141	134
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	63	58	68	69	81	75	84	78
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4900	<100 - >5700	<100 - >4700	<100 - >4700
Működés közbeni fogyasztás (mA)		1,6	1,6			2,1	2,2	3,3	2,8


Illesztési tartományok

■ DSL gyermekellátási illesztési tartomány
■ APD/NAL illesztési tartomány


HE11 680




HE11 680




HE11 680




HE11 680




SlimTube 4.0



SlimTube 4.0



SlimTube 4.0



Kis-közepes hallásvesztés esetén³

Közepes-től a nagyfokú-súlyos terjedő hallásvesztés esetén³

Közepes-től a súlyos terjedő hallásvesztés esetén³

Súlyos foktól a hallásmaradványig terjedő hallásvesztésig³

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.

² A tényleges töltési idő az akkumulátor hátralévő élettartamától függ, és a hőmérsékleti viszonyok is befolyásolhatják.

³ A DSL illesztő formula használata esetén.

A Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik.

Teljesítményszintek

AutoSense Sky OS 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Beszéd hangos környezetben	•			
Beszéd autóban	•			
Komfort visszhangos környezetben	•			
Zene	•	•		
Komfort zajban	•	•	•	
Beszéd zajban	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•
Beszéd média streaming + mikrofon	•	•	•	•
Zene média streaming + mikrofon	•	•	•	•
További programok				
További programok maximális száma	4	4	4	4
Komfort visszhangos környezetben	•			
Beszéd hangos környezetben	•	•		
Beszéd 360°-ban	•	•		
Beszéd zajban	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•
Zene	•	•	•	•
Akusztkus telefon	•	•	•	•
Egyéni program	•	•	•	•
Telefon telefontekercsel ± mikrofon ¹	•	•	•	•
Nyilvános telefontekercs ± mikrofon ¹	•	•	•	•
Streaming hangtovábbító programok				
RogerDirect™ + mikrofon	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™+ mikrofon	•	•	•	•
Telefonhívás + mikrofon	•	•	•	•

Jellemzők	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SmartSpeech technológia				
SpeechSensor beszédirány érzékelő	•			
Speech Enhancer beszédkiemelő	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dinamikus zajsűrés	•	•		
Mozgásérzékelő hallás ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock visszhangcsökkentő	•			
Érintésvezérlés ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Hangtovábitás szüneteltetése/újraindítása	•	•		
- Telefonhívás fogadása/befejezése	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ és direkcionális beállítás	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Broadband Booster szélessáv-erősítő ³	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Felhasználói szokások naplózása	•	•	•	•
Automatikus akklimatizáció	•	•	•	•
Környezeti egyensúly	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Finomhangolható csatornák	20	20	16	12

1 A Phonak Sky L-PR esetében nem elérhető
2 Csak a Phonak Sky L-PR esetében elérhető
3 Csak a Phonak Sky L-UP esetében elérhető

Illesztés

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.1 vagy újabb	9.0 vagy újabb	9.1 vagy újabb	9.0 vagy újabb
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Akusztikus csatoló

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Hangkimenet					
Standard könyök	Csillapítással rendelkező (HE11 680), átlátszó és hat további, gyermekeknek való, színes kivitel	•	•	•	•
	Csillapítással nem rendelkező (HE 11) kizárólag átlátszó kivitel			•	•
Gyerekszáras könyök (mini)	Csillapítással rendelkező (HE11 680), átlátszó és hat további, gyermekeknek való, színes kivitel	•	•	•	•
	Csillapítással nem rendelkező (HE 11) kizárólag átlátszó kivitel			•	•
SlimTube 4.0	Bal- és jobb oldali változatban, öt különböző méretben (00,0,1,2,3)	•	•	•	
Fülilleszték SlimTube vékony csőhöz					
Dóm	Kupak dóm	•	•	•	
	Nyitott dóm Három méretben kapható (S, M, L)	•	•	•	
	Zárt dóm furattal Három méretben kapható (S, M, L)	•	•	•	
	Power dóm Három méretben kapható (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip	Akril	•	•	•	
	Szilikon	•	•	•	
Fülilleszték könyökhöz					
Fülilleszték		•	•	•	•

A burkolat és a könyök színei

Burkolat



H0
Bézs



P1
Homokbézs



P3
Sandelholz



P4
Szantálfa



P5
Pezsgő



P6
Ezüstsürke



P7
Grafitsürke



P8
Bársonyfekete



M6
Lávavörös



M7
Kék óceán



M8
Fenséges lila



Q2
Elektromos zöld



Q3
Karibi kalóz



T3
Halvány rózsaszín

Könyök



R1
Zöld



R2
Sárga



R3
Rózsaszín



R4
Narancssárga



Q6
Kék



Q7
Lila



13
Átlátszó

Phonak Sky L-PR töltési lehetőségek

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

A Skya L-PR az összes népszerű Lumity funkciójával rendelkezik, és emellett még újratölthető is. Az ügyfelek így egész nap élvezhetik a hallásélményt beleértve a streaming zenehallgatást.*

* A várható akkumulátoros üzemidő 16 óra, beleértve 10 óra Roger-használatot, illetve audiostreaminget.



Phonak Sky L Trial

A Phonak Sky L Trial hallókészülékek a javaslatoknak megfelelően gyorsan beállíthatók a kívánt teljesítményszintre. Ennek segítségével az első alkalommal elláthatja ügyfelét az optimális hallási megoldással vagy cserét biztosíthat, ha a hallókészülék szerviz alatt áll. A Sky L Trial készülékekben beépített Roger vevő is található, így bármilyen Roger mikrofon bemutatására és kipróbálására alkalmas.

Phonak Sky L Bluetooth® -verziók

Közvetlen hívások / hangadatátvitel

Bluetooth 4.2 vezeték nélküli technológiát támogató telefonok, illetve a legtöbb korábbi Bluetooth technológiával rendelkező telefon

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Vezeték nélküli kiegészítők				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak Remote Control	•	•	•	•
Roger				
Roger mikrofonok	•	•	•	•
Alkalmazás				
myPhonak Junior	•	•	•	•

További információt a www.phonak.com/sky-lumity címen találhat az interneten.

A Roger mikrofonokra vonatkozó információt a következő címen talál: www.phonak.com/roger-for-education

Ha további információt szeretne a myPhonak Junior alkalmazásról, látogasson el ide: www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

A Phonak 1947 óta elkötelezett az életminőség megőrzése mellett azért, hogy új akusztikai távlatokat nyit meg. Már akkor, cégünk alapítása idején is az hajtott minket, hogy pozitív változást vigyünk a világba: hisszük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb élettel, így elengedhetetlen a teljes élethez. A hallás valóban közvetlen összefüggésben áll a szociális, érzelmi, kognitív és fizikai jólléttel egyaránt. A jelenben és a jövőben is arra törekszünk, hogy az innovatív hallási megoldások legszélesebb portfólióját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

www.phonak.hu



027-0697-13|V1.00|2024-02|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved