

Phonak Naída™ Marvel



Szerelem első hallásra

További információkért látogasson el a www.phonakpro.hu honlapra.

Phonak Naída Marvel – a hallókészülék, amely „szerelem első hallásra” élményt nyújt

Amikor azt mondjuk, hogy „szerelem első hallásra”, akkor nem csak arra az alkalomra gondolunk, amikor az ügyfelek első alkalommal próbálják ki a Phonak Naída Marvel készüléket, hanem minden egyes alkalomra, amikor a készüléket viselik. Attól a pillanattól kezdve, hogy megtörtént a hallókészülék első illesztése, ügyfelei elsőrangú hallásteljesítményt tapasztalhatnak meg.

A Phonak technológia új generációja több hangkörnyezetet ismer fel és alkalmazkodik hozzájuk automatikusan, mint korábban bármikor¹. AutoSense OS™ 3.0 és a Binaural VoiceStream Technology™ az ügyfelek számára jobb hallási memóriát és kevesebb erőfeszítést igénylő hallást biztosít zajban.²

Fő tulajdonságok:

- Jobb beszédértés zajban, a Roger technológiának köszönhetően³
- Kevesebb erőfeszítést igénylő hallás zajban*²
- A hallási memória zajban is jobban előhívható*²
- A világ első nagy teljesítményű hallókészüléke streamelt audiojelek osztályozásával¹

Megbízható

A Naída a legnagyobb bizalmat kiérdemlő nagy teljesítményű hallókészülék.⁴ A szakértői tervezésnek és kiváló kivitelezésnek köszönhetően a Naída Marvel megbízhatóan segítheti a nagyfokú-súlyos hallásvesztéssel élőket. Első nagy teljesítményű hallókészülékünk 1978-as bevezetése óta folyamatosan olyan hallási megoldásokat alkotunk, melyeket arra tervezünk, hogy javítsuk az emberek életminőségét. A bizonyítottan jól teljesítő Marvel technológiára épülő Naída M-SP csúcskategóriás nagy teljesítményű hallókészülékek olyan kulcsfontosságú teljesítményfokozó technológiákat kínálnak, melyek megbízhatóan segíthetik a hallásvesztéssel élőket.

A nagyfokú-súlyos hallásvesztéssel élők rá vannak utalva a hallókészülékükre, éppen ezért olyan megoldásokra van szükségük, melyek valódi különbséget jelentenek. A masszív burkolat lehetővé teszi, hogy ügyfelei nyugodtan folytassák mindennapi tevékenységüket annak tudatában, hogy a hallókészülékek megbízhatóan működnek és a legnagyobb kihívást jelentő hangkörnyezetekben is megállják helyüket.




Termékleírás



Naída M-SP
Naída M-SP Trial
 M90/M70/M50/M30

Elemméret		13	
Többfunkciós nyomógomb		•	
Telefontekercs		•	
Bluetooth®		•	
Nanobevonat		•	
IP-besorolás		IP68 ⁵	
Méreték	H x Sz x M	40,0 x 16,9 x 8,5 (1,57 x 0,67 x 0,33)	
	Tömeg	4,4 g / 0,155 oz	
		HE11	HE11 680
Max. kimeneti hangnyomás (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	139	133
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	81	75
Frekvenciaátviteli tartomány (Hz)		< 100 - > 5000	< 100 - > 5000
Áramfelhasználás (mA)		2,1	2,0

Illesztési tartomány



Közepes-től a súlyosig terjedő hallásvesztés,
 minden audiometriai konfiguráció

■ HE11 680

A ház színei



P1
Homokbézs



P3
Szantálfa



P4
Gesztenye



P5
Pezsgő



P6
Ezüstszürke



P7
Grafitiszürke



P8
Bársonyfekete



T7
Alpesi fehér



HO
Bézs

Teljesítményszintek

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense OS 3.0				
Csendes környezet	•	•	•	•
Beszéd zajban	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	
Zene	•	•		
Beszéd hangos környezetben	•			
Beszélgetés autóban	•			
Komfort visszhangos környezetben	•			
Beszéd streaming + mik	•	•	•	•
Zene média streaming + mik	•	•	•	•
További programok				
További programok maximális száma	3	3	3	3
Komfort visszhangos környezetben	•			
Beszéd hangos környezetben	•	•		
Beszéd 360°-os szögből	•	•		
Beszéd zajban	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•
Zene	•	•	•	•
Akusztkus telefon	•	•	•	•
Egyéni program	•	•	•	•
Adatfolyam programok				
RogerDirect + mik	•	•	•	•
PartnerMic + mik	•	•	•	•
Telefonhívás + mik	•	•	•	•

Funkciók	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-töltés	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Felhasználói szokások naplózása	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Finomhangolható csatornák	20	16	12	8
WhistleBlock (Sípóláscsökkentő)	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
Visszhangesökkentő	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
AOV/Akusztkailag Optimalizált Vent	•	•	•	•
Tinnitus egyensúly	•	•	•	•
auto Akklimatizáció	•	•	•	•
Környezeti egyensúly	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger és iránymikrofonos beállítások	•	•	•	

Illesztés

Naída M-SP
Naída M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Phonak Target	6.2 vagy újabb
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akusztikai csatoló

Hangtovábbítás	Könyök	Csillapítással rendelkező (HE11 680) vagy csillapítással nem rendelkező (HE11), átlátszó	
	SlímTube 4.0	Bal és jobb oldalon hordható, illetve öt különféle hosszban kapható (00,0,1,2,3)	
Akusztikai csatolók vékony csöves rendszerhez	Dóm	Zárt dóm	
		Nyitott dóm	három méretben kapható (S, M, L)
		Zárt dóm furattal	három méretben kapható (S, M, L)
	SlímTip	Power dóm	három méretben kapható (S, M, L)
		Akril	
		Szilikon	
	Titán		
Akusztikai csatolók könyökhöz	Fülilleszték		
	Univerzális fülilleszték		

Phonak Trial™

Az új Phonak Naída M Trial hallókészülékek a javaslatoknak megfelelően gyorsan beállíthatók a kívánt teljesítményszintre. Ennek segítségével az első alkalommal elláthatja ügyfelét az optimális hallás megoldással vagy cserét biztosíthat, ha a hallókészülék szerviz alatt áll.

- 1 Rodrigues, T., & Liebe, S. (2018). AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, a www.phonakpro.hu/bizonyitek oldalról elérve, hozzáférés időpontja: 2020. február 19.
- 2 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Manuscript in preparation. Expected beginning of 2020.
- 3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
- 4 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Ha további tájékoztatásra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot a marketinsight@phonak.com e-mail-címen. A 2017. évi ügyfél-elégedettségi felmérés alapján.
- 5 Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres vízben, valamint 8 óráig porkamrában.

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.

A Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik.

Az iOS a Cisco Technology, Inc. védjegye.

Az Android a Google, LLC. védjegye.

Phonak Naída Marvel Bluetooth® verziók

Közvetlen hívások/hangadatátvitel

Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli technológiát támogató, illetve a legtöbb korábbi Bluetooth technológiával rendelkező telefonok

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

		Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Vezeték nélküli kiegészítők	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	Roger mikrofonok	•
Alkalmazás	myPhonak	•
	Phonak Guide	•
	myCall-to-Text	•

A Naída Marvel márkával kapcsolatban a www.phonakpro.com/naidamarvel oldalon olvashat bővebben

A Roger mikrofonokkal kapcsolatban a www.phonakpro.com/roger oldalon olvashat bővebben

A Phonak alkalmazásokkal kapcsolatban a www.phonakpro.com/smartapps oldalon olvashat bővebben

Mitől lesz a Marvel még csodálatosabb?

A Naída Marvel a világ első nagy teljesítményű BTE készüléke szabadkezes telefonálás funkcióval, amely közvetlenül továbbít adatokat iOS, Android vagy más Bluetooth funkcióval rendelkező készülékekről. A beépített mikrofonoknak köszönhetően ügyfelei úgy telefonálhatnak, hogy közben kezeiket szabadon használhatják. Emellett az is beállítható, hogy a telefonos értesítések a hallókészülékekben is hallhatók legyenek.



A Naída a zenék, videók, e-könyvek, műsorok stb. sztereó hangminőségű adatátvitelét is lehetővé teszi. A Naída szabadalmaztatott AirStream™ technológia segítségével biztosítja a hangadatátvitelt a TV- és sztereórendszerekről. Ügyfelei a TV Connector segítségével, amely egy egyszerű plug and play megoldás élvezhetik a TV-műsorokat és filmeket. Mintha csak vezeték nélküli fejhallgatót használna – illetve annál is jobb, mivel a Marvel hallókészülék képes megkülönböztetni a továbbított beszéd- és zenei jeleket, és az optimális hangminőség érdekében automatikusan igazodik azokhoz.

Fő tulajdonságok:

- Csatlakozik okostelefonokhoz – iOS és Android
- Csatlakozik különböző, a mindennapokban használt elektronikai eszközökhöz
- Vezeték nélküli sztereó fejhallgatóként használt hallókészülék
- Extra hosszú streamelési idő az AirStream technológiának köszönhetően

A Roger™ technológia fokozza a hallásteljesítményt zaj és nagy távolság esetén is.³ A Phonak Naída Marvel hallókészülékek RogerDirect™ funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a Roger technológia külső vevő csatlakoztatása nélkül, közvetlenül a Marvel hallókészülékekbe továbbítsa a hangot.

Fő tulajdonságok:

- A Marvel és a Roger az optimális megoldás a kihívást jelentő hangkörnyezetekben
- A beszédértés javítására tervezve zajos környezetben és nagy távolság esetén
- Diszkrét és megnyerő megoldások

Egyszerűen csodálatos!

A Phonak új, digitális szolgáltatóplatformjának célja ügyfelei személyes hallásigényeinek nagyobb fokú kielégítése. A **myPhonak app** segítségével ügyfelei megoszthatnak információkat Önnel, Ön valós időben személyre szabhatja hallás élményüket, és a továbbfejlesztett távvezérlő funkcióval ügyfelei módosíthatják a hallókészülék beállításait személyes igényeiknek megfelelően.

Fő tulajdonságok:

- Valós idejű hangbeállítás és személyre szabhatóság
- Valós idejű távoli videótámogatás*

A telefonhívások kihívást jelenthetnek, különösen háttérzaj mellett. A **Phonak myCall-to-Text app*** segítségével ügyfelei a Marvel hallókészülékkel hallhatják a beszélgetést, miközben valós időben olvashatják a képernyőn, hogy mit mond a telefon másik végén lévő személy. Elérhető a myCall-to-Text app ingyenes verziója. Próbálja ki most!

*Magyarországon még nem elérhető funkció.

Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve hűek maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörő hallási megoldásokat fejlesztünk ki, melyek változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

www.phonakpro.hu