

Phonak Sky™ Link M.

Termékinformációk



Termékleírás




Sky Link M

Elemméret	13
Többfunkciós gomb	•
Telefontekercs	•
Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli technológia	•
Vízszigetítő bevonat	•
IP-besorolás	IP68 ¹
Méret	H x Sz x M
	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")
Tömeg	4,40 g/0,155 uncia

		HE11	HE11 680
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	139	133
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	81	75
Frekvenciatartomány (Hz)		< 100 - > 5000	< 100 - > 5000
Működés közbeni fogyasztás (mA)		2,1	2,0

Illesztési tartomány



Közepestől a nagyfokú-súlyosig terjedő hallásvesztésig, minden audiometria konfiguráció

A burkolat és a könyök színei

Burkolat



P1
Homokbézs



P4
Gesztenye



P8
Bárszínfekete



Q3
Karibi kalóz



T3
Halvány
rózsaszín



M7
Óceánkék

Könyök



R1
Zöld



R2
Sárga



R3
Rózsaszín



R4
Narancssárga



Q6
Kék



13
Átlátszó



Q7
Lila

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.

A Bluetooth® szövegdíj és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Sonova AG által történő mindenemű használatuk licenccmegállapodás keretében történik.

Teljesítményszintek

AutoSense Sky OS 3.0

Csendes környezet	•
Beszéd zajban	•
Komfort zajban	•
Zene	•
Beszéd hangos környezetben	•
Beszéd autóban	•
Komfort visszhangos környezetben	•
Beszéd média streaming + mikrofon	•
Zene média streaming + mikrofon	•

További programok

További programok maximális száma	4
Komfort visszhangos környezetben	•
Beszéd hangos környezetben	•
Beszéd 360°-ban	•
Beszéd zajban	•
Csendes környezet	•
Komfort zajban	•
A beszédprocesszor nincs a fülön*	•
Zene	•
Akusztikus telefon	•
Egyéni program	•

* Csak bimodális illesztés esetén használt

Jellemzők

UltraZoom	•
SNR-töltés	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Felhasználói szokások naplózása	•
Real Ear Sound	•
Finomhangolható csatornák	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock szélzajszűrő	•
EchoBlock visszhangcsökkentő	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
AOV/Akusztikailag Optimalizált Furat	•
auto Acclimatization	•
Környezeti egyensúly	•
RogerDirect™	•
Roger és direkcionális	•
mikrofonkarakterisztikai beállítások	

Phonak Trial™

Próbakészülékként a Phonak Sky M-SP Trial ajánlott. Ez a próbakészülék nem kompatibilis az AB hangprocesszorral.

Kompatibilitás

A Sky Link M használható:

- monaurális illesztésben
- binaurális illesztésben két Sky Link M hallókészülékkel
- bimodális illesztésben egy Advanced Bionics Sky CI M90 hangprocesszorral

Illesztés

Phonak Target	7.0 vagy újabb
Advanced Bionics Target CI	•
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•
NOAHLink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akusztikus csatoló

Hangkimenet	Standard könyvek	Csillapítással rendelkező (HE 11 680) átlátszó, és 6 további színben kapható, gyermekeknek való kivitel (lásd a 2. oldalt). Csillapítással nem rendelkező (HE 11) átlátszó, és 6 további színben kapható, gyermekeknek való kivitel.
	Gyerekszáras könyvek	Csillapítással rendelkező (HE 11 680) mini átlátszó, és 6 további színben kapható, gyermekeknek való kivitel (lásd a 2. oldalt). Csillapítással nem rendelkező (HE 11) mini átlátszó, és 6 további színben kapható, gyermekeknek való kivitel.
	SlimTube 4.0	Bal és jobb oldalon hordható, illetve öt különféle hosszban készülő változatban kapható (00, 0, 1, 2, 3)
Fülilleszték	SDS 4.0	A Power dóm és az összes egyéb SDS 4.0 dóm három méretben érhető el (S, M, L)
SlimTube vékony csőhöz	SlimTip	Akril Szilikon
Fülilleszték könyökhöz	fülilleszték	
	Univerzális fülilleszték	

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Sky Link-M
Vezeték nélküli kiegészítők	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak Remote Control	•
Roger	
Roger mikrofonok	•
Alkalmazások	
myPhonak Junior	•
AB Remote	•

A myPhonak Junior csak akkor kompatibilis a Sky Link M hallókészülékkel, ha monaurális konfigurációban vagy egy másik Sky Link M hallókészülékkel párosítva használják.

life is on

A Phonak 1947 óta elkötelezett az életminőség megőrzése mellett azért, hogy új akusztikai távlatokat nyit meg. Már akkor, cégünk alapítása idején is az hajtott minket, hogy pozitív változást vigyünk a világba: hisszük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb élettel, így elengedhetetlen a teljes élethez. A hallás valójában közvetlen összefüggésben áll a szociális, érzelmi, kognitív és fizikai jóléttel egyaránt. A jelenben és a jövőben is arra törekszünk, hogy az innovatív hallási megoldások legszélesebb portfólióját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

phonak.com

