

Fedezze fel a hangok csodáját!



**Phonak Audéo™ Paradise**

Semmi nem fogható  
a Paradise hangzásához

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## A hangok csodája

### A Phonak Audéo Paradise a hangok valódi csodája.

Legújabb hallásjavító megoldásunk megalkotásához a természetből merítettünk ihletet. A természet számos megnyugtató és ellazító, kellemes hang forrása. A hallást természetes tevékenységnek tekintjük. A hallás képessége szövevényesen egybefonódik a létezésünkkel, és alapvető szerepet játszik általános jóllétünkben.

Mi lehetne jobb útja a hangok újbóli felfedezésének, mint egy természet által ihletett hallókészülék. Elvégre **semmi nem fogható a Paradise hangzásához.**



# Páratlan hallásélmény

A Phonak Audéo Paradise több évtizednyi technológiai szakértelem, innováció és töretlen elhivatottság gyümölcse.

Azon vágyunkat és elhatározásunkat testesíti meg, hogy olyan hallókészüléket hozunk létre, amely véleményünk szerint a lehető legjobb megoldást kínálja a hallókészülékviselők számára.

Ennek elérése érdekében levontuk a szükséges tanulságokat elődjéből – amely nem mellesleg a legnépszerűbb hallókészülékünk –, és a **Phonak Paradise-t még annál is tökéletesebbre formáltuk.**

A Paradise teljesen új hardware-ének és számos új funkciójának köszönhetően a hallásteljesítmény egy merőben új szintjét kínálja. Mi lett az eredmény?

A Bluetooth® szövédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi, és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik.

## Egy páratlan hallásélményt nyújtó hallókészülék:

- Éles természetes hangzás
- Kitűnő beszédértés
- Személyre szabott zajszűrés
  
- Okos alkalmazások
- Kapcsolódik okostelefonokhoz, TV-hez és sok minden máshoz
- Mindennel kompatibilis!
- Új érintésvezérlés a Bluetooth® funkciók egyszerű eléréséhez



## Éles természetes hangzás

Azon képességünk, hogy meghalljuk hangkörnyezetünk összes árnyalatát, szerves részét képezi életünknek. A megfelelő hallásnak köszönhetően úgy érezzük, kapcsolatban állunk környezetünkkel, és kivesszük a részünket a történésekből. Ez összességében hozzájárul általános jóllétünkhöz.

A hallás összetett folyamat – egy valódi természeti csoda. A cochleában kezdődik, ahol a hangot először befogadjuk, majd az agyban ér véget, ahol megtapasztaljuk a hangzást.

Az Audéo Paradise megalkotásakor a természetből merítettünk ihletet. Szándékunk egyszerűen összefoglalható: éles természetes hangzást nyújtó hallókészüléket szerettünk volna létrehozni, amellyel Ön a lehető legvalóságosabb módon élvezheti a világ csodáit.





## Kitűnő beszédértés

A halkan vagy távolból beszélő személyek csendes környezetben történő megértése kihívást jelent. A Phonak Audéo Paradise úgy küzd le ezt a kihívást, hogy viselője az innovatív Beszédkiemelő funkció segítségével felerősítheti a halk beszédet. Élje át újra a barátaival, munkatársaival és szeretteivel folytatott kommunikáció örömeit.



## Személyre szabott zajszűrés

Mekkora erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy kövesse a beszélgetés fonalát, ha a hang előlről érkezik, oldalról és hátulról azonban zajt hall? Ez az adott helyiség jellemzőitől, vagy akár az aktuális közérzetétől is függhet. A myPhonak 4.0 app segítségével a lehető legtöbbet hozhatja ki Paradise hallókészülékéből. Számos vezérlője és funkciója jóvoltából valós időben szabhatja személyre hallókészüléke beállításait. Túl zajos az étterem? Semmi gond – egyszerűen növelje kényelmes szintre a zajszűrést.



# Okos alkalmazások

Ez nem csak egy alkalmazás, hanem a lehető legokosabb módja Phonak Paradise hallókészülékei vezérlésére, hasznos funkciók alkalmazására, valamint a beállítások személyre szabására. Töltse le a **myPhonak alkalmazást** (Google Play vagy App Store), és élvezze ki maradéktalanul hallókészüléke előnyeit. Vessen egy pillantást a lehetőségekre...


A **Távvezérlő** segítségével valós időben korigálhatja és vezérelheti hallókészülékét. Képzeld el, mennyit javít majd a közérzetén, ha állíthat a Dinamikus zajszűrés szintjén, hogy könnyebben tudjon beszélgetni barátjával egy zajos étteremben. Emellett az érintésvezérlést (Tap Control) is tetszés szerint beállíthatja.

A **Távoli támogatás\*** segítségével a hallásgondozó szakember valós időben tudja elvégezni hallókészüléke illesztését és a szükséges beállításokat. Ez hasznos lehet olyan helyzetekben, amikor nem tud személyes konzultáción részt venni, vagy egyszerűen szeretné, ha a hallásgondozó szakembere mindennapi helyzetekben is elvégezhetné hallókészüléke finomhangolását, nem csak a szaküzletben.

A **Hallásnapló\*\*** nyilvántartja hallását érintő tapasztalatait, és lehetővé teszi, hogy visszajelzést adjon hallásgondozó szakemberének. Emellett Ön és partnere elvégezhetnek bizonyos feladatokat annak érdekében, hogy több ismeretet szerezzenek a hallókészülékéről, és különféle hangkörnyezetekben szokják meg a használatát.

\* Csak válogatott piacokon érhető el. További információkért látogasson el a [www.phonak.com/myphonak-app](http://www.phonak.com/myphonak-app) oldalra.

\*\* Csak a felhasználó saját hozzájárulása esetén alkalmazható.



# Kapcsolódik okostelefonokhoz, TV-hez és sok minden máshoz

## Mindennel kompatibilis!

A Phonak Paradise közvetlenül csatlakozik az Ön iOS®-, Android™- vagy más, Bluetooth funkcióval rendelkező eszközeihez, így egyenesen a hallókészülékébe továbbítja a hangokat.

## Több Bluetooth-kapcsolat

Ezenkívül még inkább kiélvezheti a csatlakoztathatóság előnyeit, ugyanis hallókészülékét egyszerre nyolc Bluetooth funkcióval rendelkező eszközzel párosíthatja, melyből kettőhöz párhuzamosan csatlakoztathatja, ráadásul zökkenőmentesen váltogathat a két eszköz között. A több csatlakozási lehetőség extra kényelmet biztosít, különösen napjaink virtuálisan összekapcsolt világában.


A Paradise emellett AirStream™ technológiát használ, amely támogatja az olyan tartozékokat, mint a Phonak TV Connector. Utóbbival bármilyen TV-készülékből vagy szórakoztatórendszerből egyenesen a hallókészülékébe továbbíthatja a hangokat. A Paradise képes különbséget tenni a továbbított beszéd és zene között, hogy Ön kiváló hangminőségben élvezhesse mindkettőt, a hallás még nagyobb öröme.



## Új érintésvezérlés a Bluetooth funkciók egyszerű eléréséhez

Képzelve el, hogy a füle megérintésével hívásokat intézhet, zenét játszhat le vagy kiélvezheti a hangasszisztensek előnyeit. A hallókészülékbe beépített mozgásérzékelő segítségével könnyedén fogadhat hívásokat, aktiválhatja a hangasszisztent, vagy szüneteltetheti, majd folytathatja a zenelejátszást.

A Paradise az érintésvezérlést (Tap Control) egy beépített mikrofonnal egészíti ki, amellyel valódi szabadkezes telefonhívásokban vehet részt, és ugyanígy aktiválhatja a hangasszisztent.





# Paradise – egy darabka tökéletesség

Amikor a mennyországra gondolunk, élénk, természetes színeket képzelünk magunk elé. Találja meg a stílusához, hangulatához vagy személyiségéhez leginkább passzoló Paradise készüléket, és válogasson hét színből, vagy válasszon akár tölthető modellt.

## A burkolat színei



**P1**

Homokbézs



**H0**

Bézs



**P4**

Gesztenye



**P5**

Pezsgő



**P6**

Ezüstsürke



**P7**

Grafitsürke



**P8**

Bársonyfekete

A tölthető Paradise hallókészülékek gyorsan feltölthetők és sokáig használhatók. Tökéletes társai lesznek, ha folyamatosan úton van. Töltse fel őket rendszeresen, és ne fájjon a feje többé az elemek miatt.

## Phonak Mini Charger Case

A szabványos USB-C töltőkimenettel ellátott Phonak Mini Charger Case egy kompakt töltő két hallókészülékhez.



## Phonak Charger Case Combi

A Phonak Charger Case Combi egy töltő és kemény fedelű tartó egyben.



## Phonak Power Pack

A Phonak Power Pack egyszerűen csatlakoztatható a Phonak Charger Case Combi alsó részéhez, ezzel bárhol feltölthetők az újratölthető hallókészülékek.



# Emelje új szintre életminőségét a Phonak Paradise hallókészülékkel

Megfelelő hallással élvezetesebb az élet. Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a hallásvesztés kezelés a társadalmi-érzelmi, a kognitív és a fizikai jóllétre is pozitív hatást gyakorolhat.<sup>1</sup>



## Társadalmi-érzelmi jóllét

A jobb hallás aktívabb társasági életet, szorosabb emberi kapcsolatokat és hatékony kommunikációt tesz lehetővé – korlátok nélkül.



## Kognitív jóllét

Az agy kulcsszerepet játszik a hallás és a beszédértés folyamatában – fontos hát, hogy folyamatosan stimuláljuk. Ebben nyújthatnak segítséget a hallókészülékek.



## Fizikai jóllét

A jobb hallás elősegíti a környezet megfelelő észlelését, ez pedig fokozza a biztonságérzetet, és növeli az önbizalmat.

## Semmi nem fogható a Paradise hangzásához

<sup>1</sup> Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., Et Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18–22.

# life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb élettel és elengedhetetlen a teljes élethez. Több, mint 70 éve elkötelezetten és szenvedéllyel dolgozunk egy olyan világ megteremtésén, ahol mindenki számára felhangzik az élet – „life is on”. Olyan innovatív hallásjavító megoldásokat fejlesztünk, amelyek életkortól és a halláscsökkenés mértékétől függetlenül támogatnak mindenkit társadalmi kapcsolataik kialakításában, mentális és érzelmi fejlődésükben.

[www.phonak.hu](http://www.phonak.hu)



028-2174-13|N1.00/2020-08|NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved.

**sonova**  
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Svájc

**CE**  
0459