

Phonak Virto™ Paradise







A Phonak Virto P az enyhétől a súlyosig terjedő hallásvesztéssel élők számára készített hallójárat (ITE) hallókészülékek átfogó termékcsaládja. A Virto P modelles család négy tagja négy erősítési szinttel, négy teljesítményszinttel, beleértve a fülzúgás kezelésére szolgáló zajgenerátort, választható. A Virto P hallókészülékek – melyek erejét a Phonak Paradise platform innovatív technológiája adja – jelentik az ideális megoldást azon ügyfelek számára, akik a legjobb hallásteljesítményt szolgáltató személyre szabott megoldásokat részesítik előnyben.

További információkért látogasson el a www.phonakpro.com honlapra.

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Termékleírás

	 Virto P-Titanium P90/P70	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Erősítési szint				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP**				•
Hardverkonfiguráció / opciók / technológia				
Elemméret	10	10	312	312
Nyomógomb (Program / Hangerő)	Opcionális	Opcionális	Opcionális	•
EasyPhone (akusztikus telefonhoz)	Opcionális	•	•	
MiniControl (program- vagy hangerő-módosításhoz)	•	•		
Hangerő-szabályozó (forgókerékkel)		Opcionális	Opcionális	Opcionális
Telefontekercs	Opcionális	Opcionális	Opcionális	
Mikrofontechnológia	Omni	Omni	Omni	Direkcionális üzemmód
IP-besorolás (VC nélkül)	IP68 ¹	IP68 ¹		
Bluetooth®				•
Binaural VoiceStream Technology				•

Színek

Előlap színe



26
Pink



22
Kakaó



28
Barna



06
Fekete



26
Pink



22
Kakaó



06
Fekete

Csak a Titanium változatban:
Titanium ezüst ház- és előlapszínűk

Akril házszínek



21
Átlátszó



26
Pink



22
Kakaó



28
Barna



06
Fekete



R
Átlátszó piros



B
Átlátszó kék

Házstílusok



Virto P-Titanium



Virto P-10 NW O



Virto P-312 NW O



Virto P-312

IIC	•	•		
CIC	•	•		
MC		•	•	
ITC		•	•	
HS		•	•	•
FS		•	•	•

Teljesítményszintek

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30	Funkciók	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
AutoSense OS[™] 4.0					UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
Beszéd hangos környezetben *	•				Dinamikus zajszűrés	•			
Beszéd autóban	•				Beszédkiemelő	•			
Komfort visszhangos környezetben	•				EchoBlock visszhangcsökkentő	•			
Zene	•	•			WindBlock	•	•		
Komfort zajban	•	•	•		SoundRelax	•	•		
Beszéd zajban	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Csendes környezet	•	•	•	•	Roger és direkcionális beállítások *	•	•	•	
Médialejátszás (beszéd) + mikrofon *	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Médialejátszás (zene) + mikrofon *	•	•	•	•	Felhasználói szokások naplózása	•	•	•	•
További programok					WhistleBlock	•	•	•	•
További programok maximális száma	4	4	4	4	NoiseBlock	•	•	•	•
Komfort visszhangos környezetben	•				QuickSync *	•	•	•	•
Beszéd hangos környezetben *	•	•			Akusztikailag optimalizált furat	•	•	•	•
Beszéd 360°-ban *	•	•			Tinnitus Balance zajgenerátor	•	•	•	•
Beszéd zajban	•	•	•	•	Automatikus akklimatizáció	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•	Környezeti egyensúly	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•	RogerDirect *	•	•	•	•
Zene	•	•	•	•	Csatornák finomhangolása	20	20	16	12
Akusztikus telefon	•	•	•	•					
Egyéni program	•	•	•	•					
Streamelési programok									
RogerDirect + mikrofon *	•	•	•	•					
PartnerMic + mikrofon *	•	•	•	•					
Telefonhívás + mikrofon *	•	•	•	•					

Illesztés

Szoftver	A Phonak Target 7.3 vagy újabb verziója
Interfészek	Noahlink Wireless, programozókábel, HI-PRO, HI-PRO2

* Csak a Virto P-312 esetében

** Csak bizonyos országokban érhető el

1. Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres vízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.





A Bluetooth® szövevény és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az IOS a Cisco, Inc. védjegye.

Az Android a Google, Inc. védjegye.

Akusztikus csatoló

Erősítési szint

		M	P	SP	UP**
Maximális kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	109	115	119	127
Maximális erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	40	50	60	70
Frekvenciatartomány (Hz)	2 cm ³ csatoló	< 100–7000	< 100–6700	< 100–7000	< 100–5200
Működés közbeni fogyasztás (mA)	Vezetékes	1.1	1.2	1.1.	
	Vezeték nélküli	1.7	1.8	1.7	1.7
Illesztési tartomány		 <p>Kis-közepes hallásvesztés, minden audiometriai konfigurációban</p>	 <p>Enyhétől közepes-nagyfokúig terjedő hallásvesztés, minden audiometriai konfigurációban</p>	 <p>Közepestől a súlyosig terjedő hallásvesztés, minden audiometriai konfigurációban</p>	 <p>Közepestől a nagyfokúig terjedő hallásvesztés, minden audiometriai konfigurációban</p>

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Virto P-Titanium P90/P70	Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Vezeték nélküli kiegészítő				
TV Connector				•
Phonak PartnerMic				•
Phonak RemoteControl				•
Roger				
RogerDirect™				•
Alkalmazások				
myPhonak				•

A Virto Paradise-zal kapcsolatban a www.phonakpro.com/virtoparadise oldalon olvashat bővebben

A Roger mikrofonokkal kapcsolatban a www.phonakpro.com/roger oldalon olvashat bővebben

A Phonak alkalmazásokkal kapcsolatban a www.phonakpro.com/smartapps oldalon olvashat bővebben


life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb élettel, és elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve elkötelezetten és szenvedéllyel dolgozunk egy olyan világ megteremtésén, ahol mindenki számára felhangzik az élet – „life is on”. Olyan innovatív hallási megoldásokat fejlesztünk, amelyek életkortól és a hallásveszteség mértékétől függetlenül támogatnak mindenkit társadalmi kapcsolatainak kialakításában, mentális és érzelmi fejlődésükben.

www.phonakpro.hu

027-0648-13\2.00\2022-01\NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc

 **CE**
0459