



PHONAK
life is on

A Sonova brand

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Termékinformációk

A Phonak Terra+ és a Phonak Terra a kihelyezett hangszórós és fül mögötti készülékeinek köszönhetően kiegyensúlyozott funkciókat biztosít a személyre szabott hallásélményhez.



Termékleírás

				
	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Elemméret	312	312	13	675
Telefontekercs		•	•	•
Bluetooth®	•	•	•	•
Víztesztítő bevonat	•	•	•	•
IP-besorolás	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Méret	H × Sz × M			
	26,8 × 11,2 × 7,1 mm (1,05 × 0,44 × 0,28")	31,3 × 14,16 × 7,3 mm (1,23 × 0,56 × 0,29")	40,0 × 16,9 × 8,5 mm (1,57 × 0,67 × 0,33")	42,2 × 18,8 × 8,6 mm (1,68 × 0,74 × 0,34")
	Tömeg			
	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4.4 g (0.16 oz)	4.6 g (0.16 oz)

A burkolat színei

Terra+



H0
Bézs



P1
Homokbézs



P3
Szantálfa



P6
Ezüstszürke

Terra



H0
Bézs



P3
Szantálfa




P6
Ezüstszürke

1 Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában. A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik.

Akusztikus csatoló – külső hangszórós hallókészülékek

Hosszúság	S hangszóró	M hangszóró	P hangszóró	UP hangszóró
Négy méretben kapható (0, 1, 2, 3), bal és jobb	•	•	•	•
Dóm				
Kupak dóm	•	•	•	
Nyitott dómHárom méretben kapható (S, M, L)	•	•	•	
Zárt dóm furattalHárom méretben kapható (S, M, L)	•	•	•	
Power dómHárom méretben kapható (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip*				
Akril	•	•	•	
Szilikon	•	•	•	
cShell				
Akril	•	•	•	•
Titán	•	•	•	•
2 cm3-es csatoló adatai				
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	111	114	122	132
Max. erősítés (dB)	47	51	59	71
Frekvenciatartomány (Hz)	< 100 és > 8000 között	< 100 és > 8000 között	< 100 és 6300 között	< 100 és 6100 között

Illesztési tartományok



* Kapható extra hosszú hallójáratí lehetőséggel is

Akusztikus csatoló – fül mögötti hallókészülékek

Hangkimenet

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Standard könyök	Csillapítással rendelkező (HE11 680), átlátszó	•	•	•
	Csillapítással nem rendelkező (HE11), átlátszó		•	•
SlimTube 4.0	Bal- és jobb oldali változatban, öt különböző méretben (00,0,1,2,3)	•	•	

Füilleszték SlimTube vékony csőhöz


Dóm	Kupak dóm	•	•	
	Nyitott dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•	
	Zárt dóm furattal	Három méretben kapható (S, M, L)	•	
	Power dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•	
SlimTip	Akril	•	•	
	Szilikon	•	•	

Füilleszték könyökhöz


Fülilleszték		●		●		●	
2 cm3-es csatoló adatai		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm3-es csatoló	128	122	133	139	134	141
Max. nyereség (dB)	2 cm3-es csatoló	63	58	75	81	78	84
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 -	< 100 és	< 100 és	<100 -	< 100 és	< 100 és
		>7800	> 8000 között	> 5700 között	>4900	> 4700 között	> 4700 között
Működés közbeni fogyasztás (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

Illesztési tartományok


■ SlimTube 4.0
■ HE11 680



Kis-közepes hallásvesztés esetén, minden audiometriai konfiguráció



Közepestől a nagyfokú-súlyosig terjedő hallásvesztés, minden audiometriai konfiguráció



Súlyostól hallásmaradványig terjedő hallásvesztés, minden audiometriai konfiguráció

Teljesítményszintek

	Terra+	Terra		Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M		RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0			Jellemzők		
Beszéd zajban	•	•	UltraZoom	•	•
Csendes környezet	•	•	Broadband Booster szélessáv-erősítő ¹	•	•
AutoSense OS 5.0 (streaming)			Felhasználói szokások naplózása	•	•
Beszéd média streaming + mikrofon	•	•	Automatikus akklimatizáció	•	•
Zene média streaming + mikrofon	•		Környezeti egyensúly	•	•
További programok			SoundRecover2	•	
További programok maximális száma	4	4	SoundRecover	•	•
Beszéd zajban	•	•	WhistleBlock	•	•
Csendes környezet	•	•	NoiseBlock	•	•
Komfort zajban	•		QuickSync	•	•
Zene	•		AOV	•	•
Akusztikus telefon	•	•	Finomhangolási csatorna	10	8
Egyéni program	•	•			
Telefon telefontekercsel ± mikrofon ²	•	•			
Nyilvános telefontekercs ± mikrofon ²	•	•			
Streaming hangtovábbító programok					
PartnerMic + mikrofon	•				
Telefonhívás + mikrofon	•	•			

1 Csak a Phonak Terra+ BTE-UP és a Phonak Terra BTE-UP készülékhez
2 Csak a BTE készülék esetén

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Vezeték nélküli kiegészítő		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak Remote Control	•	
Alkalmazások		
myPhonak	•	

Illesztés

	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	9.1 vagy újabb	9.1 vagy újabb	9.1 vagy újabb	9.1 vagy újabb
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

További információ itt található: www.phonak.com/terra

A myPhonak alkalmazással kapcsolatos további információ itt található: www.phonak.com/apps

life is on

A Phonak 1947 óta elkötelezett az életminőség megőrzése mellett azért, hogy új akusztikai távlatokat nyit meg. Már akkor, cégünk alapítása idején is az hajtott minket, hogy pozitív változást vigyünk a világba: hisszük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb élettel, így elengedhetetlen a teljes élethez. A hallás valóban közvetlen összefüggésben áll a szociális, érzelmi, kognitív és fizikai jólléttel egyaránt. A jelenben és a jövőben is arra törekszünk, hogy az innovatív hallási megoldások szélesebb portfólióját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

www.phonak.com



027-0706-13|V2.00|2024-02|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc

 **CE**
0459