

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Termékinformációk

A Phonak Terra+ és a Phonak Terra kiegyensúlyozott funkciókat biztosít a RIC és BTE típusú készülékek nyújtotta személyre szabott hallásélményhez.



Termékleírás



		Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Akkumulátor/elem mérete		újratölthető akkumulátor	312	312	13	675
Telefontekercs				•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Vízszigetítő bevonat		•	•	•	•	•
IP-besorolás		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Méretetek	H x Sz x M	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28")	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")
	Tömeg	2,2 g (0,08 oz)	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)
Töltési idő ²	0%-ról 100%-ra	3 óra				
	0%-ról 80%-ra	1,5 óra				
	30 perces illesztés	15 perc				

A ház színei

Terra+



H0
Bézs



P1
Homokbézs



P3
Szantálfa



P6
Ezüstszürke



P8
Bársonyfekete

Terra



H0
Bézs



P3
Szantálfa



P6
Ezüstszürke



P8
Bársonyfekete

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.


² A tényleges töltési idő az akkumulátor hátralévő töltöttségének függvényében változik, azonban a 3 órát nem haladja meg.

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik.


Akusztikus csatoló – RIC hallókészülék

Hosszúság	S hangszóró	M hangszóró	P hangszóró	UP hangszóró
Négy méretben kapható (0, 1, 2, 3), bal és jobb	•	•	•	•
Dóm				
Kupak dóm	•	•	•	
Nyitott dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•	•	
Furattal rendelkező zárt dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•	•	
Power dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•	•	
SlimTip*				
Akril	•	•	•	
Szilikon	•	•	•	
cShell				
Akril	•	•	•	•
Titán	•	•	•	•
2 cm³-es csatlakozó adatai				
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	111	114	122	132
Max. erősítés (dB)	47	51	59	71
Frekvenciatartomány (Hz)	<100 – >8000	<100 – >8000	<100–6300	<100–6100


Illesztési tartományok




Enyhétől nagyfokú-súlyosig terjedő hallásveszteség esetén.



Enyhétől súlyosig terjedő hallásveszteség esetén.



Enyhétől súlyosig terjedő hallásveszteség esetén.



Közepes-től a hallásmaradványig terjedő hallásveszteség esetén.

* Extrahosszú hallójáráthossz opcióval is elérhető

Phonak Terra+ RIC-R töltési opció




Phonak Charger Ease

Akusztikus csatoló – BTE hallókészülék


Hangkimenet		Terra+ BTE-M Terra BTE-M		Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP		Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP		
Standard könyök	Csillapított (HE11 680), átlátszó	•		•		•		
	Nem csillapított (HE11), átlátszó			•		•		
SlimTube 4.0	Bal és jobb oldalon hordható változatban, öt különböző hosszban kapható (00,0,1,2,3)	•		•				
Fülilleszték SlimTube vékony csőhöz								
Dóm	Kupak dóm	•		•				
	Nyitott dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•		•			
	Furattal rendelkező zárt dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•		•			
	Power dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•		•			
SlimTip	Akril	•		•				
	Szilikon	•		•				
Fülilleszték könyökhöz								
Fülilleszték		•		•		•		
2 cm³-es csatlakozó adatai		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11	
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ -es csatlakozó	128	122	133	139	134	141	
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ -es csatlakozó	63	58	75	81	78	84	
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >4900	<100 - >4700	<100 - >4700	
Működés közbeni fogyasztás (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3	

Illesztési tartományok


■ SlimTube 4.0
■ HE11 680



Kis-közepes hallásvesztés, minden audiometriai konfiguráció



Kis-közepestől a nagyfokú-súlyosig terjedő hallásvesztés, minden audiometriai konfiguráció



Súlyostól hallásmaradványig hallásvesztés, minden audiometriai konfiguráció

Teljesítményszintek

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M		Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0			Funkciók		
Beszéd zajban	•	•	UltraZoom	•	•
Csendes környezet	•	•	Broadband Booster szélessáv-erősítő ¹	•	•
AutoSense OS 5.0 (streamelés)			Felhasználói szokások naplózása	•	•
Média (beszéd) + mikrofon	•	•	Automatikus akklimatizáció	•	•
Média (zene) + mikrofon	•		Környezeti egyensúly	•	•
További programok			SoundRecover2	•	
További programok maximális száma	4	4	SoundRecover	•	•
Beszéd zajban	•	•	WhistleBlock	•	•
Csendes környezet	•	•	NoiseBlock	•	•
Komfort zajban	•		QuickSync	•	•
Zene	•		AOV	•	•
Akusztikus telefon	•	•	Finomhangolható csatornák száma	10	8
Egyéni program	•	•			
Telefon a telefontekercsel ± mikrofon ²	•	•			
Nyilvános telefontekercs ± mikrofon ²	•	•			
Hangtovábbító (streaming) programok					
PartnerMic + mikrofon	•				
Telefonhívás + mikrofon	•	•			

¹ Csak a Phonak Terra+ BTE-UP és Phonak Terra BTE-UP esetében érhető el
² Csak BTE típusú készülékekhez érhető el

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Vezeték nélküli kiegészítő		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
Alkalmazások		
myPhonak	•	

Illesztés

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1-es vagy újabb	9.1-es vagy újabb	9.1-es vagy újabb	9.1-es vagy újabb	9.1-es vagy újabb
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO, HI-PRO2				•	•

További információkért látogasson el www.phonak.com/terra oldalra

A myPhonak alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el www.phonak.com/apps oldalra

Felhangzik az élet

A Phonak 1947 óta elkötelezetten dolgozik azért, hogy új hangokat megszólaltatva segítsen megőrizni a hallásvesztéssel élők életminőségét. Már a vállalat alapításakor is az a meggyőződés vezérelt minket, hogy a jobb hallás egyenlő a jobb élettel, így elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. A hallás valóban közvetlen kapcsolatban áll a társadalmi, érzelmi, szellemi és testi jóléttel. Most és a jövőben is arra törekszünk, hogy innovatív hallási megoldások lehető legszélesebb skáláját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

www.phonak.com



7 613389 724103

027-0706-13M3.00/2024-10/1LG © 2024 Sonova AG All rights reserved