




Phonak Terra RIC-312/Phonak Terra+ RIC-312

S hangszóró


2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2015 / IEC 60118-0 : 2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés




Frekvenciatartomány	<100 Hz – >8000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Elem áramerőssége	1.4 mA			
Várható működési idő*	121 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dB SPL			

M hangszóró


2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2015 / IEC 60118-0 : 2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz – >8000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Elem áramerőssége	1.4 mA			
Várható működési idő*	121 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dB SPL			

Általános tesztinformációk

- Tápfeszültség: 1,3 V / impedancia: 6,2 Ω
- Specifikus mérési beállítások kerültek alkalmazásra. RTS-módosítás hangerő-szabályozással
- Az eszköz lineáris üzemmódban működik
- Az alacsony szintű táglulás aktív
- Minden kinyert adatot a Phonak Target mérési beállításokkal mértek
- Az audiojel késleltetése 6,2 milliszekundumban van megállapítva egy belső standard alapján

Figyelmeztetések

- ⚠ Ez a hallókészülék olyan kimeneti hangnyomással rendelkezik, amely meghaladhatja a 132 dB SPL értéket. Az eszköz illesztését különös gonddal kell végezni, mivel fennáll a veszélye, hogy a felhasználó elveszíti a megmaradt hallását.
- ⚠ A hallókészüléken tilos olyan változtatásokat vagy módosításokat végrehajtani, amelyeket a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyott. Az ilyen változtatások kárt tehetnek a fülben vagy a hallókészülékben.
- ⚠ A gyermekek fülében kialakult SPL lényegesen magasabb lehet, mint az átlagos felnőtteknél. Javasoljuk, hogy az OSPL90 illesztő pontos céljához mérjék a RECD-értéket.

* Az elem teljesítménye az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az elem korától, a hangkörnyezettől és a fülillesztéktől függ. Vegye figyelembe, hogy a nem tölthető ZnAir elemek működési ideje az elem modelljétől függően eltérő lehet.



0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc
www.phonak.com

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Terra RIC-312/Phonak Terra+ RIC-312


P hangszóró
2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2015 / IEC 60118-0 : 2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés




Frekvenciatartomány	<100 Hz – 6300 Hz (CeruShield)			
	<100 Hz – 5900 Hz (CeruStop)			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Elem áramerőssége	1.5 mA			
Várható működési idő*	113 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			


UP hangszóró
2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2015 / IEC 60118-0 : 2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz – 6100 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Elem áramerőssége	1.4 mA			
Várható működési idő*	121 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

* Az elem teljesítménye az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az elem korától, a hangkörnyezettől és a fülillesztéktől függ. Vegye figyelembe, hogy a nem tölthető ZnAir elemek működési ideje az elem modelljétől függően eltérő lehet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc
www.phonak.com

A Sonova brand

