

Phonak Terra+ RIC-R


Műszaki adatok




S hangszóró 2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciataromány	<100 Hz – >8000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Várható működési idő*	18 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			


Általános tesztinformációk

- Specifikus mérési beállítások kerültek alkalmazásra. RTS-módosítás hangrő-szabályozással
- Az eszköz lineáris üzemmódban működik
- Az alacsony szintű tágulás aktív
- Minden kinyert adatot a Phonak Target mérési beállításokkal mérték.
- Az audiojel késleltetése 6,2 milliszekundumban van megállapítva egy belső standard alapján


M hangszóró 2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciataromány	<100 Hz – >8000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Várható működési idő*	18 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

Figyelmeztetések

- ⚠ Ez a hallókészülék olyan kimeneti hangnyomással rendelkezik, amely meghaladhatja a 132 dB SPL értéket. Az eszköz illesztését különös gonddal kell végezni, mivel fennáll a veszélye, hogy a felhasználó elveszíti a megmaradt hallását.
- ⚠ A hallókészülékben tilos olyan változtatásokat vagy módosításokat végrehajtani, amelyeket a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyott. Az ilyen változtatások kárt tehetnek a fülben vagy a hallókészülékben.
- ⚠ A gyermekek fülében kialakult SPL lényegesen magasabb lehet, mint az átlagos felnőtteknél. Javasoljuk, hogy az OSPL90 illesztő pontos céljához mérjék a RECD-értéket.
- ⓘ Az adatlapon szereplő értékek mérése standard hangszóróval történt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyedi héjcsatolás miatt előfordulhat eltérés ezekről az értékekről.

* Az újratölthető akkumulátor várható működési ideje az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az akkumulátor korától és a hangkörnyezettől függ.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Terra+ RIC-R


Műszaki adatok




P hangszóró 2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés




Frekvenciatartomány	<100 Hz – 6300 Hz (CeruShield)			
	<100 Hz – 5900 Hz (CeruStop)			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Várható működési idő*	18 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dB SPL			

* Az újratölthető akkumulátor várható működési ideje az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az akkumulátor korától és a hangkörnyezettől függ.


UP hangszóró 2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz – 6100 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Várható működési idő*	18 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dB SPL			



Az adatlapon szereplő értékek mérése standard egyedi héjjal történt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyedi akusztikai csatolás miatt előfordulhat eltérés ezektől az értékektől. Különös figyelmet kell fordítani az UP-hangszórókra, mivel az egyedi eltérés az MPO 132 dB SPL-t meghaladó értékéhez vezethet.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc

A Sonova brand

PHONAK
life is on