



PHONAK
life is on

A Sonova brand

Phonak Virto™ 1.

Informazioni sul prodotto per modelli senza antenna wireless

Grazie all'innovativa tecnologia della piattaforma Phonak Infinio, gli apparecchi acustici Virto I sono ideali per i clienti che preferiscono una soluzione discreta e realizzata su misura.



Descrizione del prodotto



Livello di potenza

M	•	•
P	•	•
SP	•	•

Configurazione hardware/opzioni/tecnologia

Formato batteria	10	10
Materiale del guscio	Acrilico	Titanio ¹
Classe di protezione IP	IP68 ²	IP68 ²
Tecnologia del microfono	Omnidirezionale	Omnidirezionale
Bobina telefonica	Opzionale	Opzionale
Pulsantino (Programma/Volume)	Opzionale	Opzionale
Controllo volume (rotellina)	Opzionale	
EasyPhone (per telefono acustico)	•	Opzionale
MiniControl (per cambiare programma o regolare il volume)	•	•

Colori

Colori faceplate



26
Rosa



14³
Sabbia



22
Cacao



28³
Marrone



06
Nero



Grigio
Titanio

Colori guscio in titanio

Colori guscio acrilico



26
Rosa



14
Sabbia



22
Cacao



28
Marrone



06
Nero



R
Rosso trasparente



B
Blu trasparente



21
Trasparente

¹ Disponibile in due diverse tipologie di tenuta della superficie del guscio: Standard o Tenuta Extra (ERS)

² IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

³ Solo Virto I-10 NW O

Livelli di performance

AutoSense OS™ 6.0	Premium	Avanzata	Standard	Essenziale
	I90	I70	I50	I30
Musica	•	•		
Parlato in auto	•	•	•	
Comfort nel rumore	•	•	•	
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Programmi aggiuntivi				
Max. programmi aggiuntivi	4	4	4	4
Parlato in auto	•	•	•	
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Comfort nel rumore	•	•	•	•
Musica	•	•	•	•
Telefono acustico	•	•	•	•
Programma personalizzato	•	•	•	•
Telefono tramite bobina telefonica ± microfono	•	•	•	•
Bobina telefonica pubblica ± microfono	•	•	•	•

Funzioni	Premium	Avanzata	Standard	Essenziale
	I90	I70	I50	I30
Ottimizzazione del Parlato	•			
SoundRelax	•	•	•	
Compatibilità Roger ¹	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Adattamento	•	•	•	•
Bilanciamento ambientale	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Canali Regolazione Fine	20	20	16	12


¹ Disponibile tramite Roger Neckloop quando è installata la bobina telefonica opzionale

Fitting


	Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium
Phonak Target	10.0 o versioni successive
NOAHlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Accoppiamento acustico


		M	P	SP
Livello massimo di Uscita (dB SPL)	accoppiatore 2 cc	109	115	119
Guadagno massimo (dB)	accoppiatore 2 cc	40	50	60
Range di frequenza (Hz)	accoppiatore 2 cc	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000
Corrente di funzionamento (mA)		1.1	1.2	1.1
Range di fitting				



Per ipoacusia da lieve a media, tutte le configurazioni audiometriche



Per ipoacusia da lieve a moderatamente grave, tutte le configurazioni audiometriche



Per ipoacusia da moderata a grave, tutte le configurazioni audiometriche

Tipi di guscio



Virto I-10 NW O



Virto I-Titanium

	Virto I-10 NW O	Virto I-Titanium
IIC	•	•
CIC	•	•
MC	•	
ITC	•	
HS	•	
FS	•	

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.phonak.com/virto-infinio
 Per informazioni sui microfoni Roger visitate il sito www.phonak.com/roger



Comunicazione Wireless

Virto I-10 NW O
190/170/150/130

Virto I-Titanium
190/170

Roger


Roger Neckloop

•*

•*

* Disponibile se è installata la bobina telefonica





life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già all'epoca della nostra fondazione, la nostra azienda era animata da una convinzione fondamentale: un buon udito equivale al benessere ed è quindi essenziale per vivere al meglio la vita. Infatti, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo a offrire il più ampio portafoglio di soluzioni uditive innovative.

Insieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a concentrarci su ciò che conta di più: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo complesso.

phonak.com



Pubblicazione riservata agli operatori di settore
027-0710-05/V3.00/2025-01/zm © 2025 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svizzera

