

Phonak Sky™ L.

Informazioni sui prodotti

Phonak Sky Lumity è l'offerta BTE pediatrica completa per ipoacusie da lievi a profonde.

Dotati della Phonak SmartSpeech™ Technology, gli apparecchi acustici Sky L sono perfetti per i clienti pediatrici che desiderano sperimentare la comprensione del parlato sulla nostra piattaforma più avanzata Phonak Lumity.



Descrizione dei prodotti



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30

Formato batteria		Integrato ricaricabile		675
Modalità pediatriche della luce LED		•		•
Bobina telefonica				•
Compatibilità con CROS L		•		
Bluetooth® ¹		•		•
Rivestimento idrorepellente		•		•
Classe di protezione IP		IP68 ²		IP68 ²
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 pollici)		42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 pollici)
	Peso	3,68 g		4,60 g
Tempi di carica ³	da 0% a 100%	3 h		
	da 0% a 80%	1,5 h		
	Per una sessione di fitting di 30 min.	10 min.		
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 HE11 680
Livello massimo di Uscita (dB SPL)	Accoppiatore 2 cc	130	129	141 134
Guadagno massimo (dB)	Accoppiatore 2 cc	68	69	84 78
Range di frequenza (Hz)		< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 4700 < 100 - > 4700
Corrente di funzionamento (mA)				3,3 2,8

Range di fitting

- Range di fitting DSL pediatrico
- Range di fitting APD/NAL



Ipoacusia da lieve a moderatamente severa, tutte le configurazioni audiometriche

Ipoacusia da severa a profonda, tutte le configurazioni audiometriche

¹ L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.

² IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

³ Il tempo di carica effettivo dipende dalla durata residua della batteria e può variare in base alle temperature.

Livelli di performance

	Premium L90	Avanzata L70	Standard L50	Essenziale L30
AutoSense Sky OS 5.0				
Parlato con rumore di fondo elevato	•			
Parlato in auto	•			
Comfort in ambienti riverberanti	•			
Musica	•	•		
Comfort nel rumore	•	•	•	
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Parlato da dispositivi multimediali + microfono	•	•	•	•
Musica da dispositivi multimediali + microfono	•	•	•	•
Programmi aggiuntivi				
Max. programmi aggiuntivi	4	4	4	4
Comfort in ambienti riverberanti	•			
Parlato con rumore di fondo elevato	•	•		
Parlato a 360°	•	•		
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Comfort nel rumore	•	•	•	•
Musica	•	•	•	•
Telefono acustico	•	•	•	•
Programma personalizzato	•	•	•	•
Telefono tramite bobina telefonica ± mic ¹	•	•	•	•
Bobina telefonica pubblica ± mic ¹	•	•	•	•
Programmi in streaming				
RogerDirect™ + mic	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™+ mic	•	•	•	•
Telefonata + mic	•	•	•	•

	Premium L90	Avanzata L70	Standard L50	Essenziale L30
Funzioni				
SpeechSensor	•			
Ottimizzazione del Parlato	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Cancellazione Dinamica del Rumore	•	•		
Sensore Uditivo Dinamico ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control - Controllo a tocco ²				
- Siri/Assistente Google	•	•		
- Pausa/ripresa dello streaming	•	•		
- Accettare/terminare una chiamata	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Impostazione Roger™ e direzionalità	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Broadband Booster ¹	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•	•	•
Auto Adattamento	•	•	•	•
Bilanciamento ambientale	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Canali Regolazione Fine	20	20	16	12

Tecnologia SmartSpeech

¹ Disponibile solo per Phonak Sky L-UP

² Disponibile solo per Phonak Sky L-PR

Fitting

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 o versioni successive	9.0 o versioni successive
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Accoppiamento acustico

			Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30	
Uscita del suono	Curvetta standard	Con attenuazione (HE11 680), trasparente e 6 ulteriori colori pediatrici	•	•	
		Senza attenuazione (HE 11) solo nel colore trasparente		•	
	Curvetta con blocco pediatrico (mini)	Con attenuazione (HE11 680), trasparente e 6 ulteriori colori pediatrici	•	•	
		Senza attenuazione (HE 11) solo nel colore trasparente		•	
	SlimTube 4.0	Disponibile per lato sinistro e destro in cinque lunghezze diverse (00, 0, 1, 2, 3)	•		
Auricolare per SlimTube	Cupola	Cupola Cap	•		
		Cupola aperta	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	
		Cupola ventilata	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	
		Power dome	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	
		SlimTip	Acrilico	•	
		Silicone	•		
Auricolare per curvetta	Auricolare		•	•	

Colori dell'involucro e della curvetta

Involucro



H0
Beige



P1
Beige Sabbia



P3
Sandalo



P4
Castano



P5
Champagne



P6
Grigio Argento



P7
Grigio Grafite



P8
Nero Velluto



M6
Rosso Lava



M7
Blu Oceano



M8
Viola Majesty



Q2
Verde Elettrico



Q3
Blu Caraibico



T3
Rosa Prezioso

Curvetta



R1
Verde



R2
Giallo



R3
Rosa



R4
Arancione



Q6
Blu



Q7
Viola



13
Trasparente

Phonak Sky L Trial

Gli apparecchi acustici Phonak Sky L Trial possono essere rapidamente impostati ai livelli di performance necessari per adattarsi a quanto da voi consigliato. Questo vi dà la possibilità di applicare al cliente la soluzione uditiva ottimale già al primo appuntamento o di fornire un apparecchio acustico sostitutivo quando quello del cliente è in riparazione. I dispositivi Sky L Trial includono anche il ricevitore Roger preinstallato per effettuare una facile dimostrazione e prova di qualsiasi microfono Roger.

Opzioni di carica di Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR ha tutte le straordinarie funzioni di Lumity oltre ai vantaggi della ricaricabilità. I giovani clienti potranno godersi un'intera giornata di ascolto compreso lo streaming*.

* Durata prevista della batteria di 16 ore, incluse 10 ore di streaming audio tramite Roger.



Versioni Phonak Sky L Bluetooth®

Chiamate dirette/streaming audio

Tecnologia wireless Bluetooth 4.2 e la maggior parte dei precedenti telefoni Bluetooth

Portfolio Accessori Wireless

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Accessori wireless		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Microfoni Roger	•	•
App		
Microfoni Roger	•	•

Per ulteriori informazioni visitare www.phonak.com/sky-lumity

Per informazioni sui microfoni Roger visitare www.phonak.com/roger-for-education

Per ulteriori informazioni su myPhonak Junior visitare www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già allora, ai tempi della fondazione, la nostra azienda era spinta da una convinzione formativa: noi crediamo che sentire bene equivalga a vivere bene e pertanto sia essenziale per vivere appieno la vita. Di fatto, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo per offrire la più vasta gamma di soluzioni uditive innovative. E, assieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a focalizzarci sulle cose più importanti: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo insieme.

www.phonak.com



027-0697-05|V1.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved