

# Phonak Sky™ Link M.

Informazioni sul prodotto



# Descrizione del prodotto




Sky Link M

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato batteria                   | 13                                                                                  |
| Tasto multi-funzione               | •                                                                                   |
| Bobina telefonica                  | •                                                                                   |
| Tecnologia wireless Bluetooth® 4.2 | •                                                                                   |
| Rivestimento idrofobico            | •                                                                                   |
| Classe di protezione IP            | IP68 <sup>1</sup>                                                                   |
| Dimensioni                         | Lunghezza x larghezza x profondità<br>40,0 x 16,9 x 8,5 mm<br>(1,57 x 0,67 x 0,33") |
|                                    | Peso<br>4,40 g / 0,155 oz                                                           |

|                                 |                   | HE11           | HE11 680       |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Max. Potenza in uscita (dB SPL) | accoppiatore 2 cc | 139            | 133            |
| Guadagno massimo (dB)           | accoppiatore 2 cc | 81             | 75             |
| Range di frequenza (Hz)         |                   | < 100 - > 5000 | < 100 - > 5000 |
| Corrente di funzionamento (mA)  |                   | 2,1            | 2,0            |

## Range di fitting



Hpoacusia da lieve a severa, tutte le configurazioni audiometriche

■ HE11 680

## Colori dell'involucro e della curvetta

### Involucro



P1

Beige Sabbia



P4

Castano



P8

Nero Velluto



Q3

Pirata dei Caraibi



T3

Rosa Prezioso



M7

Blu Oceano

### Curvetta



R1

Verde



R2

Giallo



R3

Rosa



R4

Arancione



Q6

Blu



13

Trasparente



Q7

Viola

<sup>1</sup> IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

# Livelli di performance

## AutoSense Sky OS 3.0

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Situazione Quiete                               | • |
| Parlato nel rumore                              | • |
| Comfort nel rumore                              | • |
| Musica                                          | • |
| Parlato con rumore di fondo elevato             | • |
| Parlato in auto                                 | • |
| Comfort in ambiente riverberante                | • |
| Parlato da dispositivi multimediali + microfono | • |
| Musica da dispositivi multimediali + microfono  | • |
| <b>Programmi aggiuntivi</b>                     |   |
| Max. programmi aggiuntivi                       | 4 |
| Comfort in ambiente riverberante                | • |
| Parlato con rumore di fondo elevato             | • |
| Parlato a 360°                                  | • |
| Parlato nel rumore                              | • |
| Situazione di quiete                            | • |
| Comfort nel rumore                              | • |
| Processore sonoro off-ear*                      | • |
| Musica                                          | • |
| Telefono acustico                               | • |
| Programma personalizzato                        | • |
| <b>Programmi in streaming</b>                   |   |
| RogerDirect + microfono                         | • |
| Phonak PartnerMic™ + microfono                  | • |
| Telefonata + microfono                          | • |

\* Usato solo nei fitting bimodali

## Funzioni

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| UltraZoom                          | •  |
| SNR-Boost                          | •  |
| DuoPhone                           | •  |
| SoundRecover2                      | •  |
| Regolazioni Preferite dall'Utente  | •  |
| Real Ear Sound                     | •  |
| Canali Regolazione Fine            | 20 |
| WhistleBlock                       | •  |
| NoiseBlock                         | •  |
| WindBlock                          | •  |
| EchoBlock                          | •  |
| SoundRelax                         | •  |
| QuickSync                          | •  |
| Ventilazione acustica ottimizzata  | •  |
| auto Adattamento                   | •  |
| Bilanciamento ambientale           | •  |
| RogerDirect™                       | •  |
| Impostazione Roger e direzionalità | •  |

# Fitting

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Phonak Target                           | 7.0 o versioni successive |
| Advanced Bionics Target CI              | •                         |
| Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2 | •                         |
| NOAHLink                                | •                         |
| HI-PRO, HI-PRO2                         | •                         |

# Accoppiamento acustico

|                           |                                                                                                |                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita del suono          | Curvetta standard                                                                              | Con attenuazione (HE 11 680) trasparente e in altri 6 colori pediatrici (vedere pagina 2) |
|                           | Curvetta con blocco pediatrico                                                                 | Senza attenuazione (HE 11) trasparente e in altri 6 colori pediatrici                     |
| SlimTube 4.0              | Mini con attenuazione (HE 11 680) trasparente e in altri 6 colori pediatrici (vedere pagina 2) | Mini senza attenuazione (HE 11) trasparente e in altri 6 colori pediatrici                |
|                           | Disponibile per lato sinistro e destro e in cinque lunghezze diverse (00, 0, 1, 2, 3)          |                                                                                           |
| Auricolare SlimTube       | SDS 4.0                                                                                        | Power Dome e tutte le altre cupole SDS 4.0 disponibili in tre misure (S, M, L)            |
|                           | SlimTip                                                                                        | Acrilico                                                                                  |
| Auricolare per auricolare | curvetta                                                                                       | Silicone                                                                                  |
|                           | Peduncolo universale (eartip)                                                                  |                                                                                           |

# Phonak Trial™

Se viene richiesto un dispositivo di prova, si raccomanda il dispositivo Phonak Sky M-SP Trial. Questo dispositivo di prova non è compatibile con il processore sonoro AB.

# Compatibilità

Sky Link M può essere usato:

- come fitting monoaurale
- come fitting binaurale con due apparecchi acustici Sky Link M
- come fitting bimodale con un processore sonoro Advanced Bionics Sky CI M90

# Portfolio Accessori Wireless

| Sky Link-M                |   |
|---------------------------|---|
| <b>Accessori wireless</b> |   |
| TV Connector              | • |
| Phonak PartnerMic         | • |
| Phonak RemoteControl      | • |
| <b>Roger</b>              |   |
| Microfoni Roger           | • |
| <b>App</b>                |   |
| myPhonak Junior           | • |
| AB Remote                 | • |

myPhonak Junior è compatibile con Sky Link M solo se usato in configurazione monoaurale o accoppiato con un altro Sky Link M.

# life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già all'epoca della nostra fondazione, la nostra azienda era animata da una convinzione fondamentale: un buon udito equivale al benessere ed è quindi essenziale per vivere al meglio la vita. Infatti, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo a offrire il più ampio portafoglio di soluzioni uditive innovative. Insieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a concentrarci su ciò che conta di più: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo complesso.

[phonak.com](https://phonak.com)

