

# Phonak Audeo Fit™

## Informazioni sui prodotti



La nostra più recente innovazione nella linea Paradise, Audeo Fit, ha un sensore di pulsazioni cardiache che può tracciare i dati sulla salute del corpo che possono essere visualizzati con l'applicazione myPhonak. Tracciando le pulsazioni, i passi e i livelli di attività, questi apparecchi acustici possono promuovere abitudini sane e creare un maggiore senso di benessere. Adatti per ipoacusia da lieve a grave e alimentati dalla tecnologia innovativa della piattaforma Phonak Paradise, gli apparecchi acustici Phonak Audeo Fit sono la soluzione per quei clienti che vogliono impegnarsi con i loro dati sulla salute.

Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Descrizione dei prodotti



Audéo P-R Fit  
Audéo P-R Fit Trial  
P90/P70

Tasto multi-funzione		•
Bluetooth®		•
Rivestimento idrorepellente		•
Classe di protezione IP		IP68 <sup>1</sup>
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	30,6 x 12,3 x 8,1 mm (1,21 x 0,49 x 0,32")
	Peso	2,23 g (0,078 oz)
Tempi di ricarica <sup>2</sup>	0% - 100%	3 h
	0% - 80%	1,5 h
	Per una sessione di fitting di 30 min.	10 min.
<b>Ricevitore M</b>		
Livello massimo di Uscita (dB SPL)		114
Guadagno massimo (dB)	Accoppiatore 2 cc	51
Range di frequenza (Hz)	Accoppiatore 2 cc	<100 - >8000
<b>Ricevitore P</b>		
Livello massimo di Uscita (dB SPL)		122
Guadagno massimo (dB)	Accoppiatore 2 cc	59
Range di frequenza (Hz)	Accoppiatore 2 cc	<100 - 6300

## Colori involuoco



P1

Beige Sabbia



P4

Castano



P6

Grigio Argento

<sup>1</sup> IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.  
<sup>2</sup> Il tempo di carica effettivo dipende dalla carica residua della batteria, ma non supera le 3 ore.

## Livelli di performance

	Premium	Avanzata	Funzioni	Premium	Avanzata
<b>AutoSense OS™ 4.0</b>	Premium	Avanzata	UltraZoom	•	•
Comfort in ambienti riverberanti	•		Cancellazione Dinamica del Rumore	•	
Parlato in auto	•		Ottimizzazione del Parlato	•	
Parlato con rumore di fondo elevato	•		EchoBlock	•	
Musica	•	•	Tap Control - Controllo a tocco		
Comfort nel rumore	•	•	- Assistente Siri/Google	•	•
Parlato nel rumore	•	•	- Mettere in pausa/riprendere lo streaming	•	•
Situazione di quiete	•	•	- Accettare/terminare una telefonata	•	•
Parlato da dispositivi multimediali + microfono (Streaming)	•	•	StereoZoom	•	•
Musica da dispositivi multimediali + microfono (Streaming)	•	•	WindBlock	•	•
			SoundRelax	•	•
			Sensore Uditivo Dinamico	•	•
<b>Programmi aggiuntivi</b>			DuoPhone	•	•
Max. programmi aggiuntivi	4	4	Real Ear Sound	•	•
Comfort in ambienti riverberanti	•		Impostazione Roger e direzionalità	•	•
Parlato con rumore di fondo elevato	•	•	SoundRecover2	•	•
Parlato a 360°	•	•	WhistleBlock	•	•
Parlato nel rumore	•	•	NoiseBlock	•	•
Situazione di quiete	•	•	RogerDirect™	•	•
Comfort nel rumore	•	•	Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•
Musica	•	•	QuickSync	•	•
Telefono acustico	•	•	AOV	•	•
Programma personalizzato	•	•	Tinnitus Balance	•	•
<b>Programmi in streaming</b>			auto Adattamento	•	•
RogerDirect + microfono	•	•	Bilanciamento ambientale	•	•
PartnerMic + microfono	•	•	Canali Regolazione Fine	20	20
Telefono + microfono	•	•			

## Funzioni salute

	Audéo Fit	RIC ricaricabile Paradise
Tempo di utilizzo separato per ogni apparecchio acustico	•	•
Tempo medio di utilizzo combinato per apparecchi acustici bilaterali	•	•
Tempo medio di utilizzo in ambienti sonori diversi	•	•
Contapassi	•	•
Livelli di attività	•	•
Distanza percorsa camminando o correndo	•	
Pulsazioni cardiache	•	
Settaggio obiettivi opzionale per il tempo di utilizzo	•	•
Settaggio obiettivi opzionale per i passi	•	•

## Fitting

Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial	
Phonak Target	7.3 o versioni successive
Noahlink Wireless	•

## Accoppiamento acustico\*

### Lunghezza

Disponibile in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3), sinistra e destra

### Cupola

Cupola Cap

Cupola aperta      disponibile in tre taglie (S, M, L)

Dome Ventilato Chiaro      disponibile in tre taglie (S, M, L)

### cShell

Acrilico


### Range di fitting

### M Ricevitore Sensor

### P Ricevitore Sensor

•	•
•	
•	
•	
•	•

\* Solo il Ricevitore Sensor a 8 pin e Sensor cShell funzionano con Audeo Fit.



## Phonak Audéo Fit Trial™

I nuovi apparecchi acustici Phonak Audéo P Fit Trial possono essere rapidamente impostati ai livelli di performance necessari per adattarsi a quanto da voi consigliato. Entrambi i livelli di tecnologia presenti in un apparecchio acustico Phonak Audéo P Trial vi forniscono numerose opzioni per offrire la soluzione uditiva al primo appuntamento o per colmare il vuoto durante le riparazioni.

## Opzioni di ricarica Phonak Audéo Fit



### Phonak Charger Case Combi

Il Phonak Charger Case Combi è caricatore, kit disidratante e custodia protettiva rigida tutto in uno. Inoltre comprende uno strumento di pulizia all'interno dell'involucro solido ed a prova di schizzi.



### Phonak Power Pack

Per caricare gli apparecchi acustici mentre l'utente è in movimento, il Phonak Power Pack può essere facilmente collegato alla parte inferiore del Phonak Charger Case Combi.

## Versioni Phonak Audéo Fit Bluetooth®

### Chiamate dirette/streaming audio

Tecnologia wireless Bluetooth® 4.2 e la maggior parte dei precedenti telefoni Bluetooth

L'identità grafica ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

## Portfolio Accessori Wireless

	Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70
<b>Accessorio wireless</b>	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
<b>Roger</b>	
RogerDirect™	•
<b>App</b>	
myPhonak	•

Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.phonakpro.com/audeoparadise](http://www.phonakpro.com/audeoparadise)  
Per informazioni sui microfoni Roger, visitate il sito [www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger)  
Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps)

## life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per il proprio benessere e per vivere la vita al meglio. Da più di 70 anni siamo fedeli alla missione di un mondo dove "life is on" valga per tutti. Le nostre innovative soluzioni uditive sono progettate per persone di tutte le età e con ogni grado di ipoacusia, per promuovere le relazioni sociali dal punto di vista mentale ed emozionale.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0656-05/V1.00/2022-01/ILG © 2022 Sonova AG All rights reserved