

# Phonak CROS P

## Informazioni sui prodotti



Phonak CROS P è una soluzione per ipoacusie monolaterali progettata per consentire al portatore di seguire\* le conversazioni, indipendentemente dalla loro provenienza\*\*<sup>1</sup>. CROS P si indossa sull'orecchio senza protesi acustica per captare i suoni che trasmette in modalità wireless a un apparecchio acustico Phonak Audéo™ P indossato sull'orecchio con un udito migliore. CROS P non ha un'uscita acustica.

CROS P prevede due modelli ed è compatibile con gli apparecchi acustici Audéo P-13T, Audéo P-R e Audéo P-RT a tutti i livelli di performance. Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.phonakpro.it](http://www.phonakpro.it)

\* Seguire: significa avere consapevolezza della conversazione a cui partecipa il portatore.

\*\* quando si usa un sistema CROS rispetto a un sistema senza apparecchi acustici



<sup>1</sup> Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature.

The Hearing Review, 28(8), 22-25. Tratto da <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, consultato il 9 agosto 2021.

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Descrizione dei prodotti

		 CROS P-R	 CROS P-13
Batteria		modello ricaricabile:	misura 13
Tasto multi-funzione		•	•
Bilanciamento CROS		•	•
Classe di protezione IP		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	28 x 11,9 x 8 mm (1,11 x 0,47 x 0,32")	29 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32")
	Peso	2,1 g (0,07 oz)	1,4 g (0,05 oz)
Tempi di ricarica <sup>2</sup>	0% - 100%	3 h	
	0% - 80%	1,5 h	
	Per una sessione di fitting di 30 min.	10 min.	
Compatibilità con l'apparecchio acustico		Audéo P-R, Audéo P-RT	Audéo P-13T

## Colori involucri



## Opzioni per l'auricolare

Cupola standard (CROS Tube)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cupola standard disponibile in tre misure (S, M, L)</li><li>• CROS Tube è disponibile per sinistra/destra e in quattro diverse misure (0, 1, 2, 3)</li></ul>
SlimTip (CROS Tube)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auricolare su misura</li><li>• CROS Tube è disponibile per sinistra/destra e in quattro diverse misure (0, 1, 2, 3)</li></ul>
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auricolare su misura per CROS, disponibile con quattro diverse misure di cavetto (0, 1, 2, 3)</li></ul>

## Opzioni del caricatore Phonak CROS P-R

CROS P-R può essere caricato insieme agli Audéo P-R o Audéo P-RT accoppiati utilizzando una Phonak Charger Case Combi o una Phonak Mini Charger Case.

Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alle informazioni sul prodotto di Phonak Audéo P.

<sup>1</sup> IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

<sup>2</sup> Il tempo di carica effettivo dipende dalla carica residua della batteria, ma non supera le 3 ore.

## Fitting

	CROS P-R	CROS P-13
Phonak Target	7.1.9 o versioni successive	7.1.9 o versioni successive
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLINK		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

## Portfolio Accessori Wireless

Se si usano accessori wireless, si collegheranno all'apparecchio acustico dell'orecchio migliore. Quando è presente il segnale di un accessorio, CROS si mette in pausa e riparte non appena il segnale dell'accessorio si arresta.

Si prega di consultare le informazioni sul prodotto Phonak Audéo P per un elenco completo degli accessori compatibili.

## Funzioni principali

CROS P può essere programmato con un Audéo P con qualsiasi livello di performance. Quindi l'insieme delle funzioni che un cliente con un sistema CROS P sperimenterà dipende principalmente dal livello di performance dell'apparecchio acustico Audéo P. Si prega di fare riferimento ai dati del prodotto Phonak Audéo P o a ulteriori informazioni.

### StereoZoom

StereoZoom può contribuire a migliorare l'intelligibilità del parlato in ambienti rumorosi impegnativi<sup>1</sup>. StereoZoom è disponibile per gli apparecchi acustici con livelli di performance Premium e Avanzata.

### Bilanciamento CROS

Il bilanciamento CROS regola il rapporto di volume tra CROS e l'apparecchio acustico.

### AutoSense OS™ 4.0

AutoSense OS 4.0 rileva automaticamente l'ambiente di ascolto in tempo reale. Attinge da molteplici caratteristiche, combinandole accuratamente per fornire un'esperienza di ascolto senza soluzione di continuità.

<sup>1</sup> Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, ripreso da [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence), accessibile da agosto 2021

## Performance di CROS P

CROS P fornisce il programma Parlato con rumore di fondo elevato con StereoZoom. È disponibile in combinazione con gli apparecchi acustici con i livelli di performance Premium e Avanzata. Per i livelli di performance Standard ed Essenziale, CROS P offre le modalità Real Ear Sound e microfono omnidirezionale. Sull'orecchio migliore, i clienti CROS P beneficiano pienamente di tutte le funzioni di Paradise.

Livelli di performance dell'apparecchio acustico	Modalità microfono disponibili per CROS P		
	StereoZoom	Real Ear Sound	Omnidirezionale
Premium	•	•	•
Avanzata	•	•	•
Standard		•	•
Essenziale			•

Per maggiori informazioni visitare [www.phonakpro.com/cros-p](http://www.phonakpro.com/cros-p)

Per maggiori informazioni sugli apparecchi acustici Audéo P visitare [www.phonakpro.com/audeoparadise](http://www.phonakpro.com/audeoparadise)

# life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per il proprio benessere e per vivere la vita al meglio. Da più di 70 anni siamo fedeli alla missione di un mondo dove "Life is on" valga per tutti. Le nostre innovative soluzioni uditive sono progettate per persone di tutte le età e con ogni grado di ipoacusia, per promuovere le relazioni sociali dal punto di vista mentale ed emozionale.

[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)



027-0622-05/V2.00/2021-09/NLG © 2021 Sonova AG All rights reserved