

フォナック ナイードル.

プロダクトインフォメーション

フォナック ナイードルミティは、軽度から重度の難聴用の包括的な BTE ポートフォリオです。

フォナック スマートスピーチ テクノロジーを搭載し、当社の最先端プラットフォームであるルミティでパワフルなソリューションを求めるお客様に選ばれています。



製品概要



ナイーダ L-UP
ナイーダ L-UP トライアル
L90/L70/L50/L30



ナイーダ L-SP
ナイーダ L-SP トライアル
L90/L70/L50/L30




ナイーダ L-PR
ナイーダ L-PR トライアル
L90/L70/L50/L30

電池の種類		675	13	充電式
T コイル		●	●	
クロス L との互換性				●
Bluetooth®		●	●	●
ナノコーティング		●	●	●
国際保護等級 IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
サイズ	高さ x 幅 x 奥行き	42.6 x 18.8 x 8.6 mm (1.68 x 0.74 x 0.34")	40.0 x 16.9 x 8.5 mm (1.57 x 0.67 x 0.33")	36.7 x 16.4 x 8.5 mm (1.44 x 0.64 x 0.33")
	重さ	4.60 g / 0.162 oz	4.40 g / 0.155 oz	3.68 g / 0.130 oz
充電時間 ²	0%~100%			3時間
	0%~80%			1.5時間
	30分フィッティング ³			10分

		HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	スリムチューブ 4.0	HE11 680	スリムチューブ 4.0
最大出力音圧(dB SPL)	2cc カプラデータ	141	134	139	133	135	130	129
最大音響利得(dB)	2cc カプラデータ	84	78	81	75	70	68	69
帯域幅(Hz)		< 100 - > 4,700	< 100 - > 4,700	< 100 - > 4,900	< 100 - > 5,700	< 100 - > 7,100	< 100 - > 5,700	< 100 - > 7,100

フィッティングレンジ



ハウジング カラー



H0
ベージュ



P1
サンド
ベージュ



P3
サンダル
ウッド



P4
チェスト
ナット



P5
シャンパン



P6
シルバー
グレー



P7
グラファイ
トグレー



P8
ペルベット
ブラック

¹ IP68 は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1 m の淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しなかったことを示しています(IEC60529規格による)。

² 実際の充電時間は、電池残量によって異なり、温度条件の影響を受ける場合があります。

Bluetooth® のロゴ文字およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

パフォーマンスレベル

	プレミアムクラス L90	アドバンスクラス L70	スタンダードクラス L50	エッセンシャルクラス L30
オートセンス OS 5.0				
非常に騒がしい中でのことば	●			
車内でのことば	●			
反響する環境での快適性	●			
音楽	●	●		
雑音下での快適性	●	●	●	
騒がしい中でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
メディアことば+マイク	●	●	●	●
メディア音楽+マイク	●	●	●	●
追加プログラム				
最大追加プログラム数	4	4	4	4
反響する環境での快適性	●			
非常に騒がしい中でのことば	●	●		
全方向(360°)からのことば	●	●		
騒がしい中でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
雑音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
通常の電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
電話経由のTコイル ± マイク ¹	●	●	●	●
公共のTコイル ± マイク ¹	●	●	●	●
ストリーミングプログラム				
ロジャー ダイレクト+マイク	●	●	●	●
フォナック パートナー マイク				
+マイク	●	●	●	●
通話+マイク	●	●	●	●

	プレミアムクラス L90	アドバンスクラス L70	スタンダードクラス L50	エッセンシャルクラス L30
機能				
フォナック スマート スピーチ テクノロジー	スピーチセンサー	●		
	スピーチ エンハンサー	●		
	ステレオズーム 2.0	●	●	
	ダイナミックノイズ キャンセル	●	●	
	モーションセンサー ヒアリング ²	●	●	●
	ロジャー ダイレクト	●	●	●
	エコブロック	●		
	タップコントロール ²			
	- Siri/Google アシスタント	●	●	
	- ストリーミングの一時停止/再開	●	●	
	- 通話の応答/終了	●	●	
	サウンドリラックス	●	●	
	デュオフォン	●	●	●
	リアルイヤーサウンド ³	●	●	●
	ウルトラズーム	●	●	●
	ロジャー™ および指向性設定	●	●	●
	広帯域ブースター ³	●	●	●
	ヘルス機能 ^{2,4}	●	●	●
	ウインドブロック	●	●	●
	ユーザー志向のチューニング ⁵	●	●	●
	耳鳴りバランス ⁵	●	●	●
	自動順応	●	●	●
	環境バランス	●	●	●
	サウンドリカバー ²	●	●	●
	ホイスルブロック	●	●	●
	ノイズブロック	●	●	●
	クイックシンク	●	●	●
	AOV	●	●	●
	微調整チャンネル数	20	20	16

1 フォナック ナイード L-PR では使用不可
2 フォナック ナイード L-PR のみで使用可能
3 フォナック ナイード L-UP のみで使用可能
4 マイフォナックと併用可
5 フォナック ナイード L-UP では使用不可

フィッティング

	ナイード L-UP ナイード L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイード L-SP ナイード L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイード L-PR ナイード L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0以上	9.1以上	9.0以上
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	●	●	●
NOAHLink	●	●	
HI-PRO、HI-PRO2	●	●	

音響カプリング

			ナイーダ L-UP ナイーダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-SP ナイーダ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-PR ナイーダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
音口	フック	ダンパー付き (HE11 680)	●	●	●
	フック	ダンパーなし (HE11)	●	●	
	スリムチューブ 40	左右の異なる5種類の長さ (00、0、1、2、3)		●	●
スリムチューブ用耳せん(イヤチップ)	ドーム型耳せん	キャップ型		●	●
		オープン型 3サイズ(S、M、L)から選択可能		●	●
		ベント付き 3サイズ(S、M、L)から選択可能		●	●
		パワー型 3サイズ(S、M、L)から選択可能		●	●
	スリムチップ	アクリル製		●	●
		シリコン製		●	●
フック用耳せん(イヤチップ)	イヤモールド		●	●	●

フォナック ナイーダ L トライアル

フォナック ナイーダ L トライアル補聴器は、専門家の推奨するパフォーマンスレベルに適合するよう、速やかに目的のクラスに設定できるようになっています。初回予約時にはもう最適な聞こえのソリューションで装用者をフィッティングでき、補聴器を修理に出している間の代替品を提供できます。このナイーダ L トライアル補聴器にはロジャー受信機が事前にインストールされており、簡単にデモンストレーションやロジャー マイクロホンの試用を行うことができます。

フォナック ナイダ L-PR 充電オプション

フォナック チャージャー Combi BTE / フォナック チャージャー Combi BTE 2

ナイダ L-PR はルミティの魅力的な機能がすべて備わっており、充電式の利点もあります。顧客は、ストリーミング実行時でも一日中の聞こえを楽しむことができます*。

* 4時間の Bluetooth クラシック ストリーミングと4時間のテレビコネクターD ストリーミングを含む16時間の電池駆動時間。



フォナック ナイダ L Bluetooth® バージョン

ハンズフリー通話/音声ストリーミング

Bluetooth 4.2のワイヤレス テクノロジーと、多くの旧式 Bluetooth 電話に対応

ワイヤレスコミュニケーションポートフォリオ

	ナイダ L-UP ナイダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-SP ナイダ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-PR ナイダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
ワイヤレス アクセサリー			
テレビコネクターD	•	•	•
フォナック パートナーマイク	•	•	•
フォナック リモートコントロール	•	•	•
ロジャー			
ロジャー マイクロホン	•	•	•
アプリ			
マイフォナック アプリ	•	•	•
マイフォナック ジュニア アプリ	•	•	•

詳細については、www.phonak.com/naida-lumity をご覧ください。

ロジャー マイクロホンの詳細については、www.phonak.com/roger をご覧ください。

マイフォナックおよびマイフォナック ジュニアの詳細については、www.phonak.com/apps をご覧ください。

life is on

1947年以来、フォナックでは、新しい音響世界を開拓し、生活の質を改善する取り組みを続けています。当社は、創立の当時から既に、初期の信念に基づき活動を進めました。良い聞こえが人々の健康に深くつながり、人生を豊かにするために欠かせないと、当社は考えています。事実、聞こえは、社会・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングの向上と関係があります。今後も、当社は革新的な聞こえのソリューションの幅広いポートフォリオを提供するよう邁進していきます。そして、聴覚専門家と一緒に、私たちは最も重要なこと、すなわち、ことばの理解の向上、人々の暮らしの向上、社会全体への積極的な影響に注力し続けています。

www.phonak.com



027-0699-17/V3.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved