

# 포낙 크로스 L.

## 제품 정보

포낙 크로스 L은 한 쪽 귀에 보청기를 착용하지 않은 난청 사용자들에게 크로스 (CROS) 및 바이크로스(BICROS) 솔루션을 제공합니다. 크로스 L은 보청기를 착용하지 않은 귀에 착용하여 소리를 잡아냄으로써 청력이 더 좋은 쪽에 착용한 포낙 호환형 보청기로 무선 전송합니다. 크로스 L에는 음향 출력 기능이 없습니다.

크로스 L은 포낙 루미티 플랫폼의 혁신적인 기술로 구동되는 오디오 L-R, 오디오 L-RT, 나이다 L-PR 및 스카이 L-PR 보청기와 호환 가능합니다.  
자세한 내용은 [www.phonak.com](http://www.phonak.com)에서 확인하십시오.



# 제품 설명



크로스 L-R  
크로스 L-R 트라이얼

배터리		충전식
멀티-기능 버튼		•
크로스 밸런스(CROS balance)		•
소수성 코팅		•
IP 등급		IP68 <sup>1</sup>
크기	길이(L) x 너비(W) x 높이(D)	27.7x 12 x 8.1mm (1.09 x 0.47 x 0.32")
	무게	2.2g(0.08oz)
충전 시간 <sup>2</sup>	0% ~ 100%	3시간
	0% ~ 80%	1.5시간
	30분 피팅	15분
보청기와의 호환성		오데오 L-R, 오데오 L-RT, 나이다 L-PR, 스카이 L-PR

## 하우징 색상



## 이어피스 옵션

스탠다드 돔(크로스 튜브)	<ul style="list-style-type: none"> <li>세 가지(S, M, L) 크기로 스탠다드 돔 사용 가능</li> <li>크로스 튜브는 왼쪽/오른쪽에 네 가지 길이(0, 1, 2, 3) 사용 가능</li> </ul>
슬림팁(크로스 튜브)	<ul style="list-style-type: none"> <li>맞춤형 이어피스</li> <li>크로스 튜브는 왼쪽/오른쪽에 네 가지 길이(0, 1, 2, 3) 사용 가능</li> </ul>
크로스 팁	<ul style="list-style-type: none"> <li>크로스용 완전 맞춤형 이어피스는 네 가지 케이블 길이(0,1,2,3)로 사용 가능</li> </ul>

## 포낙 크로스 L-R 충전기 옵션



포낙 충전기 이즈를 사용하여 크로스 L-R을 충전할 수 있습니다. 포낙 충전기 이즈는 크로스 L-R을 끼우고 빼기 쉽게 충전 슬롯에 자석이 있는 소형 충전기입니다. 전원이 공급될 때 불이 켜지는 표준 USB-C 충전 포트를 사용합니다.

<sup>1</sup> IP68은 크로스 L-R 장치의 방수 및 방진 기능이 있음을 나타냅니다. IEC60529 표준에 따라 먼지에서 8시간 그리고 1미터의 깨끗한 물속에서 60분 동안 기능이 지속됨을 의미합니다.  
<sup>2</sup> 실제 충전 시간은 배터리 잔량에 따라 다르지만 3시간을 초과하지 않습니다.

# 피팅

## 크로스 L-R 크로스 L-R 트라이얼

포낙 타겟	9.0 이상
노아링크 와이어리스, 노아링크 와이어리스 2	•

## 주요 기능

크로스 L은 모든 성능의 오데오 L-R, 오데오 L-RT, 나이다 L-PR 또는 스카이 L-PR과 함께 피팅할 수 있습니다. 따라서 크로스 L 시스템을 착용하는 고객이 경험하는 일련의 기능은 주로 청력이 더 좋은 귀에 착용한 보청기의 성능에 따라 달라집니다. 추가 정보는 포낙 오데오 L, 나이다 L 또는 스카이 L의 제품 정보를 참조하십시오.

### 포낙 스마트스피치™ 기술

호환 가능한 포낙 루미티 장치와 결합된 크로스 L 시스템 덕분에 고객은 스테레오줌 2.0을 비롯한 관련 스마트스피치 기술 기능에 액세스할 수 있습니다.

### 크로스 밸런스(CROS balance)

크로스 장치와 보청기 간의 음량 비율은 타겟 피팅 소프트웨어를 통해 조절하거나 크로스 장치의 다양한 기능 버튼을 짧게 눌러 직접 조절할 수 있습니다.

### 마이포낙 및 마이포낙 주니어

크로스 L 장치와 호환 가능한 보청기를 착용한 고객은 마이포낙 또는 마이포낙 주니어를 통해 앱 지원 서비스를 받을 수 있습니다.

## 크로스 L 성능

크로스 L은 프리미엄 및 어드밴스드 성능의 보청기와 결합 시 스테레오줌 2.0을 통한 큰 소음 속 어음 환경 프로그램을 제공합니다. 반대쪽 보청기의 성능에 따라 달라지는 크로스 L에서 사용 가능한 마이크 모드에 대한 전체 개요는 아래 표를 참조하십시오.

보청기 성능	크로스 L에서 사용 가능한 마이크 모드		
	스테레오줌 2.0	리얼 이어 사운드	전방향성
프리미엄	•	•	•
어드밴스드	•	•	•
스탠다드		•	•
에센셜			•

자세한 내용은 [www.phonak.com/cros-l](http://www.phonak.com/cros-l)에서 확인하십시오.

오데오 L 보청기에 대한 자세한 내용은 [www.phonak.com/audeolumity](http://www.phonak.com/audeolumity)에서 확인하십시오.

eSolutions에 대한 자세한 내용은 [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps)에서 확인하십시오.

# life is on

1947년부터 포낙은 새로운 음향 세계를 열어 삶의 질을 유지하는데 전념하고 있습니다. 창립 당시부터 당사는 잘 듣는 것이 곧 웰빙이라는 신념으로 기업을 운영해 왔으며, 이는 최상의 삶을 사는 데 있어 필수적이라고 믿습니다. 실제로 청각은 사회적, 감정적, 인지적 그리고 신체적인 행복과 직접적으로 연결되어 있습니다. 오늘도 내일도 당사는 혁신적인 청취 솔루션의 방대한 포트폴리오를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 노력할 것입니다. 또한, 청각 전문가들과 함께 가장 중요한 일, 즉 어음 이해도를 개선하고 사람들의 삶을 변화시키며 사회 전반에 선한 영향력을 미치는 데 주력하고 있습니다.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0668-19/V2.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved