



Roger Focus II

Roger Focus II


技術資料

長聲管


2 cm³ 耦合器資料

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

輸出聲壓級



聲學增益




頻率範圍	0			
總諧波失真	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%
預期使用時間*	24 h			
等效輸入噪音級	25,9 dBSPL			

短聲管


2 cm³ 耦合器資料

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

輸出聲壓級



聲學增益



頻率範圍	0			
總諧波失真	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%
預期使用時間*	24 h			
等效輸入噪音級	25,1 dBSPL			

一般測試資訊

- 使用了特定測量設定。透過音量控制進行 RTS 調整
- 裝置正在以線性模式運行
- 低音量擴展已啟動
- 所有資料均是透過峰力 Target 選配軟體測量設定測得
- 根據內部標準，音訊訊號的延遲時間為 6.2 ms

警告

- ⚠ 未經製造商明示核准，不得變更或改裝助聽器。此類變更可能會導致耳朵或助聽器受損。
- ⚠ 兒童耳朵中產生的聲壓級可能明顯高於成年人的平均水平。建議按照 OSPL90 配准器的正確目標測量 RECD

* 充電的預期使用時間會取決於啟用的功能、無線配件的使用、電池壽命及聲音環境等。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

